

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2025



ARMAALINE
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

ARMALINE

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

СОЕДИНЯЯ ВАЖНОЕ!



ООО «АРМАЛАЙН»

— современный российский производственный комплекс по выпуску хирургического шовного материала для любых отраслей медицины от общей хирургии до офтальмологии.

Компания нацелена на создание качественного и доступного по цене хирургического шовного материала как на российском рынке, так и для стран Евразийского экономического союза. Производственная мощность завода — 5 миллионов изделий в год.

На собственном высокотехнологичном производстве, открытом в 2019 году, осуществляется сборка 15 тысяч наименований продукции из сырья мировых производителей Франции, Германии, Индии, Кореи и других. Партнеры компании — только проверенные поставщики, сертифицированные по системе ISO.

Выпуск медицинских изделий проходит многоступенчатый контроль качества в исследовательской лаборатории в соответствии с национальными и международными стандартами.

Профессиональный уровень команды и современное европейское оборудование позволяют в кратчайшие сроки произвести сборку шовного материала в индивидуальной комплектации в соответствии с техническими требованиями заказчика. Оперативная доставка гарантирована наличием на складе в г. Краснодаре необходимого ассортимента в нужном количестве.

Мы убеждены, что отечественный шовный материал премиум — качества станет доступным для российского госпитального рынка. Поэтому создаем товар, который ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, но выигрывает в конкуренции по цене.

Исполнение 1: нити в отрезках

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /
A / C / 2 / 35 / 150 / X5 /

1/ Вариант упаковки шовного материала:

Обозначение	Варианты упаковки
A	конверт
B	катушка
C	кассета

2/ Наименование изделия (нити):

Торговое наименование изделия	
A	ARMACRYL PGA
B	ARMACRYL RAPID
C	ARMACRYL 910
D	ARMACRYL 910 RAPID
E	ARMACRYL 910 PRO
Ea	ARMACRYL PGA PRO
Eg	ARMACRYL MONOFAST PRO
Ef	ARMACRYL MONOFILAMENT PRO
F	ARMACRYL MONOFILAMENT
G	ARMACRYL MONOFAST
H	ARMGUT
I	ARMGUT XPOM
J	ARMA BOND
JT	ARMA BOND-T
JP	ARMA BOND-P
K	ARMASILK
L	ARMALON
M	ARMALEN
MP	ARMALEN PE
N	ARMA PLAST
O	ARMA STEEL
P	ARMA PVDF
Q	ПОЛИАМИД-П
R	ЛАВСАН-П
S	ЛАВСАН-К
T	ТЕСЬМА-Л
TN	ТЕСЬМА-Н
TP	ТЕСЬМА-П
U	ПОЛИАМИД-К
V	ARMA FORCE
VP	ARMA FORCE-P
VPA	ARMA FORCE-PA
VPP	ARMA FORCE-PP
W	ARMA PTFE
X	ARMACRYL PGA PLUS
Y	ARMACRYL RAPID PLUS
Z	ARMALINEN

3/ Цвет нити:

Обозначение	Цвет нити
1	неокрашенный
2	фиолетовый
3	синий
4	черный
5	зеленый
6	бело-голубой
7	бело-черный
8	бело-зеленый

4/ Толщина нити (метрический размер):

Обозначение	MP
01	0,1
02	0,2
03	0,3
04	0,4
05	0,5
07	0,7
10	1
15	1,5
20	2
30	3
35	3,5
40	4
50	5
60	6
70	7
80	8
90	9
100	10

Ширина тесьмы, мм:

Обозначение	Ширина, мм
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
08	8
10	10
12	12
14	14

5/ Длина шовного материала:

Варианты упаковки	
длина нити, см	A, B
длина нити, м	C

6/ Количество отрезков нити

(указывается, если количество отрезков нити более 1 шт. в изделии)

Исполнение 2: нити в отрезках с иглой

/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 /
с 2 35 75 26 1 1 1 П2 Х5 ХХ

- 1/ **Наименование изделия**
(см. Исполнение 1, п. 2)
- 2/ **Цвет нити**
(см. Исполнение 1, п. 3)
- 3/ **Толщина нити (метрический размер) или ширина тесьмы, мм**
(см. Исполнение 1, п. 4)
- 4/ **Длина шовного материала, см**
- 5/ **Развернутая длина иглы, мм**
- 8/ **Количество игл на одну нить, шт.**
- 9/ **Принадлежности и их количество, шт.**
(указывается для изделий с насадками-прокладками)
- 10/ **Количество отрезков хирургической нити с одной или двумя иглами атравматическими в изделии, шт.**
(указывается, если количество отрезков хирургической нити с одной или двумя иглами атравматическими более 1 шт. в изделии)
- 11/ **Дополнительные характеристики игл**
(указывается для изделий с атравматическими иглами)

Характеристика иглы	
Обозначение	PP — игла с уплощенным кончиком
	BL — игла с чернением
	PR — сверхострая игла
	СС — кардиоваскулярная игла

6/ Степень изогнутости иглы		Вид иглы
Обозначение	1	изогнутая по дуге на 1/2 окружности
	2	изогнутая по дуге на 3/8 окружности
	3	изогнутая по дуге на 5/8 окружности
	4	изогнутая по дуге на 1/4 окружности
	5	прямая
	6	лыжеобразная
	7	крючкообразная (J-образная)
7/ Тип заточки иглы		
Обозначение	1	колющая
	2	таперкат
	3	режущая
	4	обратно-режущая
	5	троакарная
	6	тупоконечная
	7	шпательная



Вид иглы	Тело иглы	Поперечное сечение иглы	Форма острия иглы	Обозначение иглы на этикетки
Колющая				
Таперкат				
Режущая				
Обратно-режущая				
Троакарная				
Тупоконечная				
Шпательная				

Изображения игл в каталоге представлены в масштабе 1:1,5

Рассасывающийся шовный материал


 ARMACRYL 910	 ARMACRYL RAPID PLUS
 ARMACRYL 910 RAPID	 ARMACRYL MONOFAST
 ARMACRYL 910 PRO	 ARMACRYL MONOFAST PRO
 ARMACRYL PGA	 ARMACRYL MONOFILAMENT
 ARMACRYL PGA PLUS	 ARMACRYL MONOFILAMENT PRO
 ARMACRYL PGA PRO	 ARMGUT
 ARMACRYL RAPID	 ARMGUT XPOМ

Нерассасывающийся шовный материал


 ARMALEN	 ARMABOND-P
 ARMALEN PE	 ARMASTEEL
 ARMAPVDF	 ПОЛИАМИД-П
 ARMALON	 ПОЛИАМИД-К
 ARMAPLAST	 ЛАВСАН-П
 ARMASILK	 ЛАВСАН-К
 ARMABOND	 ТЕСЬМА-Л
 ARMABOND-T	

В каталоге представлены основные коды продукции.
Возможна индивидуальная комплектация заказа
по вашим техническим параметрам.

Нити в отрезках с иглой



Нити в отрезках



ARMACRYL 910	8
ARMACRYL 910 RAPID	16
ARMACRYL 910 PRO	22
ARMACRYL PGA	30
ARMACRYL PGA PLUS	40
ARMACRYL PGA PRO	48
ARMACRYL RAPID	56
ARMACRYL RAPID PLUS	62
ARMACRYL MONOFAST	68
ARMACRYL MONOFAST PRO	74
ARMACRYL MONOFILAMENT	80
ARMACRYL MONOFILAMENT PRO	86
ARMGUT.....	92
ARMGUT XPOМ	96
ARMALEN	100
ARMALEN PE	108
ARMAPVDF	116
ARMALON	122
ARMAPLAST	132
ARMASILK	136
ARMABOND	142
ARMABOND-T	150
ARMABOND-P	158
ARMASTEEL	166
ПОЛИАМИД-К	170
ПОЛИАМИД-П	178
ЛАВСАН-К	186
ЛАВСАН-П	190
ТЕСЬМА-Л	198

ARMACRYL 910

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция.

Цвет нити /

Фиолетовый.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 50 до 70 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 18-21 день после имплантации.


Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеной, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами

диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / офтальмология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / пластическая хирургия,
- / урология,
- / гинекология,
- / стоматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
	2	3-0	150 см	фиолетовый	AC220150
	3	2-0	150 см	фиолетовый	AC230150
	3,5	0	150 см	фиолетовый	AC235150
	4	1	150 см	фиолетовый	AC240150
	5	2	150 см	фиолетовый	AC250150

Лигатура (катушка)	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
	4	1	250 см	фиолетовый	BC240250



С колющей иглой			MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1/2 окружности	13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107513111
					90 см	фиолетовый	C2109013111
	16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107516111
					90 см	фиолетовый	C2109016111
			1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157516111
					90 см	фиолетовый	C2159016111
	20 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157520111
					90 см	фиолетовый	C2159020111
			2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207520111
					90 см	фиолетовый	C2209020111
	25 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157525111
					90 см	фиолетовый	C2159025111
			2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207525111
					90 см	фиолетовый	C2209025111
			3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307525111
					90 см	фиолетовый	C2309025111
			2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207530111
					90 см	фиолетовый	C2209030111
	30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307530111
					90 см	фиолетовый	C2309030111
			3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357530111
					90 см	фиолетовый	C2359030111

С колющей иглой



	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
35 мм 	3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307535111
			90 см	фиолетовый	C2309035111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357535111
			90 см	фиолетовый	C2359035111
	4	1	75 см	фиолетовый	C2407535111
			90 см	фиолетовый	C2409035111
40 мм 	5	2	90 см	фиолетовый	C2509035111
			90 см	фиолетовый	C2509035111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307540111
			90 см	фиолетовый	C2309040111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357540111
			90 см	фиолетовый	C2359040111
45 мм 	4	1	75 см	фиолетовый	C2407540111
			90 см	фиолетовый	C2409040111
	5	2	75 см	фиолетовый	C2507540111
			90 см	фиолетовый	C2509040111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357545111
			90 см	фиолетовый	C2359045111
48 мм 	4	1	75 см	фиолетовый	C2407548111
			90 см	фиолетовый	C2409048111
	5	2	75 см	фиолетовый	C2507548111
			90 см	фиолетовый	C2509048111
	4	1	75 см	фиолетовый	C2407550111
			90 см	фиолетовый	C2409050111
50 мм 	5	2	75 см	фиолетовый	C2507550111
			90 см	фиолетовый	C2509050111
	4	1	75 см	фиолетовый	C2407550111
			90 см	фиолетовый	C2409050111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3/8	13 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107513211
				90 см	фиолетовый	C2109013211
	16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107516211
				90 см	фиолетовый	C2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157516211
				90 см	фиолетовый	C2159016211
	25 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207525211
				90 см	фиолетовый	C2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307525211
				90 см	фиолетовый	C2309025211
	30 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307530211
				90 см	фиолетовый	C2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1/2	16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107516141
				90 см	фиолетовый	C2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157516141
				90 см	фиолетовый	C2159016141
	20 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207520141
				90 см	фиолетовый	C2209020141
	25 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207525141
				90 см	фиолетовый	C2209025141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307525141
				90 см	фиолетовый	C2309025141
	30 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207530141
				90 см	фиолетовый	C2209030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307530141
				90 см	фиолетовый	C2309030141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357530141
				90 см	фиолетовый	C2359030141
	35 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307535141
				90 см	фиолетовый	C2309035141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357535141
				90 см	фиолетовый	C2359035141
		4	1	75 см	фиолетовый	C2407535141
				90 см	фиолетовый	C2409035141
		5	2	75 см	фиолетовый	C2507535141
				90 см	фиолетовый	C2509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307540141
		90 см	фиолетовый	C2309040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357540141
		90 см	фиолетовый	C2359040141
4	1	75 см	фиолетовый	C2407540141
		90 см	фиолетовый	C2409040141
5	2	75 см	фиолетовый	C2507540141
		90 см	фиолетовый	C2509040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357545141
		90 см	фиолетовый	C2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	C2407545141
		90 см	фиолетовый	C2409045141
5	2	75 см	фиолетовый	C2507545141
		90 см	фиолетовый	C2509045141
4	1	75 см	фиолетовый	C2407548141
		90 см	фиолетовый	C2409048141
5	2	75 см	фиолетовый	C2507548141
		90 см	фиолетовый	C2509048141

45 мм



48 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	C2107516241
		90 см	фиолетовый	C2109016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157516241
		90 см	фиолетовый	C2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157520241
		90 см	фиолетовый	C2159020241
2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207520241
		90 см	фиолетовый	C2209020241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	C2157525241
		90 см	фиолетовый	C2159025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207525241
		90 см	фиолетовый	C2209025241
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307525241
		90 см	фиолетовый	C2309025241

20 мм



25 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



30 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207530241
		90 см	фиолетовый	C2209030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307530241
		90 см	фиолетовый	C2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357530241
		90 см	фиолетовый	C2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307535241
		90 см	фиолетовый	C2309035241
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357535241
		90 см	фиолетовый	C2359035241
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307540241
		90 см	фиолетовый	C2309040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357540241
		90 см	фиолетовый	C2359040241
4	1	75 см	фиолетовый	C2407540241
		90 см	фиолетовый	C2409040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357545241
		90 см	фиолетовый	C2359045241
4	1	75 см	фиолетовый	C2407545241
		90 см	фиолетовый	C2409045241

35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности



25 мм



30 мм



40 мм



45 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207525121
		90 см	фиолетовый	C2209025121
3	2-0	75 см	фиолетовый	C2307525121
		90 см	фиолетовый	C2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	C2207530121
		90 см	фиолетовый	C2209030121
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357540121
		90 см	фиолетовый	C2359040121
4	1	75 см	фиолетовый	C2407540121
		90 см	фиолетовый	C2409040121
3,5	0	75 см	фиолетовый	C2357545121
		90 см	фиолетовый	C2359045121
4	1	75 см	фиолетовый	C2407545121
		90 см	фиолетовый	C2409045121
5	2	75 см	фиолетовый	C2507545121
		90 см	фиолетовый	C2509045121

ARMACRYL 910 RAPID

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 40 до 50 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 5-7 день после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, ложечными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеной, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенной, метрических размеров (условных номеров): 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами

диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ хирургическая стоматология,

/ абдоминальная хирургия (брюшная полость),

/ урология,

/ гинекология,

/ пластическая хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	неокрашенный	AD120150
3	2-0	150 см	неокрашенный	AD130150
3,5	0	150 см	неокрашенный	AD135150
4	1	150 см	неокрашенный	AD140150
5	2	150 см	неокрашенный	AD150150

С колющей иглой

1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	неокрашенный	D1107513111
		90 см	неокрашенный	D1109013111
1	5-0	75 см	неокрашенный	D1107516111
		90 см	неокрашенный	D1109016111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	D1157516111
		90 см	неокрашенный	D1159016111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	D1157520111
		90 см	неокрашенный	D1159020111
2	3-0	75 см	неокрашенный	D1207520111
		90 см	неокрашенный	D1209020111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	D1157525111
		90 см	неокрашенный	D1159025111
2	3-0	75 см	неокрашенный	D1207525111
		90 см	неокрашенный	D1209025111
3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307525111
		90 см	неокрашенный	D1309025111
2	3-0	75 см	неокрашенный	D1207530111
		90 см	неокрашенный	D1209030111
3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307530111
		90 см	неокрашенный	D1309030111
3,5	0	75 см	неокрашенный	D1357530111
		90 см	неокрашенный	D1359030111
3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307535111
		90 см	неокрашенный	D1309035111
3,5	0	75 см	неокрашенный	D1357535111
		90 см	неокрашенный	D1359035111
4	1	75 см	неокрашенный	D1407535111
		90 см	неокрашенный	D1409035111

С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
40 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307540111
				90 см	неокрашенный	D1309040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	D1357540111
				90 см	неокрашенный	D1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	D1407540111
				90 см	неокрашенный	D1409040111
	45 мм	3,5	0	75 см	неокрашенный	D1357545111
				90 см	неокрашенный	D1359045111
				75 см	неокрашенный	D1407545111
				90 см	неокрашенный	D1409045111
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	D1407548111
				90 см	неокрашенный	D1409048111
	50 мм	4	1	75 см	неокрашенный	D1407550111
				90 см	неокрашенный	D1409050111

С колющей иглой

3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	D1107513211
				90 см	неокрашенный	D1109013211
	16 мм	1	5-0	75 см	неокрашенный	D1107516211
				90 см	неокрашенный	D1109016211
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	D1157516211
				90 см	неокрашенный	D1159016211
25 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	D1207525211
				90 см	неокрашенный	D1209025211
	30 мм	3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307525211
				90 см	неокрашенный	D1309025211
		3	2-0	75 см	неокрашенный	D1307530211
				90 см	неокрашенный	D1309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	D1107516141
				90 см	неокрашенный	D1109016141
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	D1157516141
				90 см	неокрашенный	D1159016141
	20 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный	D1207520141
				90 см	неокрашенный	D1209020141

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

неокрашенный

D1207525141

90 см

неокрашенный

D1209025141

3

2-0

75 см

неокрашенный

D1307525141

90 см

неокрашенный

D1309025141

30 мм



2

3-0

75 см

неокрашенный

D1207530141

90 см

неокрашенный

D1209030141

3

2-0

75 см

неокрашенный

D1307530141

90 см

неокрашенный

D1309030141

3,5

0

75 см

неокрашенный

D1357530141

90 см

неокрашенный

D1359030141

35 мм



3

2-0

75 см

неокрашенный

D1307535141

90 см

неокрашенный

D1309035141

3,5

0

75 см

неокрашенный

D1357535141

90 см

неокрашенный

D1359035141

4

1

75 см

неокрашенный

D1407535141

90 см

неокрашенный

D1409035141

40 мм



3

2-0

75 см

неокрашенный

D1307540141

90 см

неокрашенный

D1309040141

3,5

0

75 см

неокрашенный

D1357540141

90 см

неокрашенный

D1359040141

4

1

75 см

неокрашенный

D1407540141

90 см

неокрашенный

D1409040141

45 мм



3,5

0

75 см

неокрашенный

D1357545141

90 см

неокрашенный

D1359045141

4

1

75 см

неокрашенный

D1407545141

90 см

неокрашенный

D1409045141

48 мм



4

1

75 см

неокрашенный

D1407548141

90 см

неокрашенный

D1409048141

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности



16 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1

5-0

75 см

неокрашенный

D1107516241

90 см

неокрашенный

D1109016241

1,5

4-0

75 см

неокрашенный

D1157516241

90 см

неокрашенный

D1159016241

20 мм



1,5

4-0

75 см

неокрашенный

D1157520241

90 см

неокрашенный

D1159020241

2

3-0

75 см

неокрашенный

D1207520241

90 см

неокрашенный

D1209020241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	1,5	4-0	75 см	неокрашенный D1157525241
			90 см	неокрашенный D1159025241
	2	3-0	75 см	неокрашенный D1207525241
			90 см	неокрашенный D1209025241
	3	2-0	75 см	неокрашенный D1307525241
			90 см	неокрашенный D1309025241
30 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный D1207530241
			90 см	неокрашенный D1209030241
	3	2-0	75 см	неокрашенный D1307530241
			90 см	неокрашенный D1309030241
	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357530241
			90 см	неокрашенный D1359030241
35 мм	3	2-0	75 см	неокрашенный D1307535241
			90 см	неокрашенный D1309035241
	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357535241
			90 см	неокрашенный D1359035241
40 мм	3	2-0	75 см	неокрашенный D1307540241
			90 см	неокрашенный D1309040241
	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357540241
			90 см	неокрашенный D1359040241
	4	1	75 см	неокрашенный D1407540241
			90 см	неокрашенный D1409040241
45 мм	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357545241
			90 см	неокрашенный D1359045241
	4	1	75 см	неокрашенный D1407545241
			90 см	неокрашенный D1409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный D1207525121
			90 см	неокрашенный D1209025121
	3	2-0	75 см	неокрашенный D1307525121
			90 см	неокрашенный D1309025121
30 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный D1207530121
			90 см	неокрашенный D1209030121
40 мм	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357540121
			90 см	неокрашенный D1359040121
	4	1	75 см	неокрашенный D1407540121
			90 см	неокрашенный D1409040121
45 мм	3,5	0	75 см	неокрашенный D1357545121
			90 см	неокрашенный D1359045121
	4	1	75 см	неокрашенный D1407545121
			90 см	неокрашенный D1409045121

ARMACRYL 910 PRO

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся антимикробная из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с хлоргексидином диацетатом.

Цвет нити /

Неокрашенный или фиолетовый.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 50 до 70 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 18-21 день после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.


Варианты исполнения /

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся антимикробной из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеной, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с хлоргексидином диацетатом, неокрашенной или фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыже-

образными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Наличие в составе нити антисептика хлоргексидина диацетата позволяет осуществить пролонгированную санацию прокольного канала, чем способствует деконтаминации послеоперационной раны и обеспечивает местное антимикробное действие нитей в организме. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 3 года со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / хирургическая стоматология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / урология,
- / гинекология,
- / пластическая хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AE220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AE230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AE235150
4	1	150 см	фиолетовый	AE240150
5	2	150 см	фиолетовый	AE250150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
4	1	250 см	фиолетовый	BE240250
5	2	250 см	фиолетовый	BE250250

С колющей иглой

1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107513111
		90 см	фиолетовый	E2109013111
1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107516111
		90 см	фиолетовый	E2109016111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157516111
		90 см	фиолетовый	E2159016111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157520111
		90 см	фиолетовый	E2159020111
2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207520111
		90 см	фиолетовый	E2209020111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157525111
		90 см	фиолетовый	E2159025111
2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207525111
		90 см	фиолетовый	E2209025111
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307525111
		90 см	фиолетовый	E2309025111
2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207530111
		90 см	фиолетовый	E2209030111
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307530111
		90 см	фиолетовый	E2309030111
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357530111
		90 см	фиолетовый	E2359030111

С колющей иглой



35 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307535111
		90 см	фиолетовый	E2309035111
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357535111
		90 см	фиолетовый	E2359035111
4	1	75 см	фиолетовый	E2407535111
		90 см	фиолетовый	E2409035111
5	2	90 см	фиолетовый	E2509035111
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307540111
		90 см	фиолетовый	E2309040111
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357540111
		90 см	фиолетовый	E2359040111
4	1	75 см	фиолетовый	E2407540111
		90 см	фиолетовый	E2409040111
5	2	75 см	фиолетовый	E2507540111
		90 см	фиолетовый	E2509040111
20 мм				
45 мм				
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357545111
		90 см	фиолетовый	E2359045111
4	1	75 см	фиолетовый	E2407545111
		90 см	фиолетовый	E2409045111
5	2	75 см	фиолетовый	E2507545111
		90 см	фиолетовый	E2509045111
48 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	E2407548111
		90 см	фиолетовый	E2409048111
5	2	75 см	фиолетовый	E2507548111
		90 см	фиолетовый	E2509048111
50 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	E2407550111
		90 см	фиолетовый	E2409050111
5	2	75 см	фиолетовый	E2507550111
		90 см	фиолетовый	E2509050111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107513211
				90 см	фиолетовый	E2109013211
		1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107516211
				90 см	фиолетовый	E2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157516211
				90 см	фиолетовый	E2159016211
		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207525211
				90 см	фиолетовый	E2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307525211
				90 см	фиолетовый	E2309025211
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307530211
				90 см	фиолетовый	E2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107516141
				90 см	фиолетовый	E2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157516141
				90 см	фиолетовый	E2159016141
		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207520141
				90 см	фиолетовый	E2209020141
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207525141
				90 см	фиолетовый	E2209025141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307525141
				90 см	фиолетовый	E2309025141
		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207530141
				90 см	фиолетовый	E2209030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307530141
				90 см	фиолетовый	E2309030141
30 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357530141
				90 см	фиолетовый	E2359030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307535141
				90 см	фиолетовый	E2309035141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357535141
				90 см	фиолетовый	E2359035141
		4	1	75 см	фиолетовый	E2407535141
				90 см	фиолетовый	E2409035141
		5	2	75 см	фиолетовый	E2507535141
				90 см	фиолетовый	E2509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307540141
		90 см	фиолетовый	E2309040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357540141
		90 см	фиолетовый	E2359040141
4	1	75 см	фиолетовый	E2407540141
		90 см	фиолетовый	E2409040141
5	2	75 см	фиолетовый	E2507540141
		90 см	фиолетовый	E2509040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357545141
		90 см	фиолетовый	E2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	E2407545141
		90 см	фиолетовый	E2409045141
5	2	75 см	фиолетовый	E2507545141
		90 см	фиолетовый	E2509045141
4	1	75 см	фиолетовый	E2407548141
		90 см	фиолетовый	E2409048141
5	2	75 см	фиолетовый	E2507548141
		90 см	фиолетовый	E2509048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



20 мм



25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	E2107516241
		90 см	фиолетовый	E2109016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157516241
		90 см	фиолетовый	E2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157520241
		90 см	фиолетовый	E2159020241
2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207520241
		90 см	фиолетовый	E2209020241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	E2157525241
		90 см	фиолетовый	E2159025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207525241
		90 см	фиолетовый	E2209025241
3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307525241
		90 см	фиолетовый	E2309025241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207530241
				90 см	фиолетовый	E2209030241
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307530241
				90 см	фиолетовый	E2309030241
		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357530241
				90 см	фиолетовый	E2359030241
	35 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307535241
				90 см	фиолетовый	E2309035241
		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357535241
				90 см	фиолетовый	E2359035241
40 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307540241
				90 см	фиолетовый	E2309040241
		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357540241
				90 см	фиолетовый	E2359040241
		4	1	75 см	фиолетовый	E2407540241
				90 см	фиолетовый	E2409040241
		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357545241
				90 см	фиолетовый	E2359045241
45 мм		4	1	75 см	фиолетовый	E2407545241
				90 см	фиолетовый	E2409045241
				90 см	фиолетовый	E2409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207525121
				90 см	фиолетовый	E2209025121
		3	2-0	75 см	фиолетовый	E2307525121
				90 см	фиолетовый	E2309025121
30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	E2207530121
				90 см	фиолетовый	E2209030121
40 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357540121
				90 см	фиолетовый	E2359040121
		4	1	75 см	фиолетовый	E2407540121
				90 см	фиолетовый	E2409040121
45 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	E2357545121
				90 см	фиолетовый	E2359045121
		4	1	75 см	фиолетовый	E2407545121
				90 см	фиолетовый	E2409045121
		5	2	75 см	фиолетовый	E2507545121
				90 см	фиолетовый	E2509045121

ARMACRYL PGA

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция

Цвет нити /

Фиолетовый.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 60 до 90 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 18-21 день после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся полигликолидной плетеной, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция, фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной

от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / хирургическая стоматология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / урология,
- / гинекология,
- / пластическая хирургия,
- / офтальмология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AA220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AA230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AA235150
4	1	150 см	фиолетовый	AA240150
5	2	150 см	фиолетовый	AA250150
6	3-4	150 см	фиолетовый	AA260150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
4	1	250 см	фиолетовый	BA240250

С колющей иглой



1/2
окружности



	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107513111
			90 см	фиолетовый	A2109013111
16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107516111
			90 см	фиолетовый	A2109016111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157516111
20 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	A2159016111
			90 см	фиолетовый	A2159016111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157520111
			90 см	фиолетовый	A2159020111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	A2157520111
			90 см	фиолетовый	A2207520111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2209020111
22 мм	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2307520111
			90 см	фиолетовый	A2307520111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157522111
			90 см	фиолетовый	A2307522111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307522111
			90 см	фиолетовый	A2309022111
25 мм	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357522111
			90 см	фиолетовый	A2357522111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157525111
			90 см	фиолетовый	A2159025111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207525111
			90 см	фиолетовый	A2209025111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307525111
			90 см	фиолетовый	A2309025111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357525111
			90 см	фиолетовый	A2357525111
30 мм	4	1	75 см	фиолетовый	A2407525111
			90 см	фиолетовый	A2407525111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207530111
			90 см	фиолетовый	A2209030111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307530111
			90 см	фиолетовый	A2309030111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357530111
			90 см	фиолетовый	A2357530111
	4	1	75 см	фиолетовый	A2359030111
			90 см	фиолетовый	A2359030111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2407530111
			90 см	фиолетовый	A2507530111

С колющей иглой

1/2
окружности




	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
35 мм 	2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207535111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307535111
			90 см	фиолетовый	A2309035111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357535111
			90 см	фиолетовый	A2359035111
	4	1	75 см	фиолетовый	A2407535111
			90 см	фиолетовый	A2409035111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507535111
			90 см	фиолетовый	A2509035111
37 мм 	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357537111
	4	1	90 см	фиолетовый	A2409037111
40 мм 	3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307540111
			90 см	фиолетовый	A2309040111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357540111
			90 см	фиолетовый	A2359040111
	4	1	75 см	фиолетовый	A2407540111
			90 см	фиолетовый	A2409040111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507540111
			90 см	фиолетовый	A2509040111
45 мм 	3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357545111
			90 см	фиолетовый	A2359045111
	4	1	75 см	фиолетовый	A2407545111
			90 см	фиолетовый	A2409045111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507545111
			90 см	фиолетовый	A2509045111
			150 см	фиолетовый	A25015045111
48 мм 	3,5	0	90 см	фиолетовый	A2359048111
	4	1	75 см	фиолетовый	A2407548111
			90 см	фиолетовый	A2409048111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507548111
			90 см	фиолетовый	A2509048111
50 мм 	4	1	75 см	фиолетовый	A2407550111
			90 см	фиолетовый	A2409050111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507550111
			90 см	фиолетовый	A2509050111
60 мм 	4	1	75 см	фиолетовый	A2407560111
			90 см	фиолетовый	A2409060111
	5	2	75 см	фиолетовый	A2507560111
65 мм 	4	1	75 см	фиолетовый	A2407565111
			90 см	фиолетовый	A2409065111

С колющей иглой



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3/8
окружности

13 мм



1

5-0

75 см

фиолетовый

A2107513211

90 см

фиолетовый

A2109013211

16 мм



1

5-0

75 см

фиолетовый

A2107516211

90 см

фиолетовый

A2109016211

1,5

4-0

75 см

фиолетовый

A2157516211

90 см

фиолетовый

A2159016211

2

3-0

75 см

фиолетовый

A2207516211

3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307516211

20 мм



1,5

4-0

75 см

фиолетовый

A2157520211

90 см

фиолетовый

A2159020211

2

3-0

75 см

фиолетовый

A2207520211

90 см

фиолетовый

A2209020211

25 мм



1,5

4-0

75 см

фиолетовый

A2157525211

90 см

фиолетовый

A2159025211

2

3-0

75 см

фиолетовый

A2207525211

90 см

фиолетовый

A2209025211

3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307525211

90 см

фиолетовый

A2309025211

4

1

75 см

фиолетовый

A2407525211

30 мм



2

3-0

75 см

фиолетовый

A2207530211

90 см

фиолетовый

A2209030211

3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307530211

90 см

фиолетовый

A2309030211

3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357530211

90 см

фиолетовый

A2359030211

35 мм



3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307535211

90 см

фиолетовый

A2309035211

3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357535211

90 см

фиолетовый

A2359035211

4

1

75 см

фиолетовый

A2407535211

90 см

фиолетовый

A2409035211

40 мм



3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307540211

90 см

фиолетовый

A2309040211

3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357540211

90 см

фиолетовый

A2359040211

4

1

75 см

фиолетовый

A2407540211

90 см

фиолетовый

A2409040211

45 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357545211

90 см

фиолетовый

A2359045211

4

1

75 см

фиолетовый

A2407545211

90 см

фиолетовый

A2409045211

48 мм



4

1

75 см

фиолетовый

A2407548211

90 см

фиолетовый

A2409048211

50 мм



4

1

75 см

фиолетовый

A2407550211

90 см

фиолетовый

A2409050211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм	1 5-0	75 см	фиолетовый	A2107513141
		90 см	фиолетовый	A2109013141
16 мм	1 5-0	75 см	фиолетовый	A2107516141
		90 см	фиолетовый	A2109016141
	1,5 4-0	75 см	фиолетовый	A2157516141
		90 см	фиолетовый	A2159016141
20 мм	1,5 4-0	75 см	фиолетовый	A2157520141
		90 см	фиолетовый	A2159020141
	2 3-0	75 см	фиолетовый	A2207520141
		90 см	фиолетовый	A2209020141
22 мм	2 3-0	75 см	фиолетовый	A2207522141
	3 2-0	75 см	фиолетовый	A2307522141
	3,5 0	75 см	фиолетовый	A2357522141
25 мм	1,5 4-0	75 см	фиолетовый	A2157525141
		90 см	фиолетовый	A2159025141
	2 3-0	75 см	фиолетовый	A2207525141
		90 см	фиолетовый	A2209025141
	3 2-0	75 см	фиолетовый	A2307525141
		90 см	фиолетовый	A2309025141
30 мм	2 3-0	75 см	фиолетовый	A2207530141
		90 см	фиолетовый	A2209030141
	3 2-0	75 см	фиолетовый	A2307530141
		90 см	фиолетовый	A2309030141
	3,5 0	75 см	фиолетовый	A2357530141
		90 см	фиолетовый	A2359030141
35 мм	3 2-0	75 см	фиолетовый	A2307535141
		90 см	фиолетовый	A2309035141
	3,5 0	75 см	фиолетовый	A2357535141
		90 см	фиолетовый	A2359035141
	4 1	75 см	фиолетовый	A2407535141
		90 см	фиолетовый	A2409035141
	5 2	75 см	фиолетовый	A2507535141
		90 см	фиолетовый	A2509035141
40 мм	3 2-0	75 см	фиолетовый	A2307540141
		90 см	фиолетовый	A2309040141
	3,5 0	75 см	фиолетовый	A2357540141
		90 см	фиолетовый	A2359040141
	4 1	75 см	фиолетовый	A2407540141
		90 см	фиолетовый	A2409040141
	5 2	75 см	фиолетовый	A2507540141
		90 см	фиолетовый	A2509040141

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357545141
		90 см	фиолетовый	A2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	A2407545141
		90 см	фиолетовый	A2409045141
5	2	75 см	фиолетовый	A2507545141
		90 см	фиолетовый	A2509045141
4	1	75 см	фиолетовый	A2407548141
		90 см	фиолетовый	A2409048141
		75 см	фиолетовый	A2507548141
5	2	75 см	фиолетовый	A2507548141
		90 см	фиолетовый	A2509048141
		75 см	фиолетовый	A2507550141
4	1	75 см	фиолетовый	A2407550141
		90 см	фиолетовый	A2409050141
		75 см	фиолетовый	A2507550141
5	2	75 см	фиолетовый	A2507550141
		90 см	фиолетовый	A2509050141

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107513241
		90 см	фиолетовый	A2109013241
1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107516241
		90 см	фиолетовый	A2109016241
	4-0	75 см	фиолетовый	A2157516241
		90 см	фиолетовый	A2159016241
3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307516241
		75 см	фиолетовый	A2107520241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157520241
		90 см	фиолетовый	A2159020241
		75 см	фиолетовый	A2207520241
2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207520241
		90 см	фиолетовый	A2209020241
3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307520241
		75 см	фиолетовый	A2157525241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2159025241
		90 см	фиолетовый	A2159025241
	3-0	75 см	фиолетовый	A2207525241
		90 см	фиолетовый	A2209025241
3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307525241
		90 см	фиолетовый	A2309025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207530241
		90 см	фиолетовый	A2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	A2307530241
		90 см	фиолетовый	A2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357530241
		90 см	фиолетовый	A2359030241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307535241
		90 см	фиолетовый	A2309035241
	3,5	75 см	фиолетовый	A2357535241
		90 см	фиолетовый	A2359035241
	4	75 см	фиолетовый	A2407535241
		90 см	фиолетовый	A2409035241
40 мм	3	75 см	фиолетовый	A2307540241
		90 см	фиолетовый	A2309040241
	3,5	75 см	фиолетовый	A2357540241
		90 см	фиолетовый	A2359040241
	4	75 см	фиолетовый	A2407540241
		90 см	фиолетовый	A2409040241
45 мм	3,5	75 см	фиолетовый	A2357545241
		90 см	фиолетовый	A2359045241
	4	75 см	фиолетовый	A2407545241
		90 см	фиолетовый	A2409045241
48 мм	4	75 см	фиолетовый	A2407548241
		90 см	фиолетовый	A2409048241
50 мм	4	75 см	фиолетовый	A2407550241
		90 см	фиолетовый	A2409050241

С режущей иглой



1/2
окружности

Игла		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
22 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157522131
		2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207522131
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307530131
45 мм		5	2	75 см	фиолетовый	A2507545131

С режущей иглой



3/8
окружности



20 мм		MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157520231
		2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207520231
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307520231
		2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207525231
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307525231

С иглой таперкат



1/2
окружности



13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107513121
				90 см	фиолетовый	A2109013121
		1	5-0	75 см	фиолетовый	A2107516121
				90 см	фиолетовый	A2109016121
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157516121
				90 см	фиолетовый	A2159016121
20 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157520121
				90 см	фиолетовый	A2159020121
		2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207520121
				90 см	фиолетовый	A2209020121
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	A2157525121
				90 см	фиолетовый	A2159025121
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	A2207525121
				90 см	фиолетовый	A2209025121
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307525121
				90 см	фиолетовый	A2309025121
		3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357530121
				90 см	фиолетовый	A2359030121
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307535121
				90 см	фиолетовый	A2309035121
		3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357535121
				90 см	фиолетовый	A2359035121
30 мм		4	1	75 см	фиолетовый	A2407535121
				90 см	фиолетовый	A2409035121
		5	2	75 см	фиолетовый	A2507535121
				90 см	фиолетовый	A2509035121
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307535121
				90 см	фиолетовый	A2309035121
		3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357535121
				90 см	фиолетовый	A2359035121
35 мм		4	1	75 см	фиолетовый	A2407535121
				90 см	фиолетовый	A2409035121
		5	2	75 см	фиолетовый	A2507535121
				90 см	фиолетовый	A2509035121
		3	2-0	75 см	фиолетовый	A2307535121
				90 см	фиолетовый	A2309035121
		3,5	0	75 см	фиолетовый	A2357535121
				90 см	фиолетовый	A2359035121
		4	1	75 см	фиолетовый	A2407535121
				90 см	фиолетовый	A2409035121

С иглой таперкат

1/2
окружности




40 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3

2-0

75 см

фиолетовый

A2307540121

90 см

фиолетовый

A2309040121

3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357540121

90 см

фиолетовый

A2359040121

4

1

75 см

фиолетовый

A2407540121

90 см

фиолетовый

A2409040121

5

2

75 см

фиолетовый

A2507540121

90 см

фиолетовый

A2509040121

45 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

A2357545121

90 см

фиолетовый

A2359045121

4

1

75 см

фиолетовый

A2407545121

90 см

фиолетовый

A2409045121

5

2

75 см

фиолетовый

A2507545121

90 см

фиолетовый

A2509045121

48 мм



4

1

75 см

фиолетовый

A2407548121

90 см

фиолетовый

A2409048121

5

2

75 см

фиолетовый

A2507548121

90 см

фиолетовый

A2509048121

50 мм



4

1

75 см

фиолетовый

A2407550121

90 см

фиолетовый

A2409050121

5

2

75 см

фиолетовый

A2507550121

90 см

фиолетовый

A2509050121

ARMACRYL PGA PLUS

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная, плетеная, с покрытием из тройного сополимера гликоната (триметиленкарбоната, ϵ -капролактона, гликолида).

Цвет нити /

Фиолетовый или неокрашенный.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 60 до 90 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 18-21 дней после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см., с шагом 1 см., в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см., с шагом 5 см., на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м., с шагом 1 м., на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см., с шагом 1 см., с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,15 до 1,57 мм., длиной от 3,8 до 90 мм., изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся полигликолидной, плетеной, с покрытием из тройного сополимера гликоната (триметиленкарбоната, ε-капролактона, гликолида), метрических размеров (условных номеров): 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4).

Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием сили-

кон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,15 до 1,57 мм., длиной от 3,8 до 90 мм., изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / офтальмология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / гинекология,
- / урология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сердечно-сосудистой хирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случае наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AX220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AX230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AX235150
4	1	150 см	фиолетовый	AX240150
5	2	150 см	фиолетовый	AX250150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3,5	0	250 см	фиолетовый	BX235250
4	1	250 см	фиолетовый	BX240250
5	2	250 см	фиолетовый	BX250250

С колющей иглой



1/2
окружности



13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107513111
				90 см	фиолетовый	X2109013111
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107516111
				90 см	фиолетовый	X2109016111
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157516111
				90 см	фиолетовый	X2159016111
20 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157520111
				90 см	фиолетовый	X2159020111
		2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207520111
				90 см	фиолетовый	X2209020111
22 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307522111
				90 см	фиолетовый	X2309022111
25 мм		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157525111
				90 см	фиолетовый	X2159025111
		2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207525111
				90 см	фиолетовый	X2209025111
		3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307525111
				90 см	фиолетовый	X2309025111
30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207530111
				90 см	фиолетовый	X2209030111
		3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307530111
				90 см	фиолетовый	X2309030111
		3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357530111
				90 см	фиолетовый	X2359030111

С колющей иглой



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
35 мм				
3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307535111
		90 см	фиолетовый	X2309035111
3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357535111
		90 см	фиолетовый	X2359035111
4	1	75 см	фиолетовый	X2407535111
		90 см	фиолетовый	X2409035111
5	2	75 см	фиолетовый	X2507535111
		90 см	фиолетовый	X2509035111
40 мм				
3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307540111
		90 см	фиолетовый	X2309040111
3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357540111
		90 см	фиолетовый	X2359040111
4	1	75 см	фиолетовый	X2407540111
		90 см	фиолетовый	X2409040111
5	2	75 см	фиолетовый	X2507540111
		90 см	фиолетовый	X2509040111
45 мм				
3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357545111
		90 см	фиолетовый	X2359045111
4	1	75 см	фиолетовый	X2407545111
		90 см	фиолетовый	X2409045111
5	2	75 см	фиолетовый	X2507545111
		90 см	фиолетовый	X2509045111
48 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	X2407548111
		90 см	фиолетовый	X2409048111
5	2	75 см	фиолетовый	X2507548111
		90 см	фиолетовый	X2509048111
50 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	X2407550111
		90 см	фиолетовый	X2409050111
5	2	75 см	фиолетовый	X2507550111
		90 см	фиолетовый	X2509050111
60 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	X2407560111
		90 см	фиолетовый	X2409060111
65 мм				
4	1	75 см	фиолетовый	X2407565111
		90 см	фиолетовый	X2409065111

С колющей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107513211
		90 см	фиолетовый	X2109013211
1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107516211
		90 см	фиолетовый	X2109016211
	4-0	75 см	фиолетовый	X2157516211
		90 см	фиолетовый	X2159016211
2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207525211
		90 см	фиолетовый	X2209025211
	2-0	75 см	фиолетовый	X2307525211
		90 см	фиолетовый	X2309025211
3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307530211
		90 см	фиолетовый	X2309030211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107516141
		90 см	фиолетовый	X2109016141
	4-0	75 см	фиолетовый	X2157516141
		90 см	фиолетовый	X2159016141
2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207520141
		90 см	фиолетовый	X2209020141
2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207525141
		90 см	фиолетовый	X2209025141
	2-0	75 см	фиолетовый	X2307525141
		90 см	фиолетовый	X2309025141
2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207530141
		90 см	фиолетовый	X2209030141
	2-0	75 см	фиолетовый	X2307530141
		90 см	фиолетовый	X2309030141
	0	75 см	фиолетовый	X2357530141
		90 см	фиолетовый	X2359030141
3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307535141
		90 см	фиолетовый	X2309035141
	0	75 см	фиолетовый	X2357535141
		90 см	фиолетовый	X2359035141
	1	75 см	фиолетовый	X2407535141
		90 см	фиолетовый	X2409035141
5	2	75 см	фиолетовый	X2507535141
		90 см	фиолетовый	X2509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	X2307540141
		90 см	фиолетовый	X2309040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357540141
		90 см	фиолетовый	X2359040141
4	1	75 см	фиолетовый	X2407540141
		90 см	фиолетовый	X2409040141
5	2	75 см	фиолетовый	X2507540141
		90 см	фиолетовый	X2509040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	X2357545141
		90 см	фиолетовый	X2359045141
	1	75 см	фиолетовый	X2407545141
		90 см	фиолетовый	X2409045141
5	2	75 см	фиолетовый	X2507545141
		90 см	фиолетовый	X2509045141
4	1	75 см	фиолетовый	X2407548141
		90 см	фиолетовый	X2409048141
	2	75 см	фиолетовый	X2507548141
		90 см	фиолетовый	X2509048141

45 мм



48 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	X2107516241
		90 см	фиолетовый	X2109016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157516241
		90 см	фиолетовый	X2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157520241
		90 см	фиолетовый	X2159020241
	3-0	75 см	фиолетовый	X2207520241
		90 см	фиолетовый	X2209020241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	X2157525241
		90 см	фиолетовый	X2159025241
	3-0	75 см	фиолетовый	X2207525241
		90 см	фиолетовый	X2209025241
	2-0	75 см	фиолетовый	X2307525241
		90 см	фиолетовый	X2309025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	X2207530241
		90 см	фиолетовый	X2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	X2307530241
		90 см	фиолетовый	X2309030241
	0	75 см	фиолетовый	X2357530241
		90 см	фиолетовый	X2359030241

20 мм



25 мм



30 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



35 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3

2-0

75 см

фиолетовый

X2307535241

90 см

фиолетовый

X2309035241

3,5

0

75 см

фиолетовый

X2357535241

90 см

фиолетовый

X2359035241

40 мм



3

2-0

75 см

фиолетовый

X2307540241

90 см

фиолетовый

X2309040241

3,5

0

75 см

фиолетовый

X2357540241

90 см

фиолетовый

X2359040241

4

1

75 см

фиолетовый

X2407540241

90 см

фиолетовый

X2409040241

45 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

X2357545241

90 см

фиолетовый

X2359045241

4

1

75 см

фиолетовый

X2407545241

90 см

фиолетовый

X2409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

фиолетовый

X2207525121

90 см

фиолетовый

X2209025121

3

2-0

75 см

фиолетовый

X2307525121

90 см

фиолетовый

X2309025121

30 мм



2

3-0

75 см

фиолетовый

X2207530121

90 см

фиолетовый

X2209030121

40 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

X2357540121

90 см

фиолетовый

X2359040121

4

1

75 см

фиолетовый

X2407540121

90 см

фиолетовый

X2409040121

45 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

X2357545121

90 см

фиолетовый

X2359045121

4

1

75 см

фиолетовый

X2407545121

90 см

фиолетовый

X2409045121

5

2

75 см

фиолетовый

X2507545121

90 см

фиолетовый

X2509045121

ARMACRYL PGA PRO

Описание нити

Нить хирургическая рассасывающаяся антимикробная полигликолидная плетеная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция, с хлоргексидином диацетатом.

Цвет нити

Неокрашенный или фиолетовый.

Рассасывание

Полное рассасывание от 60 до 90 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 18-21 день после имплантации.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, ложкообразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратнорежущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся антимикробная полигликолидной плетеной, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенной или фиолетовой, с хлоргексидином диацетатом, метрических размеров (условных номеров): 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,15 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-об-

разными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Наличие в составе нити антисептика хлоргексидина диацетата позволяет осуществить пролонгированную санацию проколного канала, чем способствует деконтаминации послеоперационной раны и обеспечивает местное антимикробное действие нитей в организме. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 3 года со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / офтальмология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / пластическая хирургия,
- / урология,
- / гинекология,
- / стоматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AEa220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AEa230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AEa235150
4	1	150 см	фиолетовый	AEa240150
5	2	150 см	фиолетовый	AEa250150

Лигатура (катушка)

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
5	2	250 см	фиолетовый	BEa250250



С колющей иглой



1/2
окружности

	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	Ea2107513111
			90 см	фиолетовый	Ea2109013111
16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	Ea2107516111
			90 см	фиолетовый	Ea2109016111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157516111
			90 см	фиолетовый	Ea2159016111
20 мм	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157520111
			90 см	фиолетовый	Ea2159020111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207520111
			90 см	фиолетовый	Ea2209020111
			90 см	фиолетовый	Ea2209020111
22 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307522111
			90 см	фиолетовый	Ea2309022111
25 мм	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157525111
			90 см	фиолетовый	Ea2159025111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207525111
			90 см	фиолетовый	Ea2209025111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307525111
			90 см	фиолетовый	Ea2309025111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207530111
			90 см	фиолетовый	Ea2209030111
30 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307530111
			90 см	фиолетовый	Ea2309030111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357530111
			90 см	фиолетовый	Ea2359030111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207530111
			90 см	фиолетовый	Ea2209030111

С колющей иглой

1/2
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
35 мм	3	75 см	фиолетовый	Ea2307535111
		90 см	фиолетовый	Ea2309035111
	3,5	75 см	фиолетовый	Ea2357535111
		90 см	фиолетовый	Ea2359035111
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407535111
		90 см	фиолетовый	Ea2409035111
	5	90 см	фиолетовый	Ea2509035111
		90 см	фиолетовый	Ea2509035111
	3	75 см	фиолетовый	Ea2307540111
		90 см	фиолетовый	Ea2309040111
40 мм	3,5	75 см	фиолетовый	Ea2357540111
		90 см	фиолетовый	Ea2359040111
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407540111
		90 см	фиолетовый	Ea2409040111
	5	75 см	фиолетовый	Ea2507540111
		90 см	фиолетовый	Ea2509040111
45 мм	3,5	75 см	фиолетовый	Ea2357545111
		90 см	фиолетовый	Ea2359045111
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407545111
		90 см	фиолетовый	Ea2409045111
	5	75 см	фиолетовый	Ea2507545111
		90 см	фиолетовый	Ea2509045111
48 мм	4	75 см	фиолетовый	Ea2407548111
		90 см	фиолетовый	Ea2409048111
	5	75 см	фиолетовый	Ea2507548111
		90 см	фиолетовый	Ea2509048111
50 мм	4	75 см	фиолетовый	Ea2407550111
		90 см	фиолетовый	Ea2409050111
	5	75 см	фиолетовый	Ea2507550111
		90 см	фиолетовый	Ea2509050111
60 мм	4	75 см	фиолетовый	Ea2407560111
		90 см	фиолетовый	Ea2409060111
65 мм	4	75 см	фиолетовый	Ea2407565111
		90 см	фиолетовый	Ea2409065111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	Ea2107513211
				90 см	фиолетовый	Ea2109013211
	16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	Ea2107516211
				90 см	фиолетовый	Ea2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157516211
				90 см	фиолетовый	Ea2159016211
	25 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207525211
				90 см	фиолетовый	Ea2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307525211
				90 см	фиолетовый	Ea2309025211
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307530211
				90 см	фиолетовый	Ea2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	Ea2107516141
				90 см	фиолетовый	Ea2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157516141
				90 см	фиолетовый	Ea2159016141
				90 см	фиолетовый	Ea2159016141
20 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207520141
				90 см	фиолетовый	Ea2209020141
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207525141
				90 см	фиолетовый	Ea2209025141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307525141
				90 см	фиолетовый	Ea2309025141
				90 см	фиолетовый	Ea2309025141
30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207530141
				90 см	фиолетовый	Ea2209030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307530141
				90 см	фиолетовый	Ea2309030141
				90 см	фиолетовый	Ea2309030141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357530141
				90 см	фиолетовый	Ea2359030141
35 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307535141
				90 см	фиолетовый	Ea2309035141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357535141
				90 см	фиолетовый	Ea2359035141
				90 см	фиолетовый	Ea2359035141
		4	1	75 см	фиолетовый	Ea2407535141
				90 см	фиолетовый	Ea2409035141
		5	2	75 см	фиолетовый	Ea2507535141
				90 см	фиолетовый	Ea2509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

Длина	MP	USP	Цвет нити	REF
40 мм	3	2-0	фиолетовый	Ea2307540141
90 см			фиолетовый	Ea2309040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357540141
90 см			фиолетовый	Ea2359040141
4	1	75 см	фиолетовый	Ea2407540141
90 см			фиолетовый	Ea2409040141
5	2	75 см	фиолетовый	Ea2507540141
90 см			фиолетовый	Ea2509040141
45 мм	3,5	0	фиолетовый	Ea2357545141
90 см			фиолетовый	Ea2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	Ea2407545141
90 см			фиолетовый	Ea2409045141
5	2	75 см	фиолетовый	Ea2507545141
90 см			фиолетовый	Ea2509045141
48 мм	4	1	фиолетовый	Ea2407548141
90 см			фиолетовый	Ea2409048141
5	2	75 см	фиолетовый	Ea2507548141
90 см			фиолетовый	Ea2509048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

Длина	MP	USP	Цвет нити	REF
16 мм	1	5-0	фиолетовый	Ea2107516241
90 см			фиолетовый	Ea2109016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ea2157516241
90 см			фиолетовый	Ea2159016241
20 мм	1,5	4-0	фиолетовый	Ea2157520241
90 см			фиолетовый	Ea2159020241
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207520241
90 см			фиолетовый	Ea2209020241
25 мм	1,5	4-0	фиолетовый	Ea2157525241
90 см			фиолетовый	Ea2159025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207525241
90 см			фиолетовый	Ea2209025241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307525241
90 см			фиолетовый	Ea2309025241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207530241
		90 см	фиолетовый	Ea2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307530241
		90 см	фиолетовый	Ea2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357530241
		90 см	фиолетовый	Ea2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307535241
		90 см	фиолетовый	Ea2309035241
	3,5	75 см	фиолетовый	Ea2357535241
		90 см	фиолетовый	Ea2359035241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307540241
		90 см	фиолетовый	Ea2309040241
	3,5	75 см	фиолетовый	Ea2357540241
		90 см	фиолетовый	Ea2359040241
4	1	75 см	фиолетовый	Ea2407540241
		90 см	фиолетовый	Ea2409040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357545241
		90 см	фиолетовый	Ea2359045241
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407545241
		90 см	фиолетовый	Ea2409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207525121
		90 см	фиолетовый	Ea2209025121
	2-0	75 см	фиолетовый	Ea2307525121
		90 см	фиолетовый	Ea2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ea2207530121
		90 см	фиолетовый	Ea2209030121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357540121
		90 см	фиолетовый	Ea2359040121
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407540121
		90 см	фиолетовый	Ea2409040121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ea2357545121
		90 см	фиолетовый	Ea2359045121
	4	75 см	фиолетовый	Ea2407545121
		90 см	фиолетовый	Ea2409045121
5	2	75 см	фиолетовый	Ea2507545121
		90 см	фиолетовый	Ea2509045121

ARMACRYL RAPID

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетёная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 40 до 60 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 5-7 день после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся полигликолидной плетёной, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенной, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атрауматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной

от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / хирургическая стоматология,

- / пластическая хирургия,
- / урология,
- / гинекология,
- / торакальная хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	неокрашенный	AB120150
3	2-0	150 см	неокрашенный	AB130150
3,5	0	150 см	неокрашенный	AB135150
4	1	150 см	неокрашенный	AB140150
5	2	150 см	неокрашенный	AB150150

С колющей иглой

1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107513111
		90 см	неокрашенный	B1109013111
1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107516111
		90 см	неокрашенный	B1109016111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157516111
		90 см	неокрашенный	B1159016111
2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207516111
		90 см	неокрашенный	B1209016111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157520111
		90 см	неокрашенный	B1159020111
2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207520111
		90 см	неокрашенный	B1209020111
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157525111
		90 см	неокрашенный	B1159025111
2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207525111
		90 см	неокрашенный	B1209025111
3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307525111
		90 см	неокрашенный	B1309025111
2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207530111
		90 см	неокрашенный	B1209030111
3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307530111
		90 см	неокрашенный	B1309030111
3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357530111
		90 см	неокрашенный	B1359030111
3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307535111
		90 см	неокрашенный	B1309035111
3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357535111
		90 см	неокрашенный	B1359035111
4	1	75 см	неокрашенный	B1407535111
		90 см	неокрашенный	B1409035111

С колющей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
40 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307540111
				90 см	неокрашенный	B1309040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357540111
				90 см	неокрашенный	B1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	B1407540111
				90 см	неокрашенный	B1409040111
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357545111
				90 см	неокрашенный	B1359045111
		4	1	75 см	неокрашенный	B1407545111
				90 см	неокрашенный	B1409045111
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	B1407548111
				90 см	неокрашенный	B1409048111
50 мм		4	1	75 см	неокрашенный	B1407550111
				90 см	неокрашенный	B1409050111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107513211
				90 см	неокрашенный	B1109013211
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107516211
				90 см	неокрашенный	B1109016211
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157516211
				90 см	неокрашенный	B1159016211
25 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207525211
				90 см	неокрашенный	B1209025211
		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307525211
				90 см	неокрашенный	B1309025211
30 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307530211
				90 см	неокрашенный	B1309030211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107516141
				90 см	неокрашенный	B1109016141
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157516141
				90 см	неокрашенный	B1159016141
20 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207520141
				90 см	неокрашенный	B1209020141
25 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207525141
				90 см	неокрашенный	B1209025141
		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307525141
				90 см	неокрашенный	B1309025141
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207530141
				90 см	неокрашенный	B1209030141
		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307530141
				90 см	неокрашенный	B1309030141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357530141
				90 см	неокрашенный	B1359030141
35 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307535141
				90 см	неокрашенный	B1309035141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357535141
				90 см	неокрашенный	B1359035141
		4	1	75 см	неокрашенный	B1407535141
				90 см	неокрашенный	B1409035141
40 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	B1307540141
				90 см	неокрашенный	B1309040141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357540141
				90 см	неокрашенный	B1359040141
		4	1	75 см	неокрашенный	B1407540141
				90 см	неокрашенный	B1409040141
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	B1357545141
				90 см	неокрашенный	B1359045141
		4	1	75 см	неокрашенный	B1407545141
				90 см	неокрашенный	B1409045141
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	B1407548141
				90 см	неокрашенный	B1409048141

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	B1107516241
				90 см	неокрашенный	B1109016241
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157516241
				90 см	неокрашенный	B1159016241
20 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	B1157520241
				90 см	неокрашенный	B1159020241
		2	3-0	75 см	неокрашенный	B1207520241
				90 см	неокрашенный	B1209020241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	B1157525241
		90 см	неокрашенный	B1159025241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	B1207525241
		90 см	неокрашенный	B1209025241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	B1307525241
		90 см	неокрашенный	B1309025241
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	B1207530241
		90 см	неокрашенный	B1209030241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	B1307530241
		90 см	неокрашенный	B1309030241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357530241
		90 см	неокрашенный	B1359030241
35 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	B1307535241
		90 см	неокрашенный	B1309035241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357535241
		90 см	неокрашенный	B1359035241
		75 см	неокрашенный	B1307540241
		90 см	неокрашенный	B1309040241
40 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	B1307540241
		90 см	неокрашенный	B1309040241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357540241
		90 см	неокрашенный	B1359040241
	4 1	75 см	неокрашенный	B1407540241
		90 см	неокрашенный	B1409040241
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357545241
		90 см	неокрашенный	B1359045241
	4 1	75 см	неокрашенный	B1407545241
		90 см	неокрашенный	B1409045241
		75 см	неокрашенный	B1307550241
		90 см	неокрашенный	B1309050241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	B1207525121
		90 см	неокрашенный	B1209025121
	3 2-0	75 см	неокрашенный	B1307525121
		90 см	неокрашенный	B1309025121
		75 см	неокрашенный	B1207530121
		90 см	неокрашенный	B1209030121
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	B1207530121
		90 см	неокрашенный	B1209030121
	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357540121
		90 см	неокрашенный	B1359040121
	4 1	75 см	неокрашенный	B1407540121
		90 см	неокрашенный	B1409040121
40 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357545121
		90 см	неокрашенный	B1359045121
	4 1	75 см	неокрашенный	B1407545121
		90 см	неокрашенный	B1409045121
		75 см	неокрашенный	B1307550121
		90 см	неокрашенный	B1309050121
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	B1357550121
		90 см	неокрашенный	B1359050121
	4 1	75 см	неокрашенный	B1407550121
		90 см	неокрашенный	B1409050121
		75 см	неокрашенный	B1307555121
		90 см	неокрашенный	B1309055121

ARMACRYL RAPID PLUS

Описание нити /

Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная, плетеная, с покрытием из тройного ополимера гликоната (триметиленкарбоната, ϵ -капролактона, гликолида).

Цвет нити /

Неокрашенная.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 40 до 60 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 5-7 дней после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см., с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см., с шагом 5 см., на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м., с шагом 1 м., на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см., с шагом 1 см., с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм., длиной от 8 до 90 мм., изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической рассасывающейся полигликолидной, плетеной, с покрытием из тройного сополимера гликоната (триметиленкарбоната, ε-капролактона, гликолида), неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4).

Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него,

диаметром от 0,20 до 1,57 мм., длиной от 8 до 90 мм., изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная.

Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / стоматология,

- / урология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сердечно-сосудистой хирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случае наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
	2	3-0	150 см	неокрашенный	AY120150
	3	2-0	150 см	неокрашенный	AY130150
	3,5	0	150 см	неокрашенный	AY135150
	4	1	150 см	неокрашенный	AY140150
	5	2	150 см	неокрашенный	AY150150

С колющей иглой		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1/2 окружности 	13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный Y1107513111
					90 см	неокрашенный Y1109013111
	16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный Y1107516111
					90 см	неокрашенный Y1109016111
			1,5	4-0	75 см	неокрашенный Y1157516111
					90 см	неокрашенный Y1159016111
			2	3-0	75 см	неокрашенный Y1207516111
					90 см	неокрашенный Y1209016111
	20 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный Y1157520111
					90 см	неокрашенный Y1159020111
			2	3-0	75 см	неокрашенный Y1207520111
					90 см	неокрашенный Y1209020111
	25 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный Y1157525111
					90 см	неокрашенный Y1159025111
			2	3-0	75 см	неокрашенный Y1207525111
					90 см	неокрашенный Y1209025111
			3	2-0	75 см	неокрашенный Y1307525111
					90 см	неокрашенный Y1309025111
	30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный Y1207530111
					90 см	неокрашенный Y1209030111
			3	2-0	75 см	неокрашенный Y1307530111
					90 см	неокрашенный Y1309030111
			3,5	0	75 см	неокрашенный Y1357530111
					90 см	неокрашенный Y1359030111
	35 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный Y1307535111
					90 см	неокрашенный Y1309035111
			3,5	0	75 см	неокрашенный Y1357535111
					90 см	неокрашенный Y1359035111
			4	1	75 см	неокрашенный Y1407535111
					90 см	неокрашенный Y1409035111

С колющей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
40 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Y1307540111
				90 см	неокрашенный	Y1309040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Y1357540111
				90 см	неокрашенный	Y1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	Y1407540111
				90 см	неокрашенный	Y1409040111
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	Y1357545111
				90 см	неокрашенный	Y1359045111
		4	1	75 см	неокрашенный	Y1407545111
				90 см	неокрашенный	Y1409045111
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	Y1407548111
				90 см	неокрашенный	Y1409048111
50 мм		4	1	75 см	неокрашенный	Y1407550111
				90 см	неокрашенный	Y1409050111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Y1107513211
				90 см	неокрашенный	Y1109013211
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Y1107516211
				90 см	неокрашенный	Y1109016211
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Y1157516211
				90 см	неокрашенный	Y1159016211
25 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Y1207525211
				90 см	неокрашенный	Y1209025211
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Y1307525211
				90 см	неокрашенный	Y1309025211
30 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Y1307530211
				90 см	неокрашенный	Y1309030211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	неокрашенный	Y1107516141
		90 см	неокрашенный	Y1109016141
	1,5	75 см	неокрашенный	Y1157516141
		90 см	неокрашенный	Y1159016141
2	3-0	75 см	неокрашенный	Y1207520141
		90 см	неокрашенный	Y1209020141
2	3-0	75 см	неокрашенный	Y1207525141
		90 см	неокрашенный	Y1209025141
	3	75 см	неокрашенный	Y1307525141
		90 см	неокрашенный	Y1309025141
2	3-0	75 см	неокрашенный	Y1207530141
		90 см	неокрашенный	Y1209030141
	3	75 см	неокрашенный	Y1307530141
		90 см	неокрашенный	Y1309030141
3,5	0	75 см	неокрашенный	Y1357530141
		90 см	неокрашенный	Y1359030141
	2-0	75 см	неокрашенный	Y1307535141
		90 см	неокрашенный	Y1309035141
3,5	0	75 см	неокрашенный	Y1357535141
		90 см	неокрашенный	Y1359035141
	4	75 см	неокрашенный	Y1407535141
		90 см	неокрашенный	Y1409035141
3	2-0	75 см	неокрашенный	Y1307540141
		90 см	неокрашенный	Y1309040141
	3,5	75 см	неокрашенный	Y1357540141
		90 см	неокрашенный	Y1359040141
4	1	75 см	неокрашенный	Y1407540141
		90 см	неокрашенный	Y1409040141
	3,5	75 см	неокрашенный	Y1357545141
		90 см	неокрашенный	Y1359045141
4	1	75 см	неокрашенный	Y1407545141
		90 см	неокрашенный	Y1409045141
	4	75 см	неокрашенный	Y1407548141
		90 см	неокрашенный	Y1409048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	неокрашенный	Y1107516241
		90 см	неокрашенный	Y1109016241
	1,5	75 см	неокрашенный	Y1157516241
		90 см	неокрашенный	Y1159016241
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Y1157520241
		90 см	неокрашенный	Y1159020241
	2	75 см	неокрашенный	Y1207520241
		90 см	неокрашенный	Y1209020241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	Y1157525241
		90 см	неокрашенный	Y1159025241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	Y1207525241
		90 см	неокрашенный	Y1209025241
30 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	Y1307525241
		90 см	неокрашенный	Y1309025241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	Y1207530241
		90 см	неокрашенный	Y1209030241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	Y1307530241
		90 см	неокрашенный	Y1309030241
35 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357530241
		90 см	неокрашенный	Y1359030241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	Y1307535241
		90 см	неокрашенный	Y1309035241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357535241
		90 см	неокрашенный	Y1359035241
40 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	Y1307540241
		90 см	неокрашенный	Y1309040241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357540241
		90 см	неокрашенный	Y1359040241
	4 1	75 см	неокрашенный	Y1407540241
		90 см	неокрашенный	Y1409040241
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357545241
		90 см	неокрашенный	Y1359045241
	4 1	75 см	неокрашенный	Y1407545241
		90 см	неокрашенный	Y1409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	Y1207525121
		90 см	неокрашенный	Y1209025121
	3 2-0	75 см	неокрашенный	Y1307525121
		90 см	неокрашенный	Y1309025121
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	Y1207530121
		90 см	неокрашенный	Y1209030121
40 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357540121
		90 см	неокрашенный	Y1359040121
	4 1	75 см	неокрашенный	Y1407540121
		90 см	неокрашенный	Y1409040121
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	Y1357545121
		90 см	неокрашенный	Y1359045121
	4 1	75 см	неокрашенный	Y1407545121
		90 см	неокрашенный	Y1409045121

ARMACRYL MONOFAST

Описание нити /

Мононить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с ϵ -капролактоном (в соотношении 75:25).

Цвет нити /

Неокрашенный или фиолетовый.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 90 до 120 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 5-7 день после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической рассасывающейся из сополимера гликолида с ε-капролактоном (в соотношении 75:25), неокрашенной или фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм,

изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апирогенно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 3 года со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ абдоминальная хирургия (брюшная полость),

/ урология,

/ гинекология,

/ пластическая хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AG220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AG230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AG235150
4	1	150 см	фиолетовый	AG240150
5	2	150 см	фиолетовый	AG250150

С скользящей иглой

1/2
окружности



	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм 	1	5-0	75 см	фиолетовый	G2107513111
			90 см	фиолетовый	G2109013111
16 мм 	1	5-0	75 см	фиолетовый	G2107516111
			90 см	фиолетовый	G2109016111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	G2157516111
			90 см	фиолетовый	G2159016111
20 мм 	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	G2157520111
			90 см	фиолетовый	G2159020111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207520111
			90 см	фиолетовый	G2209020111
25 мм 	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	G2157525111
			90 см	фиолетовый	G2159025111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207525111
			90 см	фиолетовый	G2209025111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307525111
			90 см	фиолетовый	G2309025111
30 мм 	2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207530111
			90 см	фиолетовый	G2209030111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307530111
			90 см	фиолетовый	G2309030111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357530111
			90 см	фиолетовый	G2359030111
35 мм 	3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307535111
			90 см	фиолетовый	G2309035111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357535111
			90 см	фиолетовый	G2359035111
	4	1	75 см	фиолетовый	G2407535111
			90 см	фиолетовый	G2409035111
40 мм 	3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307540111
			90 см	фиолетовый	G2309040111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357540111
			90 см	фиолетовый	G2359040111
	4	1	75 см	фиолетовый	G2407540111
			90 см	фиолетовый	G2409040111

С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
45 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357545111
				90 см	фиолетовый	G2359045111
		4	1	75 см	фиолетовый	G2407545111
				90 см	фиолетовый	G2409045111
48 мм		4	1	75 см	фиолетовый	G2407548111
				90 см	фиолетовый	G2409048111
50 мм		4	1	75 см	фиолетовый	G2407550111
				90 см	фиолетовый	G2409050111

С колющей иглой

3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	G2107513211
				90 см	фиолетовый	G2109013211
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	G2107516211
				90 см	фиолетовый	G2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	G2157516211
				90 см	фиолетовый	G2159016211
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207525211
				90 см	фиолетовый	G2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307525211
				90 см	фиолетовый	G2309025211
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307530211
				90 см	фиолетовый	G2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	G2107516141
				90 см	фиолетовый	G2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	G2157516141
				90 см	фиолетовый	G2159016141
20 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207520141
				90 см	фиолетовый	G2209020141
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207525141
				90 см	фиолетовый	G2209025141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307525141
				90 см	фиолетовый	G2309025141
30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207530141
				90 см	фиолетовый	G2209030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307530141
				90 см	фиолетовый	G2309030141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357530141
				90 см	фиолетовый	G2359030141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

35 мм



MP /

USP /

Длина /

Цвет нити /

REF

3

2-0

75 см

фиолетовый

G2307535141

90 см

фиолетовый

G2309035141

3,5

0

75 см

фиолетовый

G2357535141

90 см

фиолетовый

G2359035141

4

1

75 см

фиолетовый

G2407535141

90 см

фиолетовый

G2409035141

40 мм



3

2-0

75 см

фиолетовый

G2307540141

90 см

фиолетовый

G2309040141

3,5

0

75 см

фиолетовый

G2357540141

90 см

фиолетовый

G2359040141

4

1

75 см

фиолетовый

G2407540141

90 см

фиолетовый

G2409040141

45 мм



3,5

0

75 см

фиолетовый

G2357545141

90 см

фиолетовый

G2359045141

4

1

75 см

фиолетовый

G2407545141

90 см

фиолетовый

G2409045141

48 мм



4

1

75 см

фиолетовый

G2407548141

90 см

фиолетовый

G2409048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



MP /

USP /

Длина /

Цвет нити /

REF

1

5-0

75 см

фиолетовый

G2107516241

90 см

фиолетовый

G2109016241

1,5

4-0

75 см

фиолетовый

G2157516241

90 см

фиолетовый

G2159016241

19 мм



1,5

4-0

75 см

фиолетовый

G2157519241

90 см

фиолетовый

G2159019241

20 мм



1,5

4-0

75 см

фиолетовый

G2157520241

90 см

фиолетовый

G2159020241

2

3-0

75 см

фиолетовый

G2207520241

90 см

фиолетовый

G2209020241

24 мм



2

3-0

75 см

фиолетовый

G2207524241

90 см

фиолетовый

G2209024241

25 мм



1,5

4-0

75 см

фиолетовый

G2157525241

90 см

фиолетовый

G2159025241

2

3-0

75 см

фиолетовый

G2207525241

90 см

фиолетовый

G2209025241

3

2-0

75 см

фиолетовый

G2307525241

90 см

фиолетовый

G2309025241

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207530241
		90 см	фиолетовый	G2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	G2307530241
		90 см	фиолетовый	G2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357530241
		90 см	фиолетовый	G2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307535241
		90 см	фиолетовый	G2309035241
	0	75 см	фиолетовый	G2357535241
		90 см	фиолетовый	G2359035241
3	2-0	75 см	фиолетовый	G2307540241
		90 см	фиолетовый	G2309040241
	0	75 см	фиолетовый	G2357540241
		90 см	фиолетовый	G2359040241
4	1	75 см	фиолетовый	G2407540241
		90 см	фиолетовый	G2409040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357545241
		90 см	фиолетовый	G2359045241
	1	75 см	фиолетовый	G2407545241
		90 см	фиолетовый	G2409045241

С режущей иглой



прямая

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207560531
		90 см	фиолетовый	G2209060531

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207525121
		90 см	фиолетовый	G2209025121
	2-0	75 см	фиолетовый	G2307525121
		90 см	фиолетовый	G2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	G2207530121
		90 см	фиолетовый	G2209030121
3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357540121
		90 см	фиолетовый	G2359040121
	1	75 см	фиолетовый	G2407540121
		90 см	фиолетовый	G2409040121
3,5	0	75 см	фиолетовый	G2357545121
		90 см	фиолетовый	G2359045121
	1	75 см	фиолетовый	G2407545121
		90 см	фиолетовый	G2409045121

ARMACRYL MONOFAST PRO

Описание нити /

Мононить хирургическая рассасывающаяся антимикробная из сополимера гликолида с ϵ -капролактоном (в соотношении 75:25), с хлоргексидином диацетатом.

Цвет нити /

Неокрашенный или фиолетовый.

Рассасывание /

Полное рассасывание от 90 до 120 суток. 50%-ая потеря прочности происходит через 5-7 дней после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической рассасывающейся антимикробной из сополимера гликолида с ε-капролактоном (в соотношении 75:25), с хлоргексидином диацетатом, неокрашенной или фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-об-

разными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Наличие в составе нити антисептика хлоргексидина диацетата позволяет осуществить пролонгированную санацию проколного канала, чем способствует деконтаминации послеоперационной раны и обеспечивает местное антимикробное действие нитей в организме. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 3 года со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),

- / пластическая хирургия,
- / урология,
- / гинекология.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AEg220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AEg230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AEg235150
4	1	150 см	фиолетовый	AEg240150
5	2	150 см	фиолетовый	AEg250150

С колющей иглой

1/2
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107513111
		90 см	фиолетовый	Eg2109013111
1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107516111
		90 см	фиолетовый	Eg2109016111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157516111
		90 см	фиолетовый	Eg2159016111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157520111
		90 см	фиолетовый	Eg2159020111
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207520111
		90 см	фиолетовый	Eg2209020111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157525111
		90 см	фиолетовый	Eg2159025111
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207525111
		90 см	фиолетовый	Eg2209025111
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307525111
		90 см	фиолетовый	Eg2309025111
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207530111
		90 см	фиолетовый	Eg2209030111
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307530111
		90 см	фиолетовый	Eg2309030111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357530111
		90 см	фиолетовый	Eg2359030111
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307535111
		90 см	фиолетовый	Eg2309035111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357535111
		90 см	фиолетовый	Eg2359035111
4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407535111
		90 см	фиолетовый	Eg2409035111
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307540111
		90 см	фиолетовый	Eg2309040111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357540111
		90 см	фиолетовый	Eg2359040111
4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407540111
		90 см	фиолетовый	Eg2409040111

С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
45 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357545111
				90 см	фиолетовый	Eg2359045111
		4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407545111
				90 см	фиолетовый	Eg2409045111
48 мм		4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407548111
				90 см	фиолетовый	Eg2409048111
50 мм		4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407550111
				90 см	фиолетовый	Eg2409050111

С колющей иглой

3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107513211
				90 см	фиолетовый	Eg2109013211
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107516211
				90 см	фиолетовый	Eg2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157516211
				90 см	фиолетовый	Eg2159016211
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207525211
				90 см	фиолетовый	Eg2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307525211
				90 см	фиолетовый	Eg2309025211
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307530211
				90 см	фиолетовый	Eg2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107516141
				90 см	фиолетовый	Eg2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157516141
				90 см	фиолетовый	Eg2159016141
20 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207520141
				90 см	фиолетовый	Eg2209020141
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207525141
				90 см	фиолетовый	Eg2209025141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307525141
				90 см	фиолетовый	Eg2309025141
30 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207530141
				90 см	фиолетовый	Eg2209030141
		3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307530141
				90 см	фиолетовый	Eg2309030141
		3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357530141
				90 см	фиолетовый	Eg2359030141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307535141
		90 см	фиолетовый	Eg2309035141
	3,5	75 см	фиолетовый	Eg2357535141
		90 см	фиолетовый	Eg2359035141
	4	75 см	фиолетовый	Eg2407535141
		90 см	фиолетовый	Eg2409035141
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307540141
		90 см	фиолетовый	Eg2309040141
	3,5	75 см	фиолетовый	Eg2357540141
		90 см	фиолетовый	Eg2359040141
	4	75 см	фиолетовый	Eg2407540141
		90 см	фиолетовый	Eg2409040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357545141
		90 см	фиолетовый	Eg2359045141
	4	75 см	фиолетовый	Eg2407545141
		90 см	фиолетовый	Eg2409045141
4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407548141
		90 см	фиолетовый	Eg2409048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	Eg2107516241
		90 см	фиолетовый	Eg2109016241
	1,5	75 см	фиолетовый	Eg2157516241
		90 см	фиолетовый	Eg2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157519241
		90 см	фиолетовый	Eg2159019241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157520241
		90 см	фиолетовый	Eg2159020241
	2	75 см	фиолетовый	Eg2207520241
		90 см	фиолетовый	Eg2209020241
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207524241
		90 см	фиолетовый	Eg2209024241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Eg2157525241
		90 см	фиолетовый	Eg2159025241
	2	75 см	фиолетовый	Eg2207525241
		90 см	фиолетовый	Eg2209025241
	3	75 см	фиолетовый	Eg2307525241
		90 см	фиолетовый	Eg2309025241

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207530241
		90 см	фиолетовый	Eg2209030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307530241
		90 см	фиолетовый	Eg2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357530241
		90 см	фиолетовый	Eg2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307535241
		90 см	фиолетовый	Eg2309035241
		75 см	фиолетовый	Eg2357535241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357535241
		90 см	фиолетовый	Eg2359035241
		90 см	фиолетовый	Eg2359035241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307540241
		90 см	фиолетовый	Eg2309040241
		75 см	фиолетовый	Eg2357540241
		90 см	фиолетовый	Eg2359040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357540241
		90 см	фиолетовый	Eg2359040241
		75 см	фиолетовый	Eg2407540241
		90 см	фиолетовый	Eg2409040241
4	1	75 см	фиолетовый	Eg2357545241
		90 см	фиолетовый	Eg2359045241
		75 см	фиолетовый	Eg2407545241
		90 см	фиолетовый	Eg2409045241

С режущей иглой



прямая

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207560531
		90 см	фиолетовый	Eg2209060531

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207525121
		90 см	фиолетовый	Eg2209025121
3	2-0	75 см	фиолетовый	Eg2307525121
		90 см	фиолетовый	Eg2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	Eg2207530121
		90 см	фиолетовый	Eg2209030121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357540121
		90 см	фиолетовый	Eg2359040121
		75 см	фиолетовый	Eg2407540121
4	1	75 см	фиолетовый	Eg2407540121
		90 см	фиолетовый	Eg2409040121
		90 см	фиолетовый	Eg2409040121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Eg2357545121
		90 см	фиолетовый	Eg2359045121
		75 см	фиолетовый	Eg2407545121
		90 см	фиолетовый	Eg2409045121

ARMACRYL MONOFILAMENT

Описание нити

Мононить хирургическая
рассасывающаяся
полидиоксаноновая.

Цвет нити

Фиолетовый.

Рассасывание

Полное рассасывание
от 180 до 210 суток. 50%-ая потеря
прочности происходит через
35-42 дней после имплантации.


Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической рассасывающейся полидиоксаноновой, фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 [7-0]; 0,7 [6-0]; 1 [5-0]; 1,5 [4-0]; 2 [3-0], 3 [2-0]; 3,5 [0]; 4 [1]; 5 [2]. Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / урология,
- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / гинекология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AF220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AF230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AF235150
4	1	150 см	фиолетовый	AF240150
5	2	150 см	фиолетовый	AF250150

С колющей иглой


1/2
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
0,7	6-0	75 см	фиолетовый	F2077513111
		90 см	фиолетовый	F2079013111
		75 см	фиолетовый	F2107513111
		90 см	фиолетовый	F2109013111
1	5-0	75 см	фиолетовый	F2107516111
		90 см	фиолетовый	F2109016111
		75 см	фиолетовый	F2157516111
		90 см	фиолетовый	F2159016111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2207516111
		90 см	фиолетовый	F2209016111
		75 см	фиолетовый	F2157520111
		90 см	фиолетовый	F2159020111
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207520111
		90 см	фиолетовый	F2209020111
		75 см	фиолетовый	F2157522111
		90 см	фиолетовый	F2159022111
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2157525111
		90 см	фиолетовый	F2159025111
		75 см	фиолетовый	F2207525111
		90 см	фиолетовый	F2209025111
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2307525111
		90 см	фиолетовый	F2309025111
		75 см	фиолетовый	F2407525111
		90 см	фиолетовый	F2409025111
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2207530111
		90 см	фиолетовый	F2209030111
		75 см	фиолетовый	F2307530111
		90 см	фиолетовый	F2309030111
3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357530111
		90 см	фиолетовый	F2359030111
		75 см	фиолетовый	F2307535111
		90 см	фиолетовый	F2309035111
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2357535111
		90 см	фиолетовый	F2359035111
		75 см	фиолетовый	F2407535111
		90 см	фиолетовый	F2409035111

С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
40 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307540111
				90 см	фиолетовый	F2309040111
		3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357540111
				90 см	фиолетовый	F2359040111
		4	1	75 см	фиолетовый	F2407540111
				90 см	фиолетовый	F2409040111
45 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357545111
				90 см	фиолетовый	F2359045111
		4	1	75 см	фиолетовый	F2407545111
				90 см	фиолетовый	F2409045111
48 мм		4	1	75 см	фиолетовый	F2407548111
				90 см	фиолетовый	F2409048111
50 мм		3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357550111
				90 см	фиолетовый	F2359050111
		4	1	75 см	фиолетовый	F2407550111
				90 см	фиолетовый	F2409050111
		5	2	75 см	фиолетовый	F2507550111
				90 см	фиолетовый	F2509050111
60 мм		4	1	75 см	фиолетовый	F2407560111
				90 см	фиолетовый	F2409060111

С колющей иглой

3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	F2107513211
				90 см	фиолетовый	F2109013211
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	F2107516211
				90 см	фиолетовый	F2109016211
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2157516211
				90 см	фиолетовый	F2159016211
25 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207525211
				90 см	фиолетовый	F2209025211
		3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307525211
				90 см	фиолетовый	F2309025211
30 мм		3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307530211
				90 см	фиолетовый	F2309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	фиолетовый	F2107516141
				90 см	фиолетовый	F2109016141
		1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2157516141
				90 см	фиолетовый	F2159016141
20 мм		2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207520141
				90 см	фиолетовый	F2209020141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207525141
		90 см	фиолетовый	F2209025141
	2-0	75 см	фиолетовый	F2307525141
		90 см	фиолетовый	F2309025141
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207530141
		90 см	фиолетовый	F2209030141
	2-0	75 см	фиолетовый	F2307530141
		90 см	фиолетовый	F2309030141
	3,5	75 см	фиолетовый	F2357530141
		90 см	фиолетовый	F2359030141
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307535141
		90 см	фиолетовый	F2309035141
	3,5	75 см	фиолетовый	F2357535141
		90 см	фиолетовый	F2359035141
	4	75 см	фиолетовый	F2407535141
		90 см	фиолетовый	F2409035141
	3	75 см	фиолетовый	F2307540141
		90 см	фиолетовый	F2309040141
3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357540141
		90 см	фиолетовый	F2359040141
	4	75 см	фиолетовый	F2407540141
		90 см	фиолетовый	F2409040141
	3,5	75 см	фиолетовый	F2357545141
		90 см	фиолетовый	F2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	F2407545141
		90 см	фиолетовый	F2409045141
	4	75 см	фиолетовый	F2407548141
		90 см	фиолетовый	F2409048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	F2107516241
		90 см	фиолетовый	F2109016241
	1,5	75 см	фиолетовый	F2157516241
		90 см	фиолетовый	F2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2157520241
		90 см	фиолетовый	F2159020241
	2	75 см	фиолетовый	F2207520241
		90 см	фиолетовый	F2209020241
	3	75 см	фиолетовый	F2307524241
		90 см	фиолетовый	F2309024241

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	F2157525241
		90 см	фиолетовый	F2159025241
	3-0	75 см	фиолетовый	F2207525241
		90 см	фиолетовый	F2209025241
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307525241
		90 см	фиолетовый	F2309025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207530241
		90 см	фиолетовый	F2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	F2307530241
		90 см	фиолетовый	F2309030241
3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357530241
		90 см	фиолетовый	F2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307535241
		90 см	фиолетовый	F2309035241
	0	75 см	фиолетовый	F2357535241
		90 см	фиолетовый	F2359035241
3	2-0	75 см	фиолетовый	F2307540241
		90 см	фиолетовый	F2309040241
	0	75 см	фиолетовый	F2357540241
		90 см	фиолетовый	F2359040241
4	1	75 см	фиолетовый	F2407540241
		90 см	фиолетовый	F2409040241
	0	75 см	фиолетовый	F2357545241
		90 см	фиолетовый	F2359045241
4	1	75 см	фиолетовый	F2407545241
		90 см	фиолетовый	F2409045241
		90 см	фиолетовый	F2409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207525121
		90 см	фиолетовый	F2209025121
	2-0	75 см	фиолетовый	F2307525121
		90 см	фиолетовый	F2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	F2207530121
		90 см	фиолетовый	F2209030121
	0	75 см	фиолетовый	F2357540121
		90 см	фиолетовый	F2359040121
4	1	75 см	фиолетовый	F2407540121
		90 см	фиолетовый	F2409040121
	0	75 см	фиолетовый	F2357545121
3,5	0	75 см	фиолетовый	F2357545121
		90 см	фиолетовый	F2359045121
	1	75 см	фиолетовый	F2407545121
4	1	75 см	фиолетовый	F2407545121
		90 см	фиолетовый	F2409045121

ARMACRYL MONOFILAMENT PRO

Описание нити

Мононить хирургическая
рассасывающаяся
антимикробная
полидиоксаноновая,
с хлоргексидином диацетатом.

Цвет нити

Фиолетовый.

Рассасывание

Полное рассасывание
от 180 до 210 суток. 50%-ая потеря
прочности происходит через 35-42 дня
после имплантации.


Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;
2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;
3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;
4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической рассасывающейся антимикробной полидиоксаноновой, с хлоргексидином диацетатом, фиолетовой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми льежеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая,

режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Наличие в составе нити антисептика хлоргексидина диацетата позволяет осуществить пролонгированную санацию прокольного канала, чем способствует деконтаминации послеоперационной раны и обеспечивает местное антимикробное действие нитей в организме. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 3 года со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / урология,
- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / гинекология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в сосудистой хирургии и нейрохирургии. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости

пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	фиолетовый	AEf220150
3	2-0	150 см	фиолетовый	AEf230150
3,5	0	150 см	фиолетовый	AEf235150
4	1	150 см	фиолетовый	AEf240150
5	2	150 см	фиолетовый	AEf250150

С колющей иглой

1/2
окружности

	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм	0,7	6-0	75 см	фиолетовый	Ef2077513111
			90 см	фиолетовый	Ef2079013111
	1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107513111
			90 см	фиолетовый	Ef2109013111
16 мм	1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107516111
			90 см	фиолетовый	Ef2109016111
	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157516111
			90 см	фиолетовый	Ef2159016111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207516111
			90 см	фиолетовый	Ef2209016111
20 мм	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157520111
			90 см	фиолетовый	Ef2159020111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207520111
			90 см	фиолетовый	Ef2209020111
22 мм	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157522111
			90 см	фиолетовый	Ef2159022111
25 мм	1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157525111
			90 см	фиолетовый	Ef2159025111
	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207525111
			90 см	фиолетовый	Ef2209025111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307525111
			90 см	фиолетовый	Ef2309025111
	4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407525111
			90 см	фиолетовый	Ef2409025111
30 мм	2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207530111
			90 см	фиолетовый	Ef2209030111
	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307530111
			90 см	фиолетовый	Ef2309030111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357530111
			90 см	фиолетовый	Ef2359030111
35 мм	3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307535111
			90 см	фиолетовый	Ef2309035111
	3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357535111
			90 см	фиолетовый	Ef2359035111
	4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407535111
			90 см	фиолетовый	Ef2409035111

С колющей иглой

1/2
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307540111
		90 см	фиолетовый	Ef2309040111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357540111
		90 см	фиолетовый	Ef2359040111
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407540111
		90 см	фиолетовый	Ef2409040111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357545111
		90 см	фиолетовый	Ef2359045111
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407545111
		90 см	фиолетовый	Ef2409045111
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407548111
		90 см	фиолетовый	Ef2409048111
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357550111
		90 см	фиолетовый	Ef2359050111
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407550111
		90 см	фиолетовый	Ef2409050111
5	2	75 см	фиолетовый	Ef2507550111
		90 см	фиолетовый	Ef2509050111
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407560111
		90 см	фиолетовый	Ef2409060111

С колющей иглой

3/8
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107513211
		90 см	фиолетовый	Ef2109013211
1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107516211
		90 см	фиолетовый	Ef2109016211
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157516211
		90 см	фиолетовый	Ef2159016211
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207525211
		90 см	фиолетовый	Ef2209025211
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307525211
		90 см	фиолетовый	Ef2309025211
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307530211
		90 см	фиолетовый	Ef2309030211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107516141
		90 см	фиолетовый	Ef2109016141
	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157516141
		90 см	фиолетовый	Ef2159016141
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207520141
		90 см	фиолетовый	Ef2209020141
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207525141
		90 см	фиолетовый	Ef2209025141
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307525141
		90 см	фиолетовый	Ef2309025141
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207530141
		90 см	фиолетовый	Ef2209030141
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307530141
		90 см	фиолетовый	Ef2309030141
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357530141
		90 см	фиолетовый	Ef2359030141
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307535141
		90 см	фиолетовый	Ef2309035141
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357535141
		90 см	фиолетовый	Ef2359035141
	1	75 см	фиолетовый	Ef2407535141
		90 см	фиолетовый	Ef2409035141
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307540141
		90 см	фиолетовый	Ef2309040141
	0	75 см	фиолетовый	Ef2357540141
		90 см	фиолетовый	Ef2359040141
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407540141
		90 см	фиолетовый	Ef2409040141
	0	75 см	фиолетовый	Ef2357545141
		90 см	фиолетовый	Ef2359045141
4	1	75 см	фиолетовый	Ef2407545141
		90 см	фиолетовый	Ef2409045141
	0	75 см	фиолетовый	Ef2357548141
		90 см	фиолетовый	Ef2409048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	фиолетовый	Ef2107516241
		90 см	фиолетовый	Ef2109016241
	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157516241
		90 см	фиолетовый	Ef2159016241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157520241
		90 см	фиолетовый	Ef2159020241
	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207520241
		90 см	фиолетовый	Ef2209020241

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307524241
		90 см	фиолетовый	Ef2309024241
1,5	4-0	75 см	фиолетовый	Ef2157525241
		90 см	фиолетовый	Ef2159025241
	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207525241
		90 см	фиолетовый	Ef2209025241
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307525241
		90 см	фиолетовый	Ef2309025241
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207530241
		90 см	фиолетовый	Ef2209030241
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307530241
		90 см	фиолетовый	Ef2309030241
	3,5 0	75 см	фиолетовый	Ef2357530241
		90 см	фиолетовый	Ef2359030241
3	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307535241
		90 см	фиолетовый	Ef2309035241
	3,5 0	75 см	фиолетовый	Ef2357535241
		90 см	фиолетовый	Ef2359035241
	4 1	75 см	фиолетовый	Ef2407540241
		90 см	фиолетовый	Ef2409040241
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357540241
		90 см	фиолетовый	Ef2359040241
	4 1	75 см	фиолетовый	Ef2407540241
		90 см	фиолетовый	Ef2409040241
	4 1	75 см	фиолетовый	Ef2407545241
		90 см	фиолетовый	Ef2409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207525121
		90 см	фиолетовый	Ef2209025121
	2-0	75 см	фиолетовый	Ef2307525121
		90 см	фиолетовый	Ef2309025121
2	3-0	75 см	фиолетовый	Ef2207530121
		90 см	фиолетовый	Ef2209030121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357540121
		90 см	фиолетовый	Ef2359040121
	4 1	75 см	фиолетовый	Ef2407540121
		90 см	фиолетовый	Ef2409040121
3,5	0	75 см	фиолетовый	Ef2357545121
		90 см	фиолетовый	Ef2359045121
	4 1	75 см	фиолетовый	Ef2407545121
		90 см	фиолетовый	Ef2409045121

ARMGUT

Описание нити /

Кетгут простой
рассасывающийся.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Полное рассасывание
от 50 до 70 суток. 50%-ая потеря
прочности происходит через
7-14 дней после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /

1. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см,
в количестве от 1 до 30 шт.,
в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной
от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке,
в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной
от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете,
в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной
или двумя атравматическими иглами,
с покрытием силикон, с покрытием Black
или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм,
длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,
3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными,
крючкообразными (J-образными),
типов острия: колющая, режущая,
обратно-режущая, таперкат, тупоконечная,
троакарная, шпательная, в количестве
от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется кетгутом простым рассасывающимся, неокрашенным, следующих метрических размеров (условных номеров): 0,7 (7-0); 1 (6-0); 1,5 (5-0); 2 (4-0); 3 (3-0); 3,5 (2-0); 4 (0); 5 (1); 6 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / урология,
- / гинекология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не допускается использовать в абдоминальной хирургии (брюшной полости), ортопедии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, микрохирургии и нейрохирургии. Медицинское изделие не рекомендуется к использованию у тех пациентов, у которых имеется аллергическая реакция на компоненты материала. В редких

случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	4-0	150 см	неокрашенный	АН120150
3	3-0	150 см	неокрашенный	АН130150
3,5	2-0	150 см	неокрашенный	АН135150
4	0	150 см	неокрашенный	АН140150
5	1	150 см	неокрашенный	АН150150
6	2	150 см	неокрашенный	АН160150

С колющей иглой



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	5-0	75 см	неокрашенный	H1157516111
		150 см	неокрашенный	H11515016111
	4-0	75 см	неокрашенный	H1207516111
		90 см	неокрашенный	H1209016111
		150 см	неокрашенный	H12015016111
3	3-0	75 см	неокрашенный	H1307516111
		150 см	неокрашенный	H13015016111
2	4-0	75 см	неокрашенный	H1207520111
		150 см	неокрашенный	H12015020111
	3-0	75 см	неокрашенный	H1307520111
		150 см	неокрашенный	H13015020111
		150 см	неокрашенный	H1357520111
3,5	2-0	75 см	неокрашенный	H1357520111
		90 см	неокрашенный	H1359020111
	3-0	75 см	неокрашенный	H1307525111
		150 см	неокрашенный	H13015025111
		150 см	неокрашенный	H1357525111
4	2-0	75 см	неокрашенный	H1357525111
		150 см	неокрашенный	H13515025111
	0	75 см	неокрашенный	H1407525111
		150 см	неокрашенный	H14015025111
		150 см	неокрашенный	H1407530111
3,5	2-0	75 см	неокрашенный	H1357530111
		150 см	неокрашенный	H13515030111
	0	75 см	неокрашенный	H1407530111
		150 см	неокрашенный	H14015030111
		150 см	неокрашенный	H1407535111
4	2-0	75 см	неокрашенный	H1357535111
		150 см	неокрашенный	H13515035111
	0	75 см	неокрашенный	H1407535111
		150 см	неокрашенный	H14015035111
		150 см	неокрашенный	H1407535111
5	1	75 см	неокрашенный	H1507535111
		90 см	неокрашенный	H1509035111
	1	75 см	неокрашенный	H1509035111

С колющей иглой

3/8
окружности


16 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1,5

5-0

75 см

неокрашенный

H1157516211

150 см

неокрашенный

H11515016211

2

4-0

75 см

неокрашенный

H1207516211

150 см

неокрашенный

H12015016211

25 мм



3

3-0

75 см

неокрашенный

H1307525211

150 см

неокрашенный

H13015025211

ARMGUT XROM

Описание нити /

Кетгут хромированный
рассасывающийся.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Полное рассасывание
от 60 до 90 суток. 50%-ая потеря
прочности происходит через
14-21 дней после имплантации.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /

1. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см,
в количестве от 1 до 30 шт.,
в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной
от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке,
в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной
от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете,
в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной
или двумя атравматическими иглами,
с покрытием силикон, с покрытием Black
или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм,
длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,
3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными,
крючкообразными (J-образными), типов острия:
колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат,
тупоконечная, троакарная, шпательная,
в количестве от 1 до 30 шт.,
в индивидуальной упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется кетгутом хромированным рассасывающимся, неокрашенным, метрических размеров (условных номеров): 0,7 (7-0); 1 (6-0), 1,5 (5-0); 2 (4-0); 3 (3-0); 3,5 (2-0); 4 (0); 5 (1); 6 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными

или (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие поставляется в растворе консерванта. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / гинекология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное сохранение прочности шовного материала. Медицинское изделие не допускается использовать в абдоминальной хирургии (брюшной полости), ортопедии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, микрохирургии, нейрохирургии и урологии. Медицинское изделие не рекомендуется к использованию у тех пациентов, у которых имеется аллергическая реакция на компоненты

материала. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним. Особое внимание следует уделить в случаях наложения швов лицам пожилого возраста, страдающих от дефицита питания или пациентам с патологией иммунной системы, а также во всех других случаях, когда срок заживления раны может быть замедлен.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	4-0	150 см	неокрашенный	AI120150
3	3-0	150 см	неокрашенный	AI130150
3,5	2-0	150 см	неокрашенный	AI135150
4	0	150 см	неокрашенный	AI140150
5	1	150 см	неокрашенный	AI150150
6	2	150 см	неокрашенный	AI160150

С колющей иглой

1/2
окружности



	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм 	1,5	5-0	75 см	неокрашенный	I1157516111
			150 см	неокрашенный	I11515016111
	2	4-0	75 см	неокрашенный	I1207516111
			90 см	неокрашенный	I1209016111
			150 см	неокрашенный	I12015016111
20 мм 	3	3-0	75 см	неокрашенный	I1307516111
			150 см	неокрашенный	I13015016111
	2	4-0	75 см	неокрашенный	I1207520111
			150 см	неокрашенный	I12015020111
	3	3-0	75 см	неокрашенный	I1307520111
			150 см	неокрашенный	I13015020111
25 мм 	3,5	2-0	75 см	неокрашенный	I1357520111
			90 см	неокрашенный	I1359020111
	3	3-0	75 см	неокрашенный	I1307525111
			150 см	неокрашенный	I13015025111
	3,5	2-0	75 см	неокрашенный	I1357525111
			150 см	неокрашенный	I13515025111
30 мм 	4	0	75 см	неокрашенный	I1407525111
			150 см	неокрашенный	I14015025111
	3,5	2-0	75 см	неокрашенный	I1357530111
			150 см	неокрашенный	I13515030111
	4	0	75 см	неокрашенный	I1407530111
			150 см	неокрашенный	I14015030111
35 мм 	4	0	75 см	неокрашенный	I1407535111
			150 см	неокрашенный	I14015035111
	3,5	2-0	75 см	неокрашенный	I1357535111
			150 см	неокрашенный	I13515035111
	5	1	75 см	неокрашенный	I1507535111
			90 см	неокрашенный	I1509035111

С колющей иглой

3/8
окружности


16 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1,5

5-0

75 см

неокрашенный

I1157516211

150 см

неокрашенный

I11515016211

2

4-0

75 см

неокрашенный

I1207516211

150 см

неокрашенный

I12015016211

25 мм



3

3-0

75 см

неокрашенный

I1307525211

150 см

неокрашенный

I13015025211

ARMALEN

Описание нити /

Мононить хирургическая
нерассасывающаяся
полипропиленовая.

Цвет нити /

Синий.

Рассасывание /

Нерассасывающийся
шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.


Варианты исполнения /


1. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см,
в количестве от 1 до 30 шт.,
в индивидуальной упаковке, в количестве
не более 36 шт. индивидуальных упаковок
в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной
от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке,
в индивидуальной упаковке, в количестве
не более 36 шт. индивидуальных упаковок
в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной
от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете,
в индивидуальной упаковке
и потребительской упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной
от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя
атравматическими иглами, с покрытием
силикон, с покрытием Black или без него,
диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной
от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8,
5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными,
крючкообразными (J-образными), типов острия:
колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат,
тупоконечная, троакарная, шпательная,
в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной
упаковке, в количестве не более 36 шт.
индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической нерассасывающейся полипропиленовой, синей, метрических размеров (условных номеров): 0,1 (11-0); 0,2 (10-0); 0,3 (9-0); 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острья: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / хирургическая стоматология,
- / офтальмология,
- / кардиохирургия,
- / сосудистая хирургия,
- / пластическая хирургия,
- / торакальная хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	150 см	синий	AM320150
3	2-0	150 см	синий	AM330150
3,5	0	150 см	синий	AM335150
4	1	150 см	синий	AM340150
5	2	150 см	синий	AM350150

С колющей иглой

1/2
окружности



		MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
0,8 мм		0,5	7-0	75 см	синий	M3057508111
				90 см	синий	M3059008111
9,3 мм		0,7	6-0	75 см	синий	M307759,3111
				90 см	синий	M307909,3111
		0,5	7-0	75 см	синий	M305759,3111
				90 см	синий	M305909,3111
10 мм		0,7	6-0	75 см	синий	M3077510111
				90 см	синий	M3079010111
		0,5	7-0	75 см	синий	M3057510111
				90 см	синий	M3059010111
13 мм		0,7	6-0	90 см	синий	M3079013111
				75 см	синий	M3107513111
		1	5-0	90 см	синий	M3109013111
				75 см	синий	M3157513111
		1,5	4-0	90 см	синий	M3159013111
				75 см	синий	M3057513111
		0,5	7-0	90 см	синий	M3059013111
				75 см	синий	M3057513111
16 мм		1	5-0	75 см	синий	M3107516111
				90 см	синий	M3109016111
		1,5	4-0	75 см	синий	M3157516111
				90 см	синий	M3159016111
		2	3-0	75 см	синий	M3207516111
				90 см	синий	M3209016111

С колющей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
20 мм		1	5-0	75 см	синий	M3107520111
				90 см	синий	M3109020111
		1,5	4-0	75 см	синий	M3157520111
				90 см	синий	M3159020111
		2	3-0	75 см	синий	M3207520111
				90 см	синий	M3209020111
		3	2-0	75 см	синий	M3307520111
				90 см	синий	M3309020111
		1,5	4-0	75 см	синий	M3157525111
				90 см	синий	M3159025111
25 мм		2	3-0	75 см	синий	M3207525111
				90 см	синий	M3209025111
		3	2-0	75 см	синий	M3307525111
				90 см	синий	M3309025111
		2	3-0	75 см	синий	M3207530111
				90 см	синий	M3209030111
		3	2-0	75 см	синий	M3307530111
				90 см	синий	M3309030111
		3,5	0	75 см	синий	M3357530111
				90 см	синий	M3359030111
30 мм		4	1	75 см	синий	M3407530111
				90 см	синий	M3409030111
		3	2-0	75 см	синий	M3307535111
				90 см	синий	M3309035111
		3,5	0	75 см	синий	M3357535111
				90 см	синий	M3359035111
		4	1	75 см	синий	M3407535111
				90 см	синий	M3409035111
		3,5	0	75 см	синий	M3357537111
				90 см	синий	M3359037111
35 мм		3	2-0	75 см	синий	M3307540111
				90 см	синий	M3309040111
		3,5	0	75 см	синий	M3357540111
				90 см	синий	M3359040111
		4	1	75 см	синий	M3407540111
				90 см	синий	M3409040111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
37 мм		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
40 мм		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
45 мм		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111
		4	1	75 см	синий	M3407545111
				90 см	синий	M3409045111
		3,5	0	75 см	синий	M3357545111
				90 см	синий	M3359045111

С колющей иглой



3/8
окружности



10 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

0,5

7-0

75 см

синий

M3057510211

90 см

синий

M3059010211

0,7

6-0

75 см

синий

M3077510211

90 см

синий

M3079010211

13 мм



0,5

7-0

75 см

синий

M3057513211

90 см

синий

M3059013211

0,7

6-0

75 см

синий

M3077513211

90 см

синий

M3079013211

1

5-0

75 см

синий

M3107513211

90 см

синий

M3109013211

1,5

4-0

75 см

синий

M3157513211

90 см

синий

M3159013211

16 мм



1

5-0

75 см

синий

M3107516211

90 см

синий

M3109016211

1,5

4-0

75 см

синий

M3157516211

90 см

синий

M3159016211

25 мм



2

3-0

75 см

синий

M3207525211

90 см

синий

M3209025211

3

2-0

75 см

синий

M3307525211

90 см

синий

M3309025211

30 мм



3

2-0

75 см

синий

M3307530211

90 см

синий

M3309030211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1,5	4-0	75 см	синий	M3157513141
				90 см	синий	M3159013141
16 мм		1	5-0	75 см	синий	M3107516141
				90 см	синий	M3109016141
		1,5	4-0	75 см	синий	M3157516141
				90 см	синий	M3159016141
20 мм		1,5	4-0	75 см	синий	M3157520141
				90 см	синий	M3159020141
		2	3-0	75 см	синий	M3207520141
				90 см	синий	M3209020141
		3	2-0	75 см	синий	M3307520141
				90 см	синий	M3309020141
25 мм		2	3-0	75 см	синий	M3207525141
				90 см	синий	M3209025141
		3	2-0	75 см	синий	M3307525141
				90 см	синий	M3309025141
30 мм		2	3-0	75 см	синий	M3207530141
				90 см	синий	M3209030141
		3	2-0	75 см	синий	M3307530141
				90 см	синий	M3309030141
		3,5	0	75 см	синий	M3357530141
				90 см	синий	M3359030141
35 мм		3	2-0	75 см	синий	M3307535141
				90 см	синий	M3309035141
		3,5	0	75 см	синий	M3357535141
				90 см	синий	M3359035141
		4	1	75 см	синий	M3407535141
				90 см	синий	M3409035141
40 мм		3	2-0	75 см	синий	M3307540141
				90 см	синий	M3309040141
		3,5	0	75 см	синий	M3357540141
				90 см	синий	M3359040141
		4	1	75 см	синий	M3407540141
				90 см	синий	M3409040141
45 мм		3,5	0	75 см	синий	M3357545141
				90 см	синий	M3359045141
		4	1	75 см	синий	M3407545141
				90 см	синий	M3409045141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1,5	4-0	75 см	синий	M3157513241
				90 см	синий	M3159013241
16 мм		1	5-0	75 см	синий	M3107516241
				90 см	синий	M3109016241
		1,5	4-0	75 см	синий	M3157516241
				90 см	синий	M3159016241
20 мм		1,5	4-0	75 см	синий	M3157520241
				90 см	синий	M3159020241
		2	3-0	75 см	синий	M3207520241
				90 см	синий	M3209020241
25 мм		1,5	4-0	75 см	синий	M3157525241
				90 см	синий	M3159025241
		2	3-0	75 см	синий	M3207525241
				90 см	синий	M3209025241
		3	2-0	75 см	синий	M3307525241
				90 см	синий	M3309025241
30 мм		2	3-0	75 см	синий	M3207530241
				90 см	синий	M3209030241
		3	2-0	75 см	синий	M3307530241
				90 см	синий	M3309030241
		3,5	0	75 см	синий	M3357530241
				90 см	синий	M3359030241
35 мм		2	3-0	75 см	синий	M3207535241
				90 см	синий	M3209035241
		3	2-0	75 см	синий	M3307535241
				90 см	синий	M3309035241
		3,5	0	75 см	синий	M3357535241
				90 см	синий	M3359035241
		4	1	75 см	синий	M3407535241
				90 см	синий	M3409035241
40 мм		3	2-0	75 см	синий	M3307540241
				90 см	синий	M3309040241
		3,5	0	75 см	синий	M3357540241
				90 см	синий	M3359040241
		4	1	75 см	синий	M3407540241
				90 см	синий	M3409040241
45 мм		3,5	0	75 см	синий	M3357545241
				90 см	синий	M3359045241
		4	1	75 см	синий	M3407545241
				90 см	синий	M3409045241

С режущей иглой



3/8

окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

синий

M3207525231

90 см

синий

M3209025231

С троакарной иглой



1/2
окружности



30 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

4

1

75 см

синий

M3407530151

90 см

синий

M3409030151

С иглой таперкат



1/2
окружности



16 мм



1

5-0

75 см

синий

M3107516121

90 см

синий

M3109016121

1,5

4-0

75 см

синий

M3157516121

90 см

синий

M3159016121

20 мм



1,5

4-0

75 см

синий

M3157520121

90 см

синий

M3159020121

25 мм



1,5

4-0

75 см

синий

M3157525121

90 см

синий

M3159025121

2

3-0

75 см

синий

M3207525121

90 см

синий

M3209025121

3

2-0

75 см

синий

M3307525121

90 см

синий

M3309025121

30 мм



2

3-0

75 см

синий

M3207530121

90 см

синий

M3209030121

40 мм



3,5

0

75 см

синий

M3357540121

90 см

синий

M3359040121

4

1

75 см

синий

M3407540121

90 см

синий

M3409040121

45 мм



3,5

0

75 см

синий

M3357545121

90 см

синий

M3359045121

4

1

75 см

синий

M3407545121

90 см

синий

M3409045121

ARMALEN PE

Описание нити /

Мононить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая из полипропилена и полиэтилена.

Цвет нити /

Синий.

Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.


Варианты исполнения /

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической нерассасывающейся синтетической из полипропилена и полиэтилена, синей, метрических размеров (условных номеров): 0,1 (11-0); 0,2 (10-0); 0,3 (9-0); 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми

на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / сердечно-сосудистая хирургия,
- / нейрохирургия,

- / микрохирургия,
- / офтальмология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
2	3-0	150 см	синий	AMp320150
3	2-0	150 см	синий	AMp330150
3,5	0	150 см	синий	AMp335150
4	1	150 см	синий	AMp340150
5	2	150 см	синий	AMp350150

С колющей иглой

1/2
окружности



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
0,8 мм	0,5	75 см	синий	Mr3057508111
		90 см	синий	Mr3059008111
9,3 мм	0,5	75 см	синий	Mr305759,3111
		90 см	синий	Mr305909,3111
	0,7	75 см	синий	Mr307759,3111
		90 см	синий	Mr307909,3111
10 мм	0,5	75 см	синий	Mr3057510111
		90 см	синий	Mr3059010111
	0,7	75 см	синий	Mr3077510111
		90 см	синий	Mr3079010111
13 мм	0,5	75 см	синий	Mr3057513111
		90 см	синий	Mr3059013111
	0,7	75 см	синий	Mr3077513111
		90 см	синий	Mr3079013111
	1	75 см	синий	Mr3107513111
		90 см	синий	Mr3109013111
	1,5	75 см	синий	Mr3157513111
		90 см	синий	Mr3159013111
16 мм	1	75 см	синий	Mr3107516111
		90 см	синий	Mr3109016111
	1,5	75 см	синий	Mr3157516111
		90 см	синий	Mr3159016111
	2	75 см	синий	Mr3207516111
		90 см	синий	Mr3209016111

С колющей иглой

1/2
окружности




		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
20 мм		1	5-0	75 см	синий	Mr3107520111
				90 см	синий	Mr3109020111
		1,5	4-0	75 см	синий	Mr3157520111
				90 см	синий	Mr3159020111
		2	3-0	75 см	синий	Mr3207520111
				90 см	синий	Mr3209020111
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307520111
				90 см	синий	Mr3309020111
		1,5	4-0	75 см	синий	Mr3157525111
				90 см	синий	Mr3159025111
25 мм		2	3-0	75 см	синий	Mr3207525111
				90 см	синий	Mr3209025111
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307525111
				90 см	синий	Mr3309025111
		2	3-0	75 см	синий	Mr3207530111
				90 см	синий	Mr3209030111
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307530111
				90 см	синий	Mr3309030111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357530111
				90 см	синий	Mr3359030111
30 мм		4	1	75 см	синий	Mr3407530111
				90 см	синий	Mr3409030111
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307535111
				90 см	синий	Mr3309035111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357535111
				90 см	синий	Mr3359035111
		4	1	75 см	синий	Mr3407535111
				90 см	синий	Mr3409035111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357537111
				90 см	синий	Mr3359037111
37 мм		3	2-0	75 см	синий	Mr3307540111
				90 см	синий	Mr3309040111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357540111
				90 см	синий	Mr3359040111
		4	1	75 см	синий	Mr3407540111
				90 см	синий	Mr3409040111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357545111
				90 см	синий	Mr3359045111
		4	1	75 см	синий	Mr3407545111
				90 см	синий	Mr3409045111
40 мм		3,5	0	75 см	синий	Mr3357545111
				90 см	синий	Mr3359045111
		4	1	75 см	синий	Mr3407545111
				90 см	синий	Mr3409045111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357554111
				90 см	синий	Mr3359054111
		4	1	75 см	синий	Mr3407554111
				90 см	синий	Mr3409054111
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357554111
				90 см	синий	Mr3359054111
45 мм		4	1	75 см	синий	Mr3407554111
				90 см	синий	Mr3409054111

С колющей иглой

3/8
окружности



10 мм



MP /

USP /

Длина /

Цвет нити /

REF

0,5

7-0

75 см

синий

Mr3057510211

90 см

синий

Mr3059010211

0,7

6-0

75 см

синий

Mr3077510211

90 см

синий

Mr3079010211

13 мм



0,5

7-0

75 см

синий

Mr3057513211

90 см

синий

Mr3059013211

0,7

6-0

75 см

синий

Mr3077513211

90 см

синий

Mr3079013211

1

5-0

75 см

синий

Mr3107513211

90 см

синий

Mr3109013211

1,5

4-0

75 см

синий

Mr3157513211

90 см

синий

Mr3159013211

16 мм



1

5-0

75 см

синий

Mr3107516211

90 см

синий

Mr3109016211

1,5

4-0

75 см

синий

Mr3157516211

90 см

синий

Mr3159016211

25 мм



2

3-0

75 см

синий

Mr3207525211

90 см

синий

Mr3209025211

3

2-0

75 см

синий

Mr3307525211

90 см

синий

Mr3309025211

30 мм



3

2-0

75 см

синий

Mr3307530211

90 см

синий

Mr3309030211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1,5	4-0	75 см	синий	Mr3157513141
				90 см	синий	Mr3159013141
16 мм		1	5-0	75 см	синий	Mr3107516141
				90 см	синий	Mr3109016141
		1,5	4-0	75 см	синий	Mr3157516141
				90 см	синий	Mr3159016141
20 мм		1,5	4-0	75 см	синий	Mr3157520141
				90 см	синий	Mr3159020141
		2	3-0	75 см	синий	Mr3207520141
				90 см	синий	Mr3209020141
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307520141
				90 см	синий	Mr3309020141
25 мм		2	3-0	75 см	синий	Mr3207525141
				90 см	синий	Mr3209025141
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307525141
				90 см	синий	Mr3309025141
30 мм		2	3-0	75 см	синий	Mr3207530141
				90 см	синий	Mr3209030141
		3	2-0	75 см	синий	Mr3307530141
				90 см	синий	Mr3309030141
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357530141
				90 см	синий	Mr3359030141
35 мм		3	2-0	75 см	синий	Mr3307535141
				90 см	синий	Mr3309035141
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357535141
				90 см	синий	Mr3359035141
		4	1	75 см	синий	Mr3407535141
				90 см	синий	Mr3409035141
40 мм		3	2-0	75 см	синий	Mr3307540141
				90 см	синий	Mr3309040141
		3,5	0	75 см	синий	Mr3357540141
				90 см	синий	Mr3359040141
		4	1	75 см	синий	Mr3407540141
				90 см	синий	Mr3409040141
45 мм		3,5	0	75 см	синий	Mr3357545141
				90 см	синий	Mr3359045141
		4	1	75 см	синий	Mr3407545141
				90 см	синий	Mr3409045141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм	1,5 4-0	75 см	синий	Mr3157513241
		90 см	синий	Mr3159013241
16 мм	1 5-0	75 см	синий	Mr3107516241
		90 см	синий	Mr3109016241
	1,5 4-0	75 см	синий	Mr3157516241
		90 см	синий	Mr3159016241
20 мм	1,5 4-0	75 см	синий	Mr3157520241
		90 см	синий	Mr3159020241
	2 3-0	75 см	синий	Mr3207520241
		90 см	синий	Mr3209020241
25 мм	1,5 4-0	75 см	синий	Mr3157525241
		90 см	синий	Mr3159025241
	2 3-0	75 см	синий	Mr3207525241
		90 см	синий	Mr3209025241
	3 2-0	75 см	синий	Mr3307525241
		90 см	синий	Mr3309025241
30 мм	2 3-0	75 см	синий	Mr3207530241
		90 см	синий	Mr3209030241
	3 2-0	75 см	синий	Mr3307530241
		90 см	синий	Mr3309030241
	3,5 0	75 см	синий	Mr3357530241
		90 см	синий	Mr3359030241
35 мм	2 3-0	75 см	синий	Mr3207535241
		90 см	синий	Mr3209035241
	3 2-0	75 см	синий	Mr3307535241
		90 см	синий	Mr3309035241
	3,5 0	75 см	синий	Mr3357535241
		90 см	синий	Mr3359035241
	4 1	75 см	синий	Mr3407535241
		90 см	синий	Mr3409035241
40 мм	3 2-0	75 см	синий	Mr3307540241
		90 см	синий	Mr3309040241
	3,5 0	75 см	синий	Mr3357540241
		90 см	синий	Mr3359040241
	4 1	75 см	синий	Mr3407540241
		90 см	синий	Mr3409040241
45 мм	3,5 0	75 см	синий	Mr3357545241
		90 см	синий	Mr3359045241
	4 1	75 см	синий	Mr3407545241
		90 см	синий	Mr3409045241

С режущей иглой

3/8

окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

синий

Mr3207525231

90 см

синий

Mr3209025231

С троакарной иглой

1/2
окружности


30 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

4

1

75 см

синий

Mr3407530151

90 см

синий

Mr3409030151

С иглой таперкат

1/2
окружности


16 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1

5-0

75 см

синий

Mr3107516121

90 см

синий

Mr3109016121

1,5

4-0

75 см

синий

Mr3157516121

90 см

синий

Mr3159016121

20 мм



1,5

4-0

75 см

синий

Mr3157520121

90 см

синий

Mr3159020121

25 мм



1,5

4-0

75 см

синий

Mr3157525121

90 см

синий

Mr3159025121

2

3-0

75 см

синий

Mr3207525121

90 см

синий

Mr3209025121

3

2-0

75 см

синий

Mr3307525121

90 см

синий

Mr3309025121

30 мм



2

3-0

75 см

синий

Mr3207530121

90 см

синий

Mr3209030121

40 мм



3,5

0

75 см

синий

Mr3357540121

90 см

синий

Mr3359040121

4

1

75 см

синий

Mr3407540121

90 см

синий

Mr3409040121

45 мм



3,5

0

75 см

синий

Mr3357545121

90 см

синий

Mr3359045121

4

1

75 см

синий

Mr3407545121

90 см

синий

Mr3409045121

ARM APVDF

Описание нити

Мононить хирургическая нерассасывающаяся поливинилиденфторидная.

Цвет нити

Синий.

Рассасывание

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.


Варианты исполнения

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической нерассасывающейся поливинилиденфторидной, синей, метрических размеров (условных номеров): 0,1 (11-0); 0,2 (10-0); 0,3 (9-0); 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / офтальмология,
- / кардиохирургия,

- / сосудистая хирургия,
- / пластическая хирургия,
- / нейрохирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	синий	AP320150
3	2-0	150 см	синий	AP330150
3,5	0	150 см	синий	AP335150
4	1	150 см	синий	AP340150
5	2	150 см	синий	AP350150

С скользящей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
	10 мм	0,7	6-0	75 см	синий	P3077510111
				90 см	синий	P3079010111
	13 мм	0,7	6-0	75 см	синий	P3077513111
				90 см	синий	P3079013111
		1	5-0	75 см	синий	P3107513111
				90 см	синий	P3109013111
	16 мм	1,5	4-0	75 см	синий	P3157513111
				90 см	синий	P3159013111
		1	5-0	75 см	синий	P3107516111
				90 см	синий	P3109016111
	20 мм	1,5	4-0	75 см	синий	P3157516111
				90 см	синий	P3159016111
		1	5-0	75 см	синий	P3107520111
				90 см	синий	P3109020111
		1,5	4-0	75 см	синий	P3157520111
				90 см	синий	P3159020111
		2	3-0	75 см	синий	P3207520111
				90 см	синий	P3209020111
	25 мм	3	2-0	75 см	синий	P3307520111
				90 см	синий	P3309020111
		1,5	4-0	75 см	синий	P3157525111
				90 см	синий	P3159025111
	30 мм	2	3-0	75 см	синий	P3207530111
				90 см	синий	P3209030111
		3	2-0	75 см	синий	P3307530111
				90 см	синий	P3309030111
		3,5	0	75 см	синий	P3357530111
				90 см	синий	P3359030111

С колющей иглой

1/2
окружности

35 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3

2-0

75 см

синий

P3307535111

90 см

синий

P3309035111

3,5

0

75 см

синий

P3357535111

90 см

синий

P3359035111

4

1

75 см

синий

P3407535111

90 см

синий

P3409035111

40 мм



3

2-0

75 см

синий

P3307540111

90 см

синий

P3309040111

3,5

0

75 см

синий

P3357540111

90 см

синий

P3359040111

4

1

75 см

синий


P3407540111

90 см

синий

P3409040111

45 мм



3,5

0

75 см

синий

P3357545111

90 см

синий

P3359045111

4

1

75 см

синий

P3407545111

90 см

синий

P3409045111

С колющей иглой

3/8
окружности

10 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

0,7

6-0

75 см

синий

P3077510211

90 см

синий

P3079010211

13 мм



0,7

6-0

75 см

синий

P3077513211

90 см

синий

P3079013211

1

5-0

75 см

синий

P3107513211

90 см

синий

P3109013211

1,5

4-0

75 см

синий

P3157513211

90 см

синий

P3159013211

16 мм



1

5-0

75 см

синий

P3107516211

90 см

синий

P3109016211

1,5

4-0

75 см

синий

P3157516211

90 см

синий

P3159016211

25 мм



2

3-0

75 см

синий

P3207525211

90 см

синий

P3209025211

3

2-0

75 см

синий

P3307525211

90 см

синий

P3309025211

30 мм



3

2-0

75 см

синий

P3307530211

90 см

синий

P3309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

13 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1,5

4-0

75 см

синий

P3157513141

90 см

синий

P3159013141

16 мм



1

5-0

75 см

синий

P3107516141

90 см

синий

P3109016141

1,5

4-0

75 см

синий

P3157516141

90 см

синий

P3159016141

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности



20 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	синий	P3157520141
		90 см	синий	P3159020141
2	3-0	75 см	синий	P3207520141
		90 см	синий	P3209020141
3	2-0	75 см	синий	P3307520141
		90 см	синий	P3309020141
2	3-0	75 см	синий	P3207525141
		90 см	синий	P3209025141
		75 см	синий	P3307525141
3	2-0	75 см	синий	P3307530141
		90 см	синий	P3209030141
		75 см	синий	P3307530141
3,5	0	75 см	синий	P3357530141
		90 см	синий	P3359030141
		75 см	синий	P3307535141
3	2-0	75 см	синий	P3307535141
		90 см	синий	P3309035141
		75 см	синий	P3357535141
4	1	75 см	синий	P3407535141
		90 см	синий	P3409035141
		75 см	синий	P3307540141
3	2-0	75 см	синий	P3307540141
		90 см	синий	P3309040141
		75 см	синий	P3357540141
3,5	0	75 см	синий	P3357540141
		90 см	синий	P3359040141
		75 см	синий	P3407540141
4	1	75 см	синий	P3407540141
		90 см	синий	P3409040141
		75 см	синий	P3357545141
3,5	0	75 см	синий	P3357545141
		90 см	синий	P3359045141
		75 см	синий	P3407545141
4	1	75 см	синий	P3407545141
		90 см	синий	P3409045141
		75 см	синий	P3409045141

25 мм



30 мм



35 мм



40 мм



45 мм



С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности



13 мм



16 мм



20 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	синий	P3157513241
		90 см	синий	P3159013241
1	5-0	75 см	синий	P3107516241
		90 см	синий	P3109016241
1,5	4-0	75 см	синий	P3157516241
		90 см	синий	P3159016241
1,5	4-0	75 см	синий	P3157520241
		90 см	синий	P3159020241
2	3-0	75 см	синий	P3207520241
		90 см	синий	P3209020241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	синий	P3157525241
		90 см	синий	P3159025241
2	3-0	75 см	синий	P3207525241
		90 см	синий	P3209025241
3	2-0	75 см	синий	P3307525241
		90 см	синий	P3309025241
2	3-0	75 см	синий	P3207530241
		90 см	синий	P3209030241
3	2-0	75 см	синий	P3307530241
		90 см	синий	P3309030241
3,5	0	75 см	синий	P3357530241
		90 см	синий	P3359030241
3	2-0	75 см	синий	P3307535241
		90 см	синий	P3309035241
3,5	0	75 см	синий	P3357535241
		90 см	синий	P3359035241
4	1	75 см	синий	P3407535241
		90 см	синий	P3409035241
3	2-0	75 см	синий	P3307540241
		90 см	синий	P3309040241
3,5	0	75 см	синий	P3357540241
		90 см	синий	P3359040241
4	1	75 см	синий	P3407540241
		90 см	синий	P3409040241
3,5	0	75 см	синий	P3357545241
		90 см	синий	P3359045241
4	1	75 см	синий	P3407545241
		90 см	синий	P3409045241

30 мм



35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности

25 мм



30 мм



40 мм



45 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	синий	P3207525121
		90 см	синий	P3209025121
3	2-0	75 см	синий	P3307525121
		90 см	синий	P3309025121
2	3-0	75 см	синий	P3207530121
		90 см	синий	P3209030121
3,5	0	75 см	синий	P3357540121
		90 см	синий	P3359040121
4	1	75 см	синий	P3407540121
		90 см	синий	P3409040121
3,5	0	75 см	синий	P3357545121
		90 см	синий	P3359045121
4	1	75 см	синий	P3407545121
		90 см	синий	P3409045121

ARMALON

Описание нити

Мононить хирургическая
нерассасывающаяся
полиамидная.

Цвет нити

Синий или черный.

Рассасывание

Нерассасывающийся
шовный материал.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.



Варианты исполнения


1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической нерассасывающейся полиамидной, синей или чёрной, метрических размеров (условных номеров): 0,1 (11-0); 0,2 (10-0); 0,3 (9-0); 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5; 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / стоматология,

- / офтальмология,
- / сосудистая хирургия,
- / нейрохирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	синий	AL320150
			черный	AL420150
3	2-0	150 см	синий	AL330150
			черный	AL430150
3,5	0	150 см	синий	AL335150
			черный	AL435150
4	1	150 см	синий	AL340150
			черный	AL440150
5	2	150 см	синий	AL350150

С колющей иглой

1/2
окружности



10 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
0,5	7-0	75 см	синий	L3057510111
			черный	L4057510111
		90 см	синий	L3059010111
			черный	L4059010111
0,7	6-0	75 см	синий	L3077510111
			черный	L4077510111
		90 см	синий	L3079010111
			черный	L4079010111
0,5	7-0	75 см	синий	L3057513111
			черный	L4057513111
		90 см	синий	L3059013111
			черный	L4059013111
0,7	6-0	75 см	синий	L3077513111
			черный	L4077513111
		90 см	синий	L3079013111
			черный	L4079013111
1	5-0	75 см	синий	L3107513111
			черный	L4107513111
		90 см	синий	L3109013111
			черный	L4109013111
1,5	4-0	75 см	синий	L3157513111
			черный	L4157513111
		90 см	синий	L3159013111
			черный	L4159013111
1	5-0	75 см	синий	L3107516111
			черный	L4107516111
		90 см	синий	L3109016111
			черный	L4109016111
1,5	4-0	75 см	синий	L3157516111
			черный	L4157516111
		90 см	синий	L3159016111
			черный	L4159016111

16 мм



С колющей иглой

1/2
окружности

20 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	синий	L3107520111
			черный	L4107520111
			синий	L3109020111
		90 см	синий	L3109020111
			черный	L4109020111
			синий	L3157520111
1,5	4-0	75 см	синий	L3157520111
			черный	L4157520111
			синий	L3159020111
		90 см	синий	L3159020111
			черный	L4159020111
			синий	L3207520111
2	3-0	75 см	синий	L3207520111
			черный	L4207520111
			синий	L3209020111
		90 см	синий	L3209020111
			черный	L4209020111
			синий	L3307520111
3	2-0	75 см	синий	L3307520111
			черный	L4307520111
			синий	L3309020111
		90 см	синий	L3309020111
			черный	L4309020111
			синий	L3157525111
1,5	4-0	75 см	синий	L3157525111
			черный	L4157525111
			синий	L3159025111
		90 см	синий	L3159025111
			черный	L4159025111
			синий	L3207525111
2	3-0	75 см	синий	L3207525111
			черный	L4207525111
			синий	L3209025111
		90 см	синий	L3209025111
			черный	L4209025111
			синий	L3307525111
3	2-0	75 см	синий	L3307525111
			черный	L4307525111
			синий	L3309025111
		90 см	синий	L3309025111
			черный	L4309025111
			синий	L3207530111
2	3-0	75 см	синий	L3207530111
			черный	L4207530111
			синий	L3209030111
		90 см	синий	L3209030111
			черный	L4209030111
			синий	L3307530111
3	2-0	75 см	синий	L3307530111
			черный	L4307530111
			синий	L3309030111
		90 см	синий	L3309030111
			черный	L4309030111
			синий	L3357530111
3,5	0	75 см	синий	L3357530111
			черный	L4357530111
			синий	L3359030111
		90 см	синий	L3359030111
			черный	L4359030111
			синий	L3307535111
3	2-0	75 см	синий	L3307535111
			черный	L4307535111
			синий	L3309035111
		90 см	синий	L3309035111
			черный	L4309035111
			синий	L3357535111
3,5	0	75 см	синий	L3357535111
			черный	L4357535111
			синий	L3359035111
		90 см	синий	L3359035111
			черный	L4359035111
			синий	L3407535111
4	1	75 см	синий	L3407535111
			черный	L4407535111
			синий	L3409035111
		90 см	синий	L3409035111
			черный	L4409035111
			синий	L4409035111

25 мм



30 мм



35 мм



С колющей иглой

1/2
окружности



40 мм



45 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	синий	L3307540111
			черный	L4307540111
		90 см	синий	L3309040111
			черный	L4309040111
3,5	0	75 см	синий	L3357540111
			черный	L4357540111
		90 см	синий	L3359040111
			черный	L4359040111
4	1	75 см	синий	L3407540111
			черный	L4407540111
		90 см	синий	L3409040111
			черный	L4409040111
3,5	0	75 см	синий	L3357545111
			черный	L4357545111
		90 см	синий	L3359045111
			черный	L4359045111
4	1	75 см	синий	L3407545111
			черный	L4407545111
		90 см	синий	L3409045111
			черный	L4409045111

С колющей иглой

3/8
окружности



10 мм



13 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
0,7	6-0	75 см	синий	L3077510211
			черный	L4077510211
		90 см	синий	L3079010211
			черный	L4079010211
0,5	7-0	75 см	синий	L3057510211
			черный	L4057510211
		90 см	синий	L3059010211
			черный	L4059010211
0,7	6-0	75 см	синий	L3077513211
			черный	L4077513211
		90 см	синий	L3079013211
			черный	L4079013211
1	5-0	75 см	синий	L3107513211
			черный	L4107513211
		90 см	синий	L3109013211
			черный	L4109013211
1,5	4-0	75 см	синий	L3157513211
			черный	L4157513211
		90 см	синий	L3159013211
			черный	L4159013211
0,5	7-0	75 см	синий	L3057513211
			черный	L4057513211
		90 см	синий	L3059013211
			черный	L4059013211

С колющей иглой

3/8
окружности

16 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1

5-0

75 см

синий

L3107516211

черный

L4107516211

90 см

синий

L3109016211

черный

L4109016211

1,5

4-0

75 см

синий

L3157516211

черный

L4157516211

90 см

синий

L3159016211

черный

L4159016211

25 мм



2

3-0

75 см

синий

L3207525211

черный

L4207525211

90 см

синий

L3209025211

черный

L4209025211

3

2-0

75 см

синий

L3307525211

черный

L4307525211

90 см

синий

L3309025211

черный

L4309025211

30 мм



3

2-0

75 см

синий

L3307530211

черный

L4307530211

90 см

синий

L3309030211

черный

L4309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

13 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1,5

4-0

75 см

синий

L3157513141

черный

L4157513141

90 см

синий

L3159013141

черный

L4159013141

16 мм



1

5-0

75 см

синий

L3107516141

черный

L4107516141

90 см

синий

L3109016141

черный

L4109016141

1,5

4-0

75 см

синий

L3157516141

черный

L4157516141

90 см

синий

L3159016141

черный

L4159016141

20 мм



1,5

4-0

75 см

синий

L3157520141

черный

L4157520141

90 см

синий

L3159020141

черный

L4159020141

2

3-0

75 см

синий

L3207520141

черный

L4207520141

90 см

синий

L3209020141

черный

L4209020141

3

2-0

75 см

синий

L3307520141

черный

L4307520141

90 см

синий

L3309020141

черный

L4309020141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	синий	L3207525141
			черный	L4207525141
		90 см	синий	L3209025141
			черный	L4209025141
3	2-0	75 см	синий	L3307525141
			черный	L4307525141
		90 см	синий	L3309025141
			черный	L4309025141
2	3-0	75 см	синий	L3207530141
			черный	L4207530141
		90 см	синий	L3209030141
			черный	L4209030141
3	2-0	75 см	синий	L3307530141
			черный	L4307530141
		90 см	синий	L3309030141
			черный	L4309030141
3,5	0	75 см	синий	L3357530141
			черный	L4357530141
		90 см	синий	L3359030141
			черный	L4359030141
3	2-0	75 см	синий	L3307535141
			черный	L4307535141
		90 см	синий	L3309035141
			черный	L4309035141
3,5	0	75 см	синий	L3357535141
			черный	L4357535141
		90 см	синий	L3359035141
			черный	L4359035141
4	1	75 см	синий	L3407535141
			черный	L4407535141
		90 см	синий	L3409035141
			черный	L4409035141
3	2-0	75 см	синий	L3307540141
			черный	L4307540141
		90 см	синий	L3309040141
			черный	L4309040141
3,5	0	75 см	синий	L3357540141
			черный	L4357540141
		90 см	синий	L3359040141
			черный	L4359040141
4	1	75 см	синий	L3407540141
			черный	L4407540141
		90 см	синий	L3409040141
			черный	L4409040141

30 мм



35 мм



40 мм



С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

45 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3,5	0	75 см	синий	L3357545141
			черный	L4357545141
		90 см	синий	L3359045141
4	1	75 см	черный	L4359045141
			синий	L3407545141
		90 см	синий	L4407545141
		90 см	синий	L3409045141
			черный	L4409045141

С обратно-режущей иглой

3/8
окружности

13 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75	синяя	L3157513241
			черный	L4157513241
		90	синяя	L3159013241
			черный	L4159013241
			синяя	L3107516241
		90	синяя	L4107516241
		90	синяя	L3109016241
			черный	L4109016241
1,5	4-0	75	синяя	L3157516241
			черный	L4157516241
		90	синяя	L3159016241
			черный	L4159016241
			синяя	L3157520241
		90	синяя	L3159020241
		90	синяя	L3159020241
			черный	L4159020241
2	3-0	75	синяя	L3207520241
			черный	L4207520241
		90	синяя	L3209020241
			черный	L4209020241
			синяя	L3157525241
		90	синяя	L4157525241
		90	синяя	L3159025241
			черный	L4159025241
2	3-0	75	синяя	L3207525241
			черный	L4207525241
		90	синяя	L3209025241
			черный	L4209025241
			синяя	L3307525241
		90	синяя	L4307525241
		90	синяя	L3309025241
			черный	L4309025241

20 мм



25 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

30 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	75 см	синий	L3207530241
			черный	L4207530241
		90 см	синий	L3209030241
			черный	L4209030241
3	2-0	75 см	синий	L3307530241
			черный	L4307530241
		90 см	синий	L3309030241
			черный	L4309030241
3,5	0	75 см	синий	L3357530241
			черный	L4357530241
		90 см	синий	L3359030241
			черный	L4359030241
			синий	L3307535241
			черный	L4307535241
		90 см	синий	L3309035241
			черный	L4309035241
3,5	0	75 см	синий	L3357535241
			черный	L4357535241
		90 см	синий	L3359035241
			черный	L4359035241
4	1	75 см	синий	L3407535241
			черный	L4407535241
		90 см	синий	L3409035241
			черный	L4409035241
			синий	L3307540241
			черный	L4307540241
		90 см	синий	L3309040241
			черный	L4309040241
3,5	0	75 см	синий	L3357540241
			черный	L4357540241
		90 см	синий	L3359040241
			черный	L4359040241
4	1	75 см	синий	L3407540241
			черный	L4407540241
		90 см	синий	L3409040241
			черный	L4409040241
			синий	L3357545241
			черный	L4357545241
		90 см	синий	L3359045241
			черный	L4359045241
4	1	75 см	синий	L3407545241
			черный	L4407545241
		90 см	синий	L3409045241
			черный	L4409045241

35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности

25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

синий

L3207525121

черный

L4207525121

90 см

синий

L3209025121

черный

L4209025121

3

2-0

75 см

синий

L3307525121

черный

L4307525121

90 см

синий

L3309025121

черный

L4309025121

30 мм



2

3-0

75 см

синий

L3207530121

черный

L4207530121

90 см

синий

L3209030121

черный

L4209030121

40 мм



3,5

0

75 см

синий

L3357540121

черный

L4357540121

90 см

синий

L3359040121

черный

L4359040121

4

1

75 см

синий

L3407540121

черный

L4407540121

90 см

синий

L3409040121

черный

L4409040121

45 мм



3,5

0

75 см

синий

L3357545121

черный

L4357545121

90 см

синий

L3359045121

черный

L4359045121

4

1

75 см

синий

L3407545121

черный

L4407545121

90 см

синий

L3409045121

черный

L4409045121

ARMAPLAST

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся полиамидная комплексная из полиамида 6.6 в оболочке из полиамида 6.

Цвет нити /

Неокрашенный или черный.


Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиамидной комплексной из полиамида 6.6 в оболочке из полиамида 6, неокрашенной или чёрной, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1), 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ пластическая хирургия.

/ абдоминальная хирургия (брюшная полость),

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	черный	AN420150
3,5	0	150 см	черный	AN435150
4	1	150 см	черный	AN440150
5	2	150 см	черный	AN450150

С колющей иглой

1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	черный	N4157516111
		90 см	черный	N4159016111
1,5	4-0	75 см	черный	N4157520111
		90 см	черный	N4159020111
2	3-0	75 см	черный	N4207520111
		90 см	черный	N4209020111
3	2-0	75 см	черный	N4307520111
		90 см	черный	N4309020111
2	3-0	75 см	черный	N4207525111
		90 см	черный	N4209025111
3	2-0	75 см	черный	N4307525111
		90 см	черный	N4309025111
3	2-0	75 см	черный	N4307530111
		90 см	черный	N4309030111
3	2-0	75 см	черный	N4307535111
		90 см	черный	N4309035111
3,5	0	75 см	черный	N4357535111
		90 см	черный	N4359035111
3,5	0	75 см	черный	N4357540111
		90 см	черный	N4359040111
4	1	75 см	черный	N4407540111
		90 см	черный	N4409040111

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	черный	N4157516141
		90 см	черный	N4159016141
2	3-0	75 см	черный	N4207520141
		90 см	черный	N4209020141
2	3-0	75 см	черный	N4207525141
		90 см	черный	N4209025141
3	2-0	75 см	черный	N4307525141
		90 см	черный	N4309025141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1,5	4-0	75 см	черный	N4157516241
				90 см	черный	N4159016241
20 мм		2	3-0	75 см	черный	N4207520241
				90 см	черный	N4209020241
25 мм		2	3-0	75 см	черный	N4207525241
				90 см	черный	N4209025241
		3	2-0	75 см	черный	N4307525241
				90 см	черный	N4309025241
30 мм		3	2-0	75 см	черный	N4307530241
				90 см	черный	N4309030241
35 мм		3	2-0	75 см	черный	N4307535241
				90 см	черный	N4309035241
		3,5	0	75 см	черный	N4357535241
				90 см	черный	N4359035241
		4	1	75 см	черный	N4407535241
				90 см	черный	N4409035241
40 мм		3,5	0	75 см	черный	N4357540241
				90 см	черный	N4359040241

С иглой таперкат



1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
25 мм		2	3-0	75 см	черный	N4207525121
				90 см	черный	N4209025121
		3	2-0	75 см	черный	N4307525121
				90 см	черный	N4309025121
40 мм		3,5	0	75 см	черный	N4357540121
				90 см	черный	N4359040121
		4	1	75 см	черный	N4407540121
				90 см	черный	N4409040121

ARMASILK

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся шелковая, плетеная, с покрытием из силикона.

Цвет нити /

Неокрашенный или черный.


Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся шелковой, плетеной, с покрытием из силикона, неокрашенной или черной, метрических размеров (условных номеров): 0,3 (9-0); 0,4 (8-0); 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7); 10 (8). Силиконовое покрытие нити обеспечивает способность шовного материала к абсорбции и атравматизации раны при прокалывании тканей. Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами ди-

аметром от 0,10 до 1,57 мм, длиной от 3,8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / офтальмология,

- / абдоминальная хирургия (брюшная полость),
- / пластическая хирургия,
- / стоматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150	черный	AK420150
3	2-0	150	черный	AK430150
3,5	0	150	черный	AK435150
4	1	150	черный	AK440150
5	2	150	черный	AK450150

С колющей иглой



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	черный	K4107513111
		90 см	черный	K4109013111
1,5	4-0	75 см	черный	K4107516111
		90 см	черный	K4109016111
		75 см	черный	K4157516111
		90 см	черный	K4159016111
2	3-0	75 см	черный	K4157520111
		90 см	черный	K4159020111
		75 см	черный	K4207520111
		90 см	черный	K4209020111
3	4-0	75 см	черный	K4157525111
		90 см	черный	K4159025111
		75 см	черный	K4207525111
		90 см	черный	K4209025111
	2-0	75 см	черный	K4307525111
		90 см	черный	K4309025111
		75 см	черный	K4207530111
		90 см	черный	K4209030111
3,5	2-0	75 см	черный	K4307530111
		90 см	черный	K4309030111
		75 см	черный	K4357530111
		90 см	черный	K4359030111
	0	75 см	черный	K4307535111
		90 см	черный	K4309035111
		75 см	черный	K4357535111
		90 см	черный	K4359035111
4	1	75 см	черный	K4407535111
		90 см	черный	K4409035111
		75 см	черный	K4507535111
		90 см	черный	K4509035111

1/2
окружности

13 мм



16 мм



20 мм



25 мм



30 мм



35 мм



С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
40 мм		3	2-0	75 см	черный	K4307540111
				90 см	черный	K4309040111
		3,5	0	75 см	черный	K4357540111
				90 см	черный	K4359040111
		4	1	75 см	черный	K4407540111
				90 см	черный	K4409040111
		5	2	75 см	черный	K4507540111
				90 см	черный	K4509040111
		3,5	0	75 см	черный	K4357545111
				90 см	черный	K4359045111
45 мм		4	1	75 см	черный	K4407545111
				90 см	черный	K4409045111
		5	2	75 см	черный	K4507545111
				90 см	черный	K4509045111
		4	1	75 см	черный	K4407548111
				90 см	черный	K4409048111
48 мм		5	2	75 см	черный	K4507548111
				90 см	черный	K4509048111
		4	1	75 см	черный	K4407550111
				90 см	черный	K4409050111
50 мм		5	2	75 см	черный	K4507550111
				90 см	черный	K4509050111

С колющей иглой

3/8
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	черный	K4107513211
				90 см	черный	K4109013211
		1	5-0	75 см	черный	K4107516211
				90 см	черный	K4109016211
16 мм		1,5	4-0	75 см	черный	K4157516211
				90 см	черный	K4159016211
		2	3-0	75 см	черный	K4207525211
				90 см	черный	K4209025211
		3	2-0	75 см	черный	K4307525211
				90 см	черный	K4309025211
30 мм		3	2-0	75 см	черный	K4307530211
				90 см	черный	K4309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	черный	K4107516141
				90 см	черный	K4109016141
		1,5	4-0	75 см	черный	K4157516141
				90 см	черный	K4159016141
20 мм		2	3-0	75 см	черный	K4207520141
				90 см	черный	K4209020141

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности



25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	черный	K4207525141
		90 см	черный	K4209025141
3	2-0	75 см	черный	K4307525141
		90 см	черный	K4309025141
2	3-0	75 см	черный	K4207530141
		90 см	черный	K4209030141
3	2-0	75 см	черный	K4307530141
		90 см	черный	K4309030141
3,5	0	75 см	черный	K4357530141
		90 см	черный	K4359030141
3	2-0	75 см	черный	K4307535141
		90 см	черный	K4309035141
3,5	0	75 см	черный	K4357535141
		90 см	черный	K4359035141
4	1	75 см	черный	K4407535141
		90 см	черный	K4409035141
5	2	75 см	черный	K4507535141
		90 см	черный	K4509035141
3	2-0	75 см	черный	K4307540141
		90 см	черный	K4309040141
3,5	0	75 см	черный	K4357540141
		90 см	черный	K4359040141
4	1	75 см	черный	K4407540141
		90 см	черный	K4409040141
5	2	75 см	черный	K4507540141
		90 см	черный	K4509040141
3,5	0	75 см	черный	K4357545141
		90 см	черный	K4359045141
4	1	75 см	черный	K4407545141
		90 см	черный	K4409045141
5	2	75 см	черный	K4507545141
		90 см	черный	K4509045141
4	1	75 см	черный	K4407548141
		90 см	черный	K4409048141
5	2	75 см	черный	K4507548141
		90 см	черный	K4509048141

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности



16 мм



20 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	черный	K4107516241
		90 см	черный	K4109016241
1,5	4-0	75 см	черный	K4157516241
		90 см	черный	K4159016241
1,5	4-0	75 см	черный	K4157520241
		90 см	черный	K4159020241
2	3-0	75 см	черный	K4207520241
		90 см	черный	K4209020241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	черный	K4157525241
		90 см	черный	K4159025241
2	3-0	75 см	черный	K4207525241
		90 см	черный	K4209025241
3	2-0	75 см	черный	K4307525241
		90 см	черный	K4309025241
2	3-0	75 см	черный	K4207530241
		90 см	черный	K4209030241
3	2-0	75 см	черный	K4307530241
		90 см	черный	K4309030241
3,5	0	75 см	черный	K4357530241
		90 см	черный	K4359030241
3	2-0	75 см	черный	K4307535241
		90 см	черный	K4309035241
3,5	0	75 см	черный	K4357535241
		90 см	черный	K4359035241
3	2-0	75 см	черный	K4307540241
		90 см	черный	K4309040241
3,5	0	75 см	черный	K4357540241
		90 см	черный	K4359040241
4	1	75 см	черный	K4407540241
		90 см	черный	K4409040241
3,5	0	75 см	черный	K4357545241
		90 см	черный	K4359045241
4	1	75 см	черный	K4407545241
		90 см	черный	K4409045241

30 мм



35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности

25 мм



30 мм



40 мм



45 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	черный	K4207525121
		90 см	черный	K4209025121
3	2-0	75 см	черный	K4307525121
		90 см	черный	K4309025121
2	3-0	75 см	черный	K4207530121
		90 см	черный	K4209030121
3,5	0	75 см	черный	K4357540121
		90 см	черный	K4359040121
4	1	75 см	черный	K4407540121
		90 см	черный	K4409040121
3,5	0	75 см	черный	K4357545121
		90 см	черный	K4359045121
4	1	75 см	черный	K4407545121
		90 см	черный	K4409045121
5	2	75 см	черный	K4507545121
		90 см	черный	K4509045121

ARMABOND

Описание нити

Нить хирургическая
нерассасывающаяся полиэфирная
плетеная, с покрытием из силикона.

Цвет нити

Неокрашенный или зеленый.

Рассасывание

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения

1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.

5. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, с принадлежностями «насадка-прокладка» круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, толщиной 0,5 – 2,0 мм, с шагом 0,5 мм, длиной, шириной или диаметром 3,0 – 15,0 мм, с шагом 1,0 мм, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиэфирной плетеной, с покрытием из силикона, неокрашенной или зелёной, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7). Силиконовое покрытие нити обеспечивает способность шовного материала к абсорбции и атравматизации раны при прокалывании тканей. Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми

ми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие выпускается с принадлежностями, не являющимися медицинскими, но предусмотренными для использования в комбинации с медицинским изделием, или без них. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окис этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / сердечно-сосудистая хирургия,

- / офтальмология,
- / пластическая хирургия,
- / травматология,
- / ортопедия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеградация (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	зеленый	AJ520150
3	2-0	150 см	зеленый	AJ530150
3,5	0	150 см	зеленый	AJ535150
4	1	150 см	зеленый	AJ540150
5	2	150 см	зеленый	AJ550150
6	3-4	150 см	зеленый	AJ560150
7	5	150 см	зеленый	AJ570150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	1000 см	зеленый	BJ5201000
3	2-0	1000 см	зеленый	BJ5301000
3,5	0	1000 см	зеленый	BJ5351000
4	1	1000 см	зеленый	BJ5401000
5	2	1000 см	зеленый	BJ5501000

С колющей иглой



1/2
окружности



13 мм		1	5-0	75 см	зеленый	J5107513111
				90 см	зеленый	J5109013111
16 мм		1	5-0	75 см	зеленый	J5107516111
				90 см	зеленый	J5109016111
		1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157516111
				90 см	зеленый	J5159016111
20 мм		1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157520111
				90 см	зеленый	J5159020111
		2	3-0	75 см	зеленый	J5207520111
				90 см	зеленый	J5209020111
		3	2-0	75 см	зеленый	J5307520111
				90 см	зеленый	J5309020111
22 мм		3	2-0	75 см	зеленый	J5307522111
				90 см	зеленый	J5309022111
25 мм		1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157525111
				90 см	зеленый	J5159025111
		2	3-0	75 см	зеленый	J5207525111
				90 см	зеленый	J5209025111
		3	2-0	75 см	зеленый	J5307525111
				90 см	зеленый	J5309025111

С колющей иглой

1/2
окружности




MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
30 мм				
2	3-0	75 см	зеленый	J5207530111
		90 см	зеленый	J5209030111
3	2-0	75 см	зеленый	J5307530111
		90 см	зеленый	J5309030111
3,5	0	75 см	зеленый	J5357530111
		90 см	зеленый	J5359030111
35 мм				
3	2-0	75 см	зеленый	J5307535111
		90 см	зеленый	J5309035111
3,5	0	75 см	зеленый	J5357535111
		90 см	зеленый	J5359035111
4	1	75 см	зеленый	J5407535111
		90 см	зеленый	J5409035111
5	2	90 см	зеленый	J5509035111
40 мм				
3	2-0	75 см	зеленый	J5307540111
		90 см	зеленый	J5309040111
3,5	0	75 см	зеленый	J5357540111
		90 см	зеленый	J5359040111
4	1	75 см	зеленый	J5407540111
		90 см	зеленый	J5409040111
5	2	75 см	зеленый	J5507540111
		90 см	зеленый	J5509040111
45 мм				
3,5	0	75 см	зеленый	J5357545111
		90 см	зеленый	J5359045111
4	1	75 см	зеленый	J5407545111
		90 см	зеленый	J5409045111
5	2	75 см	зеленый	J5507545111
		90 см	зеленый	J5509045111
48 мм				
4	1	75 см	зеленый	J5407548111
		90 см	зеленый	J5409048111
5	2	75 см	зеленый	J5507548111
		90 см	зеленый	J5509048111
7	5	75 см	зеленый	J5707548111
		90 см	зеленый	J5709048111
50 мм				
4	1	75 см	зеленый	J5407550111
		90 см	зеленый	J5409050111
5	2	75 см	зеленый	J5507550111
		90 см	зеленый	J5509050111

С колющей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	J5107513211
		90 см	зеленый	J5109013211
1	5-0	75 см	зеленый	J5107516211
		90 см	зеленый	J5109016211
	1,5	75 см	зеленый	J5157516211
		90 см	зеленый	J5159016211
2	3-0	75 см	зеленый	J5207525211
		90 см	зеленый	J5209025211
	3	75 см	зеленый	J5307525211
		90 см	зеленый	J5309025211
3	2-0	75 см	зеленый	J5307530211
		90 см	зеленый	J5309030211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	J5107516141
		90 см	зеленый	J5109016141
	1,5	75 см	зеленый	J5157516141
		90 см	зеленый	J5159016141
2	3-0	75 см	зеленый	J5207520141
		90 см	зеленый	J5209020141
2	3-0	75 см	зеленый	J5207525141
		90 см	зеленый	J5209025141
	3	75 см	зеленый	J5307525141
		90 см	зеленый	J5309025141
2	3-0	75 см	зеленый	J5207530141
		90 см	зеленый	J5209030141
	3	75 см	зеленый	J5307530141
		90 см	зеленый	J5309030141
3	0	75 см	зеленый	J5357530141
		90 см	зеленый	J5359030141
	2-0	75 см	зеленый	J5307535141
		90 см	зеленый	J5309035141
3	0	75 см	зеленый	J5357535141
		90 см	зеленый	J5359035141
	4	75 см	зеленый	J5407535141
		90 см	зеленый	J5409035141
5	2	75 см	зеленый	J5507535141
		90 см	зеленый	J5509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	зеленый	J5307540141
		90 см	зеленый	J5309040141
3,5	0	75 см	зеленый	J5357540141
		90 см	зеленый	J5359040141
4	1	75 см	зеленый	J5407540141
		90 см	зеленый	J5409040141
5	2	75 см	зеленый	J5507540141
		90 см	зеленый	J5509040141
3,5	0	75 см	зеленый	J5357545141
		90 см	зеленый	J5359045141
4	1	75 см	зеленый	J5407545141
		90 см	зеленый	J5409045141
5	2	75 см	зеленый	J5507545141
		90 см	зеленый	J5509045141
4	1	75 см	зеленый	J5407548141
		90 см	зеленый	J5409048141
5	2	75 см	зеленый	J5507548141
		90 см	зеленый	J5509048141
7	5	75 см	зеленый	J5707548141
		90 см	зеленый	J5709048141

45 мм



48 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	J5107516241
		90 см	зеленый	J5109016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157516241
		90 см	зеленый	J5159016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157520241
		90 см	зеленый	J5159020241
2	3-0	75 см	зеленый	J5207520241
		90 см	зеленый	J5209020241
1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157525241
		90 см	зеленый	J5159025241
2	3-0	75 см	зеленый	J5207525241
		90 см	зеленый	J5209025241
3	2-0	75 см	зеленый	J5307525241
		90 см	зеленый	J5309025241

20 мм



25 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



30 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	75 см	зеленый	J5207530241
		90 см	зеленый	J5209030241
3	2-0	75 см	зеленый	J5307530241
		90 см	зеленый	J5309030241
3,5	0	75 см	зеленый	J5357530241
		90 см	зеленый	J5359030241
3	2-0	75 см	зеленый	J5307535241
		90 см	зеленый	J5309035241
3,5	0	75 см	зеленый	J5357535241
		90 см	зеленый	J5359035241
3	2-0	75 см	зеленый	J5307540241
		90 см	зеленый	J5309040241
3,5	0	75 см	зеленый	J5357540241
		90 см	зеленый	J5359040241
4	1	75 см	зеленый	J5407540241
		90 см	зеленый	J5409040241
3,5	0	75 см	зеленый	J5357545241
		90 см	зеленый	J5359045241
4	1	75 см	зеленый	J5407545241
		90 см	зеленый	J5409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности



16 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
1	5-0	75 см	зеленый	J5107516121
		90 см	зеленый	J5109016121
1,5	4-0	75 см	зеленый	J5157516121
		90 см	зеленый	J5159016121
2	3-0	75 см	зеленый	J5207525121
		90 см	зеленый	J5209025121
3	2-0	75 см	зеленый	J5307525121
		90 см	зеленый	J5309025121
2	3-0	75 см	зеленый	J5207530121
		90 см	зеленый	J5209030121
3,5	0	75 см	зеленый	J5357540121
		90 см	зеленый	J5359040121
4	1	75 см	зеленый	J5407540121
		90 см	зеленый	J5409040121

С иглой таперкат

1/2
окружности


45 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3,5

0

75 см

зеленый

J5357545121

90 см

зеленый

J5359045121

4

1

75 см

зеленый

J5407545121

90 см

зеленый

J5409045121

5

2

75 см

зеленый


J5507545121

90 см

зеленый

J5509045121

55 мм



7

5

75 см

зеленый

J5707555121

90 см

зеленый

J5709055121

ARMABOND-T

Описание нити

Нить хирургическая
нерассасывающаяся полиэфирная
плетеная, с покрытием из тефлона.

Цвет нити

Неокрашенный или зеленый.

Рассасывание

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения


1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;


2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.

5. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, с принадлежностями «насадка-прокладка» круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, толщиной 0,5 – 2,0 мм, с шагом 0,5 мм, длиной, шириной или диаметром 3,0 – 15,0 мм, с шагом 1,0 мм, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиэфирной плетеной, с покрытием из тефлона, неокрашенной или зеленой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 38 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными),

типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупокопечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие выпускается с принадлежностями, не являющимися медицинскими, но предусмотренными для использования в комбинации с медицинским изделием, или без них. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / сосудистая хирургия,

- / офтальмология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция(рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура	MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
	2	3-0	150 см	зеленый	AJT520150
	3	2-0	150 см	зеленый	AJT530150
	3,5	0	150 см	зеленый	AJT535150
	4	1	150 см	зеленый	AJT540150
	5	2	150 см	зеленый	AJT550150
	6	3-4	150 см	зеленый	AJT560150
	7	5	150 см	зеленый	AJT570150

С колющей иглой		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1/2 окружности 	13 мм		1	5-0	75 см	зеленый JT5107513111
					90 см	зеленый JT5109013111
	16 мм		1	5-0	75 см	зеленый JT5107516111
					90 см	зеленый JT5109016111
			1,5	4-0	75 см	зеленый JT5157516111
					90 см	зеленый JT5159016111
	20 мм		1,5	4-0	75 см	зеленый JT5157520111
					90 см	зеленый JT5159020111
			2	3-0	75 см	зеленый JT5207520111
					90 см	зеленый JT5209020111
			3	2-0	75 см	зеленый JT5307520111
					90 см	зеленый JT5309020111
	22 мм		3	2-0	75 см	зеленый JT5307522111
					90 см	зеленый JT5309022111
	25 мм		1,5	4-0	75 см	зеленый JT5157525111
					90 см	зеленый JT5159025111
			2	3-0	75 см	зеленый JT5207525111
					90 см	зеленый JT5209025111
			3	2-0	75 см	зеленый JT5307525111
					90 см	зеленый JT5309025111
	30 мм		2	3-0	75 см	зеленый JT5207530111
					90 см	зеленый JT5209030111
			3	2-0	75 см	зеленый JT5307530111
					90 см	зеленый JT5309030111
			3,5	0	75 см	зеленый JT5357530111
					90 см	зеленый JT5359030111

С колющей иглой

1/2
окружности

35 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3

2-0

75 см

зеленый

JT5307535111

90 см

зеленый

JT5309035111

3,5

0

75 см

зеленый

JT5357535111

90 см

зеленый

JT5359035111

4

1

75 см

зеленый

JT5407535111

90 см

зеленый

JT5409035111

5

2

90 см

зеленый

JT5509035111

40 мм



3

2-0

75 см

зеленый

JT5307540111

90 см

зеленый

JT5309040111

3,5

0

75 см

зеленый

JT5357540111

90 см

зеленый

JT5359040111

4

1

75 см

зеленый

JT5407540111

90 см

зеленый

JT5409040111

5

2

75 см

зеленый


JT5507540111

90 см

зеленый

JT5509040111

45 мм



3,5

0

75 см

зеленый

JT5357545111

90 см

зеленый

JT5359045111

4

1

75 см

зеленый

JT5407545111

90 см

зеленый

JT5409045111

5

2

75 см

зеленый

JT5507545111

90 см

зеленый

JT5509045111

48 мм



4

1

75 см

зеленый

JT5407548111

90 см

зеленый

JT5409048111

5

2

75 см

зеленый

JT5507548111

90 см

зеленый

JT5509048111

7

5

75 см

зеленый

JT5707548111

90 см

зеленый

JT5709048111

50 мм



4

1

75 см

зеленый

JT5407550111

90 см

зеленый

JT5409050111

5

2

75 см

зеленый

JT5507550111

90 см

зеленый

JT5509050111

С колющей иглой

3/8
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	зеленый	JT5107513211
				90 см	зеленый	JT5109013211
16 мм		1	5-0	75 см	зеленый	JT5107516211
				90 см	зеленый	JT5109016211
		1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157516211
				90 см	зеленый	JT5159016211
25 мм		2	3-0	75 см	зеленый	JT5207525211
				90 см	зеленый	JT5209025211
		3	2-0	75 см	зеленый	JT5307525211
				90 см	зеленый	JT5309025211
30 мм		3	2-0	75 см	зеленый	JT5307530211
				90 см	зеленый	JT5309030211

С обратно-режущей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	зеленый	JT5107516141
				90 см	зеленый	JT5109016141
		1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157516141
				90 см	зеленый	JT5159016141
20 мм		2	3-0	75 см	зеленый	JT5207520141
				90 см	зеленый	JT5209020141
25 мм		2	3-0	75 см	зеленый	JT5207525141
				90 см	зеленый	JT5209025141
		3	2-0	75 см	зеленый	JT5307525141
				90 см	зеленый	JT5309025141
30 мм		2	3-0	75 см	зеленый	JT5207530141
				90 см	зеленый	JT5209030141
		3	2-0	75 см	зеленый	JT5307530141
				90 см	зеленый	JT5309030141
		3,5	0	75 см	зеленый	JT5357530141
				90 см	зеленый	JT5359030141
35 мм		3	2-0	75 см	зеленый	JT5307535141
				90 см	зеленый	JT5309035141
		3,5	0	75 см	зеленый	JT5357535141
				90 см	зеленый	JT5359035141
		4	1	75 см	зеленый	JT5407535141
				90 см	зеленый	JT5409035141
		5	2	75 см	зеленый	JT5507535141
				90 см	зеленый	JT5509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности



40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307540141
		90 см	зеленый	JT5309040141
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357540141
		90 см	зеленый	JT5359040141
4	1	75 см	зеленый	JT5407540141
		90 см	зеленый	JT5409040141
5	2	75 см	зеленый	JT5507540141
		90 см	зеленый	JT5509040141
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357545141
		90 см	зеленый	JT5359045141
	1	75 см	зеленый	JT5407545141
		90 см	зеленый	JT5409045141
5	2	75 см	зеленый	JT5507545141
		90 см	зеленый	JT5509045141
4	1	75 см	зеленый	JT5407548141
		90 см	зеленый	JT5409048141
	2	75 см	зеленый	JT5507548141
		90 см	зеленый	JT5509048141
7	5	75 см	зеленый	JT5707548141
		90 см	зеленый	JT5709048141

45 мм



48 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



16 мм



20 мм



25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JT5107516241
		90 см	зеленый	JT5109016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157516241
		90 см	зеленый	JT5159016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157520241
		90 см	зеленый	JT5159020241
2	3-0	75 см	зеленый	JT5207520241
		90 см	зеленый	JT5209020241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157525241
		90 см	зеленый	JT5159025241
2	3-0	75 см	зеленый	JT5207525241
		90 см	зеленый	JT5209025241
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307525241
		90 см	зеленый	JT5309025241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

30 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
2	3-0	75 см	зеленый	JT5207530241
		90 см	зеленый	JT5209030241
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307530241
		90 см	зеленый	JT5309030241
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357530241
		90 см	зеленый	JT5359030241
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307535241
		90 см	зеленый	JT5309035241
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357535241
		90 см	зеленый	JT5359035241
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307540241
		90 см	зеленый	JT5309040241
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357540241
		90 см	зеленый	JT5359040241
4	1	75 см	зеленый	JT5407540241
		90 см	зеленый	JT5409040241
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357545241
		90 см	зеленый	JT5359045241
4	1	75 см	зеленый	JT5407545241
		90 см	зеленый	JT5409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности

16 мм



25 мм



30 мм



40 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JT5107516121
		90 см	зеленый	JT5109016121
1,5	4-0	75 см	зеленый	JT5157516121
		90 см	зеленый	JT5159016121
2	3-0	75 см	зеленый	JT5207525121
		90 см	зеленый	JT5209025121
3	2-0	75 см	зеленый	JT5307525121
		90 см	зеленый	JT5309025121
2	3-0	75 см	зеленый	JT5207530121
		90 см	зеленый	JT5209030121
3,5	0	75 см	зеленый	JT5357540121
		90 см	зеленый	JT5359040121
4	1	75 см	зеленый	JT5407540121
		90 см	зеленый	JT5409040121

С иглой таперкат

1/2
окружности

45 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

3,5

0

75 см

зеленый

JT5357545121

90 см

зеленый

JT5359045121

4

1

75 см

зеленый

JT5407545121

90 см

зеленый

JT5409045121

5

2

75 см

зеленый

JT5507545121

90 см

зеленый

JT5509045121

55 мм



7

5

75 см

зеленый

JT5707555121

90 см

зеленый

JT5709055121

ARMABOND - P

Описание нити

Нить хирургическая
нерассасывающаяся полиэфирная
плетеная, с покрытием из полибутилата.

Цвет нити

Неокрашенный или зеленый.

Рассасывание

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок
в групповой коробке.

Варианты исполнения


1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке и потребительской упаковке;

4. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.

5. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, с принадлежностями «насадка-прокладка» круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, толщиной 0,5 – 2,0 мм, с шагом 0,5 мм, длиной, шириной или диаметром 3,0 – 15,0 мм, с шагом 1,0 мм, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке, в количестве не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой упаковке.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиэфирной плетеной, с покрытием из полибутилата, неокрашенной или зеленой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными),

типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупокопечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие выпускается с принадлежностями, не являющимися медицинскими, но предусмотренными для использования в комбинации с медицинским изделием, или без них. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – газовый (окись этилена). Срок годности изделия – 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

- / общая хирургия,
- / сосудистая хирургия,

/ офтальмология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция(рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	зеленый	AJP520150
3	2-0	150 см	зеленый	AJP530150
3,5	0	150 см	зеленый	AJP535150
4	1	150 см	зеленый	AJP540150
5	2	150 см	зеленый	AJP550150
6	3-4	150 см	зеленый	AJP560150
7	5	150 см	зеленый	AJP570150

С колющей иглой



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107513111
		90 см	зеленый	JP5109013111
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107516111
		90 см	зеленый	JP5109016111
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157516111
		90 см	зеленый	JP5159016111
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157520111
		90 см	зеленый	JP5159020111
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207520111
		90 см	зеленый	JP5209020111
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307520111
		90 см	зеленый	JP5309020111
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307522111
		90 см	зеленый	JP5309022111
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157525111
		90 см	зеленый	JP5159025111
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207525111
		90 см	зеленый	JP5209025111
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307525111
		90 см	зеленый	JP5309025111
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207530111
		90 см	зеленый	JP5209030111
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307530111
		90 см	зеленый	JP5309030111
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357530111
		90 см	зеленый	JP5359030111

1/2
окружности

13 мм



16 мм



20 мм



22 мм



25 мм



30 мм



С колющей иглой



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
35 мм		3	2-0	75 см	зеленый	JP5307535111
				90 см	зеленый	JP5309035111
		3,5	0	75 см	зеленый	JP5357535111
				90 см	зеленый	JP5359035111
		4	1	75 см	зеленый	JP5407535111
				90 см	зеленый	JP5409035111
		5	2	90 см	зеленый	JP5509035111
		3	2-0	75 см	зеленый	JP5307540111
				90 см	зеленый	JP5309040111
40 мм		3,5	0	75 см	зеленый	JP5357540111
				90 см	зеленый	JP5359040111
		4	1	75 см	зеленый	JP5407540111
				90 см	зеленый	JP5409040111
		5	2	75 см	зеленый	JP5507540111
				90 см	зеленый	JP5509040111
45 мм		3,5	0	75 см	зеленый	JP5357545111
				90 см	зеленый	JP5359045111
		4	1	75 см	зеленый	JP5407545111
				90 см	зеленый	JP5409045111
		5	2	75 см	зеленый	JP5507545111
				90 см	зеленый	JP5509045111
48 мм		4	1	75 см	зеленый	JP5407548111
				90 см	зеленый	JP5409048111
		5	2	75 см	зеленый	JP5507548111
				90 см	зеленый	JP5509048111
		7	5	75 см	зеленый	JP5707548111
				90 см	зеленый	JP5709048111
50 мм		4	1	75 см	зеленый	JP5407550111
				90 см	зеленый	JP5409050111
		5	2	75 см	зеленый	JP5507550111
				90 см	зеленый	JP5509050111

С колющей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107513211
		90 см	зеленый	JP5109013211
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107516211
		90 см	зеленый	JP5109016211
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157516211
		90 см	зеленый	JP5159016211
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207525211
		90 см	зеленый	JP5209025211
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307525211
		90 см	зеленый	JP5309025211
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307530211
		90 см	зеленый	JP5309030211

С обратнорежущей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107516141
		90 см	зеленый	JP5109016141
	1,5	75 см	зеленый	JP5157516141
		90 см	зеленый	JP5159016141
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207520141
		90 см	зеленый	JP5209020141
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207525141
		90 см	зеленый	JP5209025141
	3	75 см	зеленый	JP5307525141
		90 см	зеленый	JP5309025141
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207530141
		90 см	зеленый	JP5209030141
	3	75 см	зеленый	JP5307530141
		90 см	зеленый	JP5309030141
	3,5	75 см	зеленый	JP5357530141
		90 см	зеленый	JP5359030141
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307535141
		90 см	зеленый	JP5309035141
	3,5	75 см	зеленый	JP5357535141
		90 см	зеленый	JP5359035141
	4	75 см	зеленый	JP5407535141
		90 см	зеленый	JP5409035141
	5	75 см	зеленый	JP5507535141
		90 см	зеленый	JP5509035141

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307540141
		90 см	зеленый	JP5309040141
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357540141
		90 см	зеленый	JP5359040141
4	1	75 см	зеленый	JP5407540141
		90 см	зеленый	JP5409040141
5	2	75 см	зеленый	JP5507540141
		90 см	зеленый	JP5509040141
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357545141
		90 см	зеленый	JP5359045141
4	1	75 см	зеленый	JP5407545141
		90 см	зеленый	JP5409045141
5	2	75 см	зеленый	JP5507545141
		90 см	зеленый	JP5509045141
4	1	75 см	зеленый	JP5407548141
		90 см	зеленый	JP5409048141
5	2	75 см	зеленый	JP5507548141
		90 см	зеленый	JP5509048141
7	5	75 см	зеленый	JP5707548141
		90 см	зеленый	JP5709048141

45 мм



48 мм



С обратно-режущей иглой



3/8
окружности

16 мм



20 мм



25 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107516241
		90 см	зеленый	JP5109016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157516241
		90 см	зеленый	JP5159016241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157520241
		90 см	зеленый	JP5159020241
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207520241
		90 см	зеленый	JP5209020241
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157525241
		90 см	зеленый	JP5159025241
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207525241
		90 см	зеленый	JP5209025241
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307525241
		90 см	зеленый	JP5309025241

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



30 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207530241
		90 см	зеленый	JP5209030241
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307530241
		90 см	зеленый	JP5309030241
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357530241
		90 см	зеленый	JP5359030241
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307535241
		90 см	зеленый	JP5309035241
		90 см	зеленый	JP5359035241
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357535241
		90 см	зеленый	JP5359035241
		90 см	зеленый	JP5359040241
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307540241
		90 см	зеленый	JP5309040241
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357540241
		90 см	зеленый	JP5359040241
		90 см	зеленый	JP5359040241
4	1	75 см	зеленый	JP5407540241
		90 см	зеленый	JP5409040241
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357545241
		90 см	зеленый	JP5359045241
		90 см	зеленый	JP5359045241
4	1	75 см	зеленый	JP5407545241
		90 см	зеленый	JP5409045241

35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности



16 мм



25 мм



30 мм



40 мм



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1	5-0	75 см	зеленый	JP5107516121
		90 см	зеленый	JP5109016121
1,5	4-0	75 см	зеленый	JP5157516121
		90 см	зеленый	JP5159016121
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207525121
		90 см	зеленый	JP5209025121
3	2-0	75 см	зеленый	JP5307525121
		90 см	зеленый	JP5309025121
2	3-0	75 см	зеленый	JP5207530121
		90 см	зеленый	JP5209030121
3,5	0	75 см	зеленый	JP5357540121
		90 см	зеленый	JP5359040121
4	1	75 см	зеленый	JP5407540121
		90 см	зеленый	JP5409040121

С иглой таперкат

1/2
окружности




45 мм



MP /

USP /

Длина /

Цвет нити /

REF

3,5

0

75 см

зеленый

JP5357545121

90 см

зеленый

JP5359045121

4

1

75 см

зеленый

JP5407545121

90 см

зеленый

JP5409045121

5

2

75 см

зеленый

JP5507545121

90 см

зеленый

JP5509045121

55 мм



7

5

75 см

зеленый

JP5707555121

90 см

зеленый

JP5709055121

ARMASTEEL

Описание нити /

Мононить хирургическая
нерассасывающаяся стальная.

Цвет нити /

Неокрашенный.


Рассасывание /

Нерассасывающийся
шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных
упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /




1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,30 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется мононитью хирургической нерассасывающейся стальной, неокрашенной, метрических размеров (условных номеров): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атрауматическими иглами диаметром от 0,30 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообраз-

ными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие рентгеноконтрастно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ абдоминальная хирургия (брюшная полость)

/ ортопедия,

/ травматология,

/ торакальная хирургия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать в гинекологии, офтальмологии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, пластической хирургии, микрохирургии, нейрохирургии. имеется незначительный риск смещения медицинского изделия при

проведении МРТ-томографии. Следует учитывать способность стальной нити провоцировать токсические или аллергические осложнения. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

С иглой таперкат



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

1/2
окружности

48 мм



9

7

45 см

неокрашенный

01904548121



ПОЛИАМИД-К

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся полиамидная (капроновая), крученая.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиамидной (капроновой), крученой, неокрашенной, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7); 10 (8). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4,

3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ абдоминальная хирургия
(брюшная полость),

/ пластическая хирургия,

/ офтальмология,

/ травматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеградация (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
2	3-0	150 см	неокрашенный	AU120150
3	2-0	150 см	неокрашенный	AU130150
3,5	0	150 см	неокрашенный	AU135150
4	1	150 см	неокрашенный	AU140150
5	2	150 см	неокрашенный	AU150150
6	3-4	150 см	неокрашенный	AU160150
7	5	150 см	неокрашенный	AU170150

Лигатура (катушка)



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
2	3-0	1000 см	неокрашенный	BU1201000
3	2-0	500 см	неокрашенный	BU130500
		1000 см	неокрашенный	BU1301000
		2000 см	неокрашенный	BU1302000
3,5	0	2000 см	неокрашенный	BU1352000
4	1	500 см	неокрашенный	BU140500
		1000 см	неокрашенный	BU1401000
		2000 см	неокрашенный	BU1402000
5	2	500 см	неокрашенный	BU150500
		1000 см	неокрашенный	BU1501000
		1500 см	неокрашенный	BU1501500
6	3-4	500 см	неокрашенный	BU160500
		1000 см	неокрашенный	BU1601000

С скользящей иглой



	MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF /
13 мм	1	5-0	75 см	неокрашенный	U1107513111
			90 см	неокрашенный	U1109013111
	1	5-0	75 см	неокрашенный	U1107516111
			90 см	неокрашенный	U1109016111
	1,5	4-0	75 см	неокрашенный	U1157516111
			90 см	неокрашенный	U1159016111
20 мм	1,5	4-0	75 см	неокрашенный	U1157520111
			90 см	неокрашенный	U1159020111
	2	3-0	75 см	неокрашенный	U1207520111
			90 см	неокрашенный	U1209020111
	1,5	4-0	75 см	неокрашенный	U1157525111
			90 см	неокрашенный	U1159025111
25 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный	U1207525111
			90 см	неокрашенный	U1209025111
	3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307525111
			90 см	неокрашенный	U1309025111
	1,5	4-0	75 см	неокрашенный	U1157525111
			90 см	неокрашенный	U1159025111

С колющей иглой

1/2
окружности



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	U1207530111
				90 см	неокрашенный	U1209030111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307530111
				90 см	неокрашенный	U1309030111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	U1357530111
				90 см	неокрашенный	U1359030111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307535111
				90 см	неокрашенный	U1309035111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	U1357535111
				90 см	неокрашенный	U1359035111
35 мм		4	1	75 см	неокрашенный	U1407535111
				90 см	неокрашенный	U1409035111
		5	2	90 см	неокрашенный	U1509035111
				75 см	неокрашенный	U1307540111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307540111
				90 см	неокрашенный	U1309040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	U1357540111
				90 см	неокрашенный	U1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	U1407540111
				90 см	неокрашенный	U1409040111
40 мм		5	2	75 см	неокрашенный	U1507540111
				90 см	неокрашенный	U1509040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	U1357545111
				90 см	неокрашенный	U1359045111
		4	1	75 см	неокрашенный	U1407545111
				90 см	неокрашенный	U1409045111
		5	2	75 см	неокрашенный	U1507545111
				90 см	неокрашенный	U1509045111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	U1357545111
				90 см	неокрашенный	U1359045111
45 мм		4	1	75 см	неокрашенный	U1407548111
				90 см	неокрашенный	U1409048111
		5	2	75 см	неокрашенный	U1507548111
				90 см	неокрашенный	U1509048111
		4	1	75 см	неокрашенный	U1407550111
				90 см	неокрашенный	U1409050111
		5	2	75 см	неокрашенный	U1507550111
				90 см	неокрашенный	U1509050111
		4	1	75 см	неокрашенный	U1407550111
				90 см	неокрашенный	U1409050111

С колющей иглой				MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3/8 окружности 	13 мм			1	5-0	75 см	неокрашенный	U1107513211
						90 см	неокрашенный	U1109013211
	16 мм			1	5-0	75 см	неокрашенный	U1107516211
						90 см	неокрашенный	U1109016211
				1,5	4-0	75 см	неокрашенный	U1157516211
						90 см	неокрашенный	U1159016211
	25 мм			2	3-0	75 см	неокрашенный	U1207525211
						90 см	неокрашенный	U1209025211
				3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307525211
						90 см	неокрашенный	U1309025211
	30 мм			3	2-0	75 см	неокрашенный	U1307530211
						90 см	неокрашенный	U1309030211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм	1 5-0	75 см	неокрашенный	U1107516141
		90 см	неокрашенный	U1109016141
	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	U1157516141
		90 см	неокрашенный	U1159016141
20 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207520141
		90 см	неокрашенный	U1209020141
25 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207525141
		90 см	неокрашенный	U1209025141
	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307525141
		90 см	неокрашенный	U1309025141
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207530141
		90 см	неокрашенный	U1209030141
	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307530141
		90 см	неокрашенный	U1309030141
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357530141
		90 см	неокрашенный	U1359030141
35 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307535141
		90 см	неокрашенный	U1309035141
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357535141
		90 см	неокрашенный	U1359035141
	4 1	75 см	неокрашенный	U1407535141
		90 см	неокрашенный	U1409035141
	5 2	75 см	неокрашенный	U1507535141
		90 см	неокрашенный	U1509035141
40 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307540141
		90 см	неокрашенный	U1309040141
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357540141
		90 см	неокрашенный	U1359040141
	4 1	75 см	неокрашенный	U1407540141
		90 см	неокрашенный	U1409040141
	5 2	75 см	неокрашенный	U1507540141
		90 см	неокрашенный	U1509040141
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357545141
		90 см	неокрашенный	U1359045141
	4 1	75 см	неокрашенный	U1407545141
		90 см	неокрашенный	U1409045141
	5 2	75 см	неокрашенный	U1507545141
48 мм	4 1	75 см	неокрашенный	U1407548141
		90 см	неокрашенный	U1409048141
	5 2	75 см	неокрашенный	U1507548141
		90 см	неокрашенный	U1509048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм	1 5-0	75 см	неокрашенный	U1107516241
		90 см	неокрашенный	U1109016241
	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	U1157516241
		90 см	неокрашенный	U1159016241
20 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	U1157520241
		90 см	неокрашенный	U1159020241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207520241
		90 см	неокрашенный	U1209020241
25 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	U1157525241
		90 см	неокрашенный	U1159025241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207525241
		90 см	неокрашенный	U1209025241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307525241
		90 см	неокрашенный	U1309025241
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	U1207530241
		90 см	неокрашенный	U1209030241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307530241
		90 см	неокрашенный	U1309030241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357530241
		90 см	неокрашенный	U1359030241
35 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307535241
		90 см	неокрашенный	U1309035241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357535241
		90 см	неокрашенный	U1359035241
40 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	U1307540241
		90 см	неокрашенный	U1309040241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357540241
		90 см	неокрашенный	U1359040241
	4 1	75 см	неокрашенный	U1407540241
		90 см	неокрашенный	U1409040241
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	U1357545241
		90 см	неокрашенный	U1359045241
	4 1	75 см	неокрашенный	U1407545241
		90 см	неокрашенный	U1409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

неокрашенный

U1207525121

90 см

неокрашенный

U1209025121

3

2-0

75 см

неокрашенный

U1307525121

90 см

неокрашенный

U1309025121

30 мм



2

3-0

75 см

неокрашенный

U1207530121

90 см

неокрашенный

U1209030121

40 мм



3,5

0

75 см

неокрашенный

U1357540121

90 см

неокрашенный

U1359040121

4

1

75 см

неокрашенный

U1407540121

90 см

неокрашенный

U1409040121

45 мм



3,5

0

75 см

неокрашенный

U1357545121

90 см

неокрашенный

U1359045121

4

1

75 см

неокрашенный

U1407545121

90 см

неокрашенный

U1409045121

5

2

75 см

неокрашенный

U1507545121

90 см

неокрашенный

U1509045121

ПОЛИАМИД-П

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся полиамидная (капроновая), плетеная.

Цвет нити /

Неокрашенный.

Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиамидной (капроновой), плетеной, неокрашенной, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окруж-

ности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), тупов острия: колющая, режущая, обратн о-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апирогенно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами) Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ абдоминальная хирургия (брюшная полость),

/ пластическая хирургия,

/ офтальмология,

/ травматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	неокрашенный	AQ120150
3	2-0	150 см	неокрашенный	AQ130150
3,5	0	150 см	неокрашенный	AQ135150
4	1	150 см	неокрашенный	AQ140150
5	2	150 см	неокрашенный	AQ150150
6	3-4	150 см	неокрашенный	AQ160150
7	5	150 см	неокрашенный	AQ170150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	1000 см	неокрашенный	BQ1151000
2	3-0	1000 см	неокрашенный	BQ1201000
3	2-0	500 см	неокрашенный	BQ130500
		1000 см	неокрашенный	BQ1301000
		2000 см	неокрашенный	BQ1302000
3,5	0	250 см	неокрашенный	BQ135250
		500 см	неокрашенный	BQ135500
		1000 см	неокрашенный	BQ1351000
4	1	500 см	неокрашенный	BQ140500
		1000 см	неокрашенный	BQ1401000
		1500 см	неокрашенный	BQ1401500
		2000 см	неокрашенный	BQ1402000
5	2	500 см	неокрашенный	BQ150500
		1000 см	неокрашенный	BQ1501000
		1500 см	неокрашенный	BQ1501500
6	3-4	1000 см	неокрашенный	BQ1601000
7	5	500 см	неокрашенный	BQ170500
		1000 см	неокрашенный	BQ1701000

С колющей иглой

1/2
окружности




		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Q1107513111
				90 см	неокрашенный	Q1109013111
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Q1107516111
				90 см	неокрашенный	Q1109016111
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Q1157516111
				90 см	неокрашенный	Q1159016111
20 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Q1157520111
				90 см	неокрашенный	Q1159020111
		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207520111
				90 см	неокрашенный	Q1209020111
25 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Q1157525111
				90 см	неокрашенный	Q1159025111
		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207525111
				90 см	неокрашенный	Q1209025111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307525111
				90 см	неокрашенный	Q1309025111
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207530111
				90 см	неокрашенный	Q1209030111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307530111
				90 см	неокрашенный	Q1309030111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357530111
				90 см	неокрашенный	Q1359030111
35 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307535111
				90 см	неокрашенный	Q1309035111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357535111
				90 см	неокрашенный	Q1359035111
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407535111
				90 см	неокрашенный	Q1409035111
40 мм		5	2	90 см	неокрашенный	Q1509035111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307540111
				90 см	неокрашенный	Q1309040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357540111
				90 см	неокрашенный	Q1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407540111
				90 см	неокрашенный	Q1409040111
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507540111
				90 см	неокрашенный	Q1509040111

С колющей иглой



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357545111
				90 см	неокрашенный	Q1359045111
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407545111
				90 см	неокрашенный	Q1409045111
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507545111
				90 см	неокрашенный	Q1509045111
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407548111
				90 см	неокрашенный	Q1409048111
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507548111
				90 см	неокрашенный	Q1509048111
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407550111
				90 см	неокрашенный	Q1409050111
50 мм		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507550111
				90 см	неокрашенный	Q1509050111
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407550111
				90 см	неокрашенный	Q1409050111
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507550111
				90 см	неокрашенный	Q1509050111

С колющей иглой



		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Q1107513211
				90 см	неокрашенный	Q1109013211
		1	5-0	75 см	неокрашенный	Q1107516211
				90 см	неокрашенный	Q1109016211
16 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Q1157516211
				90 см	неокрашенный	Q1159016211
		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207525211
				90 см	неокрашенный	Q1209025211
25 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307525211
				90 см	неокрашенный	Q1309025211
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307530211
				90 см	неокрашенный	Q1309030211
30 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307530211
				90 см	неокрашенный	Q1309030211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	Q1107516141
				90 см	неокрашенный	Q1109016141
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	Q1157516141
				90 см	неокрашенный	Q1159016141
20 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207520141
				90 см	неокрашенный	Q1209020141
25 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207525141
				90 см	неокрашенный	Q1209025141
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307525141
				90 см	неокрашенный	Q1309025141
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207530141
				90 см	неокрашенный	Q1209030141
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307530141
				90 см	неокрашенный	Q1309030141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357530141
				90 см	неокрашенный	Q1359030141
35 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307535141
				90 см	неокрашенный	Q1309035141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357535141
				90 см	неокрашенный	Q1359035141
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407535141
				90 см	неокрашенный	Q1409035141
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507535141
				90 см	неокрашенный	Q1509035141
40 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307540141
				90 см	неокрашенный	Q1309040141
		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357540141
				90 см	неокрашенный	Q1359040141
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407540141
				90 см	неокрашенный	Q1409040141
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507540141
				90 см	неокрашенный	Q1509040141
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357545141
				90 см	неокрашенный	Q1359045141
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407545141
				90 см	неокрашенный	Q1409045141
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507545141
				90 см	неокрашенный	Q1509045141
48 мм		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407548141
				90 см	неокрашенный	Q1409048141
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507548141
				90 см	неокрашенный	Q1509048141

С обратно-режущей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм	1 5-0	75 см	неокрашенный	Q1107516241
		90 см	неокрашенный	Q1109016241
	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	Q1157516241
		90 см	неокрашенный	Q1159016241
20 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	Q1157520241
		90 см	неокрашенный	Q1159020241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	Q1207520241
		90 см	неокрашенный	Q1209020241
25 мм	1,5 4-0	75 см	неокрашенный	Q1157525241
		90 см	неокрашенный	Q1159025241
	2 3-0	75 см	неокрашенный	Q1207525241
		90 см	неокрашенный	Q1209025241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	Q1307525241
		90 см	неокрашенный	Q1309025241
30 мм	2 3-0	75 см	неокрашенный	Q1207530241
		90 см	неокрашенный	Q1209030241
	3 2-0	75 см	неокрашенный	Q1307530241
		90 см	неокрашенный	Q1309030241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	Q1357530241
		90 см	неокрашенный	Q1359030241
35 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	Q1307535241
		90 см	неокрашенный	Q1309035241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	Q1357535241
		90 см	неокрашенный	Q1359035241
40 мм	3 2-0	75 см	неокрашенный	Q1307540241
		90 см	неокрашенный	Q1309040241
	3,5 0	75 см	неокрашенный	Q1357540241
		90 см	неокрашенный	Q1359040241
	4 1	75 см	неокрашенный	Q1407540241
		90 см	неокрашенный	Q1409040241
45 мм	3,5 0	75 см	неокрашенный	Q1357545241
		90 см	неокрашенный	Q1359045241
	4 1	75 см	неокрашенный	Q1407545241
		90 см	неокрашенный	Q1409045241

С иглой таперкат



1/2
окружности



25 мм		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207525121
				90 см	неокрашенный	Q1209025121
		3	2-0	75 см	неокрашенный	Q1307525121
				90 см	неокрашенный	Q1309025121
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	Q1207530121
				90 см	неокрашенный	Q1209030121
40 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357540121
				90 см	неокрашенный	Q1359040121
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407540121
				90 см	неокрашенный	Q1409040121
45 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	Q1357545121
				90 см	неокрашенный	Q1359045121
		4	1	75 см	неокрашенный	Q1407545121
				90 см	неокрашенный	Q1409045121
		5	2	75 см	неокрашенный	Q1507545121
				90 см	неокрашенный	Q1509045121

ЛАВСАН-К

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая), крученая.

Цвет нити /

Неокрашенный или зеленый.

Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиэфирной (лавсановой), крученой, неокрашенной или зеленой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7); 10 (8). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на

1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в общей хирургии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	зеленый	AS520150
3	2-0	150 см	зеленый	AS530150
3,5	0	150 см	зеленый	AS535150
4	1	150 см	зеленый	AS540150
5	2	150 см	зеленый	AS550150

С колющей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	75 см	зеленый	S5207520111
		90 см	зеленый	S5209020111
2	3-0	75 см	зеленый	S5207525111
		90 см	зеленый	S5209025111
3	2-0	75 см	зеленый	S5307530111
		90 см	зеленый	S5309030111
2	3-0	75 см	зеленый	S5207535111
		90 см	зеленый	S5209035111
	3	75 см	зеленый	S5307535111
		90 см	зеленый	S5309035111
4	1	75 см	зеленый	S5407545111
		90 см	зеленый	S5409045111

С колющей иглой



3/8
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
1,5	4-0	75 см	зеленый	S5157516211
		90 см	зеленый	S5159016211

С обратно-режущей иглой



1/2
окружности



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
3	2-0	75 см	зеленый	S5307530141
		90 см	зеленый	S5309030141

ЛАВСАН-П

Описание нити /

Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая), плетеная.

Цвет нити /

Неокрашенный или зеленый.


Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /




1. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезок хирургической нити длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

3. Отрезок хирургической нити длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезки хирургической нити длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется нитью хирургической нерассасывающейся полиэфирной (лавсановой), плетеной, неокрашенной или зеленой, метрических размеров (условных номеров): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2); 6 (3-4); 7 (5); 8 (6); 9 (7); 10 (8). Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на

1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый (окись этилена) или радиационный (ускоренными электронами). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в общей хирургии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция (рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	150 см	неокрашенный	AR120150
3	2-0	150 см	неокрашенный	AR130150
3,5	0	150 см	неокрашенный	AR135150
4	1	150 см	неокрашенный	AR140150
5	2	150 см	неокрашенный	AR150150
6	3-4	150 см	неокрашенный	AR160150
7	5	150 см	неокрашенный	AR170150

Лигатура (катушка)



MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
2	3-0	1000 см	неокрашенный	BR1201000
3	2-0	500 см	неокрашенный	BR130500
		1000 см	неокрашенный	BR1301000
3,5	0	1000 см	неокрашенный	BR1351000
4	1	500 см	неокрашенный	BR140500
		1000 см	неокрашенный	BR1401000
5	2	1000 см	неокрашенный	BR1501000
6	3-4	500 см	неокрашенный	BR160500

С колющей иглой



1/2
окружности



13 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	R1107513111
				90 см	неокрашенный	R1109013111
16 мм		1	5-0	75 см	неокрашенный	R1107516111
				90 см	неокрашенный	R1109016111
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157516111
				90 см	неокрашенный	R1159016111
20 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157520111
				90 см	неокрашенный	R1159020111
		2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207520111
				90 см	неокрашенный	R1209020111
25 мм		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157525111
				90 см	неокрашенный	R1159025111
		2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207525111
				90 см	неокрашенный	R1209025111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307525111
				90 см	неокрашенный	R1309025111

С колющей иглой

1/2
окружности

		MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
30 мм		2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207530111
				90 см	неокрашенный	R1209030111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307530111
				90 см	неокрашенный	R1309030111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357530111
				90 см	неокрашенный	R1359030111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307535111
				90 см	неокрашенный	R1309035111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357535111
				90 см	неокрашенный	R1359035111
35 мм		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307535111
				90 см	неокрашенный	R1309035111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357535111
				90 см	неокрашенный	R1359035111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407535111
				90 см	неокрашенный	R1409035111
		5	2	90 см	неокрашенный	R1509035111
				90 см	неокрашенный	R1509035111
		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307540111
				90 см	неокрашенный	R1309040111
40 мм		3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357540111
				90 см	неокрашенный	R1359040111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407540111
				90 см	неокрашенный	R1409040111
		5	2	75 см	неокрашенный	R1507540111
				90 см	неокрашенный	R1509040111
		3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357545111
				90 см	неокрашенный	R1359045111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407545111
				90 см	неокрашенный	R1409045111
45 мм		5	2	75 см	неокрашенный	R1507545111
				90 см	неокрашенный	R1509045111
		6	3-4	75 см	неокрашенный	R1607545111
				90 см	неокрашенный	R1609045111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407548111
				90 см	неокрашенный	R1409048111
		5	2	75 см	неокрашенный	R1507548111
				90 см	неокрашенный	R1509048111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407550111
				90 см	неокрашенный	R1409050111
50 мм		5	2	75 см	неокрашенный	R1507550111
				90 см	неокрашенный	R1509050111
		4	1	75 см	неокрашенный	R1407550111

С колющей иглой		MP / USP		Длина	Цвет нити	REF
3/8 окружности	13 мм	1	5-0	75 см	неокрашенный	R1107513211
				90 см	неокрашенный	R1109013211
	16 мм	1	5-0	75 см	неокрашенный	R1107516211
				90 см	неокрашенный	R1109016211
		1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157516211
				90 см	неокрашенный	R1159016211
	25 мм	2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207525211
				90 см	неокрашенный	R1209025211
		3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307525211
				90 см	неокрашенный	R1309025211
	30 мм	3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307530211
				90 см	неокрашенный	R1309030211

С обратнo-режущей иглой



1/2
окружности

MP	USP	Длина	Цвет нити	REF
16 мм	1	75 см	неокрашенный	R1107516141
		90 см	неокрашенный	R1109016141
	1,5	75 см	неокрашенный	R1157516141
		90 см	неокрашенный	R1159016141
20 мм	2	75 см	неокрашенный	R1207520141
		90 см	неокрашенный	R1209020141
25 мм	2	75 см	неокрашенный	R1207525141
		90 см	неокрашенный	R1209025141
	3	75 см	неокрашенный	R1307525141
		90 см	неокрашенный	R1309025141
30 мм	2	75 см	неокрашенный	R1207530141
		90 см	неокрашенный	R1209030141
	3	75 см	неокрашенный	R1307530141
		90 см	неокрашенный	R1309030141
	3,5	75 см	неокрашенный	R1357530141
		90 см	неокрашенный	R1359030141
35 мм	3	75 см	неокрашенный	R1307535141
		90 см	неокрашенный	R1309035141
	3,5	75 см	неокрашенный	R1357535141
		90 см	неокрашенный	R1359035141
	4	75 см	неокрашенный	R1407535141
		90 см	неокрашенный	R1409035141
	5	75 см	неокрашенный	R1507535141
		90 см	неокрашенный	R1509035141
40 мм	3	75 см	неокрашенный	R1307540141
		90 см	неокрашенный	R1309040141
	3,5	75 см	неокрашенный	R1357540141
		90 см	неокрашенный	R1359040141
	4	75 см	неокрашенный	R1407540141
		90 см	неокрашенный	R1409040141
	5	75 см	неокрашенный	R1507540141
		90 см	неокрашенный	R1509040141
45 мм	3,5	75 см	неокрашенный	R1357545141
		90 см	неокрашенный	R1359045141
	4	75 см	неокрашенный	R1407545141
		90 см	неокрашенный	R1409045141
	5	75 см	неокрашенный	R1507545141
		90 см	неокрашенный	R1509045141
48 мм	4	75 см	неокрашенный	R1407548141
		90 см	неокрашенный	R1409048141
	5	75 см	неокрашенный	R1507548141
		90 см	неокрашенный	R1509048141

С обратнo-режущей иглой



3/8
окружности



16 мм



MP /	USP /	Длина /	Цвет нити /	REF
1	5-0	75 см	неокрашенный	R1107516241
		90 см	неокрашенный	R1109016241
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157516241
		90 см	неокрашенный	R1159016241
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157520241
		90 см	неокрашенный	R1159020241
2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207520241
		90 см	неокрашенный	R1209020241
1,5	4-0	75 см	неокрашенный	R1157525241
		90 см	неокрашенный	R1159025241
2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207525241
		90 см	неокрашенный	R1209025241
3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307525241
		90 см	неокрашенный	R1309025241
2	3-0	75 см	неокрашенный	R1207530241
		90 см	неокрашенный	R1209030241
3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307530241
		90 см	неокрашенный	R1309030241
3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357530241
		90 см	неокрашенный	R1359030241
3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307535241
		90 см	неокрашенный	R1309035241
3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357535241
		90 см	неокрашенный	R1359035241
3	2-0	75 см	неокрашенный	R1307540241
		90 см	неокрашенный	R1309040241
3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357540241
		90 см	неокрашенный	R1359040241
4	1	75 см	неокрашенный	R1407540241
		90 см	неокрашенный	R1409040241
3,5	0	75 см	неокрашенный	R1357545241
		90 см	неокрашенный	R1359045241
4	1	75 см	неокрашенный	R1407545241
		90 см	неокрашенный	R1409045241

20 мм



25 мм



30 мм



35 мм



40 мм



45 мм



С иглой таперкат



1/2
окружности



25 мм



MP

USP

Длина

Цвет нити

REF

2

3-0

75 см

неокрашенный

R1207525121

90 см

неокрашенный

R1209025121

3

2-0

75 см

неокрашенный

R1307525121

90 см

неокрашенный

R1309025121

30 мм



2

3-0

75 см

неокрашенный

R1207530121

90 см

неокрашенный

R1209030121

40 мм



3,5

0

75 см

неокрашенный

R1357540121

90 см

неокрашенный

R1359040121

4

1

75 см

неокрашенный

R1407540121

90 см

неокрашенный

R1409040121

45 мм



3,5

0

75 см

неокрашенный

R1357545121

90 см

неокрашенный

R1359045121

4

1

75 см

неокрашенный

R1407545121

90 см

неокрашенный

R1409045121

5

2

75 см

неокрашенный

R1507545121

90 см

неокрашенный

R1509045121

ТЕСЬМА-Л

Описание нити /

Тесьма хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая), плетеная.

Цвет нити /

Неокрашенный или зеленый.


Рассасывание /

Нерассасывающийся шовный материал.

Комплект поставки /

Не более 36 шт. индивидуальных упаковок в групповой коробке.

Варианты исполнения /



1. Отрезки хирургической тесьмы длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке;

2. Отрезки хирургической тесьмы длиной от 10 до 1000 см, с шагом 1 см, с одной или двумя атравматическими иглами, с покрытием силикон, с покрытием Black или без него, диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная, в количестве от 1 до 30 шт., в индивидуальной упаковке.

3. Отрезок хирургической тесьмы длиной от 150 до 3000 см, с шагом 5 см, на катушке, в индивидуальной упаковке;

4. Отрезок хирургической тесьмы длиной от 10 до 200 м, с шагом 1 м, на кассете, в индивидуальной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Медицинское изделие комплектуется тесьмой хирургической нерассасывающейся полиэфирной (лавсановой), плетеной, неокрашенной или зеленой, шириной: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм. Медицинское изделие может комплектоваться одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0,20 до 1,57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми лыже-

образными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная. Медицинское изделие нетоксично и апиrogenно. Медицинское изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации-газовый (окись этилена). Срок годности изделия - 5 лет со дня стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии:

/ общая хирургия,

/ гинекология,

/ ортопедия,

/ травматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Медицинское изделие не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется обязательная биодеструкция(рассасываемость) шовного материала. Медицинское изделие не рекомендуется использовать при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем из-

за риска камнеобразования. В редких случаях возможна неспецифическая воспалительная реакция на шовный материал при индивидуальной непереносимости пациентом компонентов, входящих в состав изделия или контактирующих с ним.

Лигатура


Ширина	Длина	Цвет тесьмы	REF
3 мм	150 см	неокрашенный	AT103150
4 мм	150 см	неокрашенный	AT104150
5 мм	150 см	неокрашенный	AT105150
6 мм	150 см	неокрашенный	AT106150

С колющей иглой

1/2
окружности



50 мм



MP / USP	Длина	Цвет нити	REF
3 мм	45 см	неокрашенный	T1034550111
	75 см	неокрашенный	T1037550111

		Armaline	SMI AG	Atramat	B.Braun	Covidien
Рассасывающийся хирургический шовный материал	Плетеные нити	ARMACRYL 910 ARMACRYL 910 PRO	SURGICRYL 910	PGLA 90	NOVOSYN	POLYSORB
		ARMACRYL RAPID	SURGICRYL RAPID	ПГЛА90 Rapid	SAFIL QUICK+	VELOSORB FAST
		ARMACRYL PGA	SURGICRYL PGA	PGA	SAFIL	DEXON S
	Мононити	ARMACRYL MONOFILAMENT	SURGICRYL MONOFILAMENT	PDX	MONOPLUS	MAXON
		ARMACRYL MONOFAST	SURGICRYL MONOFAST	PGC 25	MONOSYN	CA-PROSYN / BIOSYN
		ARMGUT / ARMGUT XPOM	CATGUT / CATGUT CHROM	PLAINGUT / CHROMIC-GUT	KETGUT	KETGUT
Нерассасывающийся хирургический шовный материал	Плетеные нити	ARMABOND	POLYESTER	POLYESTER	PREMICRON / DAGROFIL	SURGI-DAC / TI-CRON
		ПОЛИАМИД-К ПОЛИАМИД-П	-	-	POLYAMIDE TRELON	SURGILON
		ARMASILK	SILK	SILK	VIRGIN SILK / SILKAM	SOFSILK
	Мононити	ARMALEN	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE	PREMILENE	SURGIPRO
		ARMAPVDF	-	PVDF	-	-
		ARMALON	DACLON NYLON	NYLON	DAFILON	DERMALON / MONOSOF
		ARMAPLAST	SUPRAMID	-	SUPRAMID	-
		ARMASTEEL	STEEL	СТАЛЬ	СТАЛЬ	СТАЛЬ

Ethicon	Footberg	Lintex	MZKRS	Resorba
VICRYL	ВИКРОЛ	ПГА-90	LACTISORB	-
VICRYL RAPIDE	ВИКРОЛ РАПИД	ПГА-90 РАПИД	LACTISORB RAPID	PGA RESO-QUICK
-	ПГА	ПГА	PGA	PGA RESORBA
PDS II	СУРГИКРОЛ	МОНОСОРБ	PDO	CAPROLON
MONOCRYL	СУРГИКРОЛ ФАСТ	УЛЬТРАСОРБ	MONOQUICK	GLYCOLON
КЕТГУТ	КЕТГУТ КЕТГУТ ХРОМ	КЕТГУТ	КЕТГУТ	RESOCAT PLAIN / RESO- CAT CHORM
ETHIBOND / MERSILENE	ПОЛИЭСТЕР С ПОКРЫТИЕМ	ФТОРЭКС	POLYESTER	POLYESTER / SUPOLENE
NUROLON	ПОЛИАМИД	КАПРОН	POLYAMIDE	-
PERMA-HAND	ШЕЛК	ШЕЛК	SILK	SILK
PROLENE	ДАКЛОН МОНОНИТЬ	МОНОФИЛ	POLYPROPYLENE	MOPYLEN / RESOPREN
PRONOVA	ФТОЛЕН	УНИФЛЕКС	PVDF	RESOPREN
ETHILON	ПОЛИАМИД МОНОНИТЬ	МОНАМИД	NYLON	NYLON RESO- LON
-	СУПРАМИД	ФТОРЛИН	SUPRAMID EXTRA	SUPRAMID EXTRA
СТАЛЬ	СТАЛЬ ХИРУРГИЧЕСКАЯ	-	-	-



ООО «АРМАЛАЙН»

350910, Краснодарский край, г. Краснодар,
Пашковский жилой массив,
проезд им. Крупской, д.11, оф.1

тел. +7 499 579 89 17
info@armaline.ru

www.armaline.ru