

Capo Natural

Микрогибридный композит

Изысканность
в простоте

SCHÜTZ  DENTAL
Micerium Group


German
Quality!

Capo Natural микрогибридный композитный материал

Capo Natural – светоотверждаемый композитный материал, содержащий ультрамелкий, рентгеноконтрастный наполнитель. Применяется для всех видов реставраций зубов, а также может быть использован в лаборатории. Материал легко полируется до высокой степени блеска и долго его сохраняет. Обладает истинным эффектом «хамелеона», что значительно улучшает цветовую адаптацию на границе пломба – зуб.

Показания к применению:

- Прямые реставрации передних и боковых зубов. Полости I-V класса по Блэку
- Непрямые реставрации (вкладки, накладки, виниры)
- Усиленный герметик для покрытия фиссур моляров и премоляров
- Культевые надстройки
- Шинирование подвижных зубов
- Изменение цвета и формы зубов по эстетическим показаниям





Дентиновые оттенки	
232040	A1
232041	A2
232042	A3
232043	A3.5
232044	A4
232045	B2
232046	B3
232047	C2
232048	C3
Эмалевые оттенки	
232049	Incisal medium
232050	Incisal clear
232051	Incisal white
Оттенки для отбеленных зубов	
232052	Bleach 1
232053	Bleach 2

Ключевые преимущества:

- ✓ Результат полировки - зеркальный "влажный" блеск
- ✓ Идеальная эластичная консистенция композита, легко пакуются
- ✓ Насыщенные оттенки готовой реставрации
- ✓ Превосходен для сэндвич-техники за счет насыщенной цветопередачи
- ✓ Ультрамелкий наполнитель позволяет наилучшим образом подобрать цвет
- ✓ Обладает "эффектом хамелеона"
- ✓ Не липнет к инструменту
- ✓ Высокая степень абразивности
- ✓ Совместим с большинством адгезивных систем
- ✓ Прозрачные эмалевые оттенки
- ✓ Экономичен

Физические свойства:

СОДЕРЖАНИЕ
НАПОНИТЕЛЯ,
%

ТВЕРДОСТЬ ПО
ВИККЕРСУ,
МПа

КОМПРЕССИОН-
НАЯ ПРОЧНОСТЬ,
МПа

МОДУЛЬ
УПРУГОСТИ
ЮНГА,
МПа

СОПРОТИВЛЕНИЕ
К ТРЕХТОЧЕЧНОМУ
ИЗГИБУ,
МПа

Capo Natural

75

784

502

11 173

157

Чем полезен Caro Natural в вашей практике?

- ▶ Отражает эстетические потребности ваших пациентов
- ▶ Незаменим при фронтальных реставрациях
- ▶ Оптимален для создания композитных виниров
- ▶ Практика "клыковой защиты"
- ▶ Эталон для реставрационного осветления (оттенки bleach)



SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group

www.schuetz-dental.de