

**VERICOM**

*Making the World Smile*



# ОГЛАВЛЕНИЕ

## Реставрация

- Микрогибридные композиты Denfil 3
- Жидкотекучие композиты Denfil Flow 4
- Временный пломбирочный материал Spacer 5

## Адгезивы и протравливание

- Бонд ВС-Plus 6
- Протравочный гель Denfil Etchant 7

## Профилактика

- Запечатывание фиссур Eco-S 8

## Эндодонтия

- Временное пломбирование каналов Well Paste 9
- Временное пломбирование каналов Well Pex 10
- Расширение каналов Well Prep 11




ДенталМаркет

Компания «Дентал Маркет» рада сообщить вам о своём креативном продукте, новинке на рынке

эстетической стоматологии - материалах южнокорейского производителя Vericom. Продукция этого бренда ориентирована на применение в терапевтической стоматологии и позволяет решать комплексные задачи самым требовательным врачам-терапевтам и врачам-эндодонтистам.

Общеизвестно, что зуб является очень сложным, с оптической точки зрения, объектом. Именно поэтому компания «Дентал Маркет» вводит на российский рынок материалы, обладающие высокими характеристиками тона, насыщенности, яркости, прочности и блеска.

Наша цель — не просто обеспечить врачей-стоматологов качественными продуктами, но и предложить простые решения сложных проблем.





## РЕСТАВРАЦИЯ

### DenFil

Светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композитный материал

Артикул	Наименование	Цвет
DF104-B000	Denfil Set Ознакомительный набор 5 x 4 г (A2, A3, A3,5, B2, B3)	Ассортимент
DF104-RA11	Denfil шприц 4 г, цвет A1	Дентин A1
DF104-RA22	Denfil шприц 4 г, цвет A2	Дентин A2
DF104-RA33	Denfil шприц 4 г, цвет A3	Дентин A3
DF104-RA35	Denfil шприц 4 г, цвет A3,5	Дентин A3,5
DF104-RA44	Denfil шприц 4 г, цвет A4	Дентин A4
DF104-RB11	Denfil шприц 4 г, цвет B1	Дентин B1
DF104-RB22	Denfil шприц 4 г, цвет B2	Дентин B2
DF104-RB33	Denfil шприц 4 г, цвет B3	Дентин B3
DF104-RC22	Denfil шприц 4 г, цвет C2	Дентин C2
DF104-RC33	Denfil шприц 4 г, цвет C3	Дентин C3
DF104-ROA2	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет OA2	Опак-дентин OA2
DF104-ROA3	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет OA3	Опак-дентин OA3
DF104-RI00	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет I	Режущий край I
DF104-RP00	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет P	Pedo
DF104-RE00	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет E	Эмаль E
DF104-RD33	Denfil шприц 1 x 4 г, цвет D3	Дентин D3



#### Области применения

- Реставрация фронтальной и жевательной групп зубов.
- Сэндвич-техника.
- Надстройка культи.
- Шинирование.

#### Преимущества

- Универсален, подходит для реставраций I-V класса по Блэку.
- Высокие показатели краевого прилегания.
- Обладает оптимальной цветостойкостью.
- Низкая усадка.
- Хорошо держит форму.
- Не липнет к инструменту.
- Естественный вид готовой реставрации.
- Оптимальное соотношение «цена/качество».
- Широкий ассортимент оттенков.



## РЕСТАВРАЦИЯ

### DenFil Flow

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный жидкотекучий композитный материал



Артикул	Наименование	Цвет
FR102-A000	Denfil Flow Set Ознакомительный набор 4 x 2 г (A2, A3, A3,5, B2)	Ассортимент
FR102-RA11	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A1	Дентин A1
FR102-RA22	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A2	Дентин A2
FR102-RA33	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A3	Дентин A3
FR102-RA35	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A3,5	Дентин A3,5
FR102-RB22	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет B2	Дентин B2
FR102-RB33	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет B3	Дентин B3
FR102-RC22	Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет C2	Дентин C2

#### Область применения

- Пломбирование небольших полостей на жевательной поверхности.
- Инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур.
- Пломбирование полостей 2 класса при «туннельном препарировании».
- Пломбирование небольших полостей 3 класса.
- Реставрация пришеечных областей.
- Клиновидный дефект.



#### The Dental Advisor

Независимый американский эксперт в области стоматологических материалов и оборудования The Dental Advisor протестировал реставрационный микрогибрид Denfil Flow. Ниже представлены мнения экспертной группы врачей-реставраторов:

1. Оптимальная текучесть, не пузырится, превосходное качество.
2. Высокие манипуляционные свойства, нет пузырей, удобен в работе.
3. Идеально текучий материал, который я когда-либо использовал в своей практике.
4. Рентгеноконтрастен. Отличительные характеристики: цветовые решения и блеск.
5. Легко моделируется.
6. Хорошие текучие характеристики, легко моделируется, но не течёт.
7. Немного плотный, на мой вкус.
8. Легко вносить в полость.

#### Преимущества

- Высокая эластичность.
- Низкая полимеризационная усадка.
- Великолепная эстетика.
- Прочность и надёжность.
- Обладает высокой тиксотропностью.



## РЕСТАВРАЦИЯ

### Spacer

Временный  
пломбировочный материал



Артикул	Наименование	Цвет
SP103-Y000	Spacer - светоотверждаемый материал для временного пломбирования, цвет жёлтый, 1x 3 г	жёлтый
SP103-B000	Spacer - светоотверждаемый материал для временного пломбирования, цвет синий, 1 x 3 г	синий

#### Область применения

- Временная изоляция полости зуба.
- Временная изоляция при изготовлении вкладок и накладок.
- Лечебная прокладка.

#### Преимущества

- Содержит в составе ионы серебра.
- Обеспечивает герметичное закрытие полостей любого диаметра.
- Не липнет к инструменту.
- Устойчив к стиранию.
- Легко удаляется без использования вращающихся инструментов.
- Доступен в двух оттенках: жёлтый и синий.



## АДГЕЗИВЫ И ПРОТРАВЛИВАНИЕ

### BC-Plus

Светоотверждаемый двухкомпонентный адгезив V поколения



Артикул

Наименование

BP405-R000

BC-Plus, 1 x 5 мл - двухкомпонентный адгезив V поколения

#### Области применения

- Двухшаговая техника адгезивного протокола.
- Фиксация прямых композитных реставраций.
- Фиксация непрямых керамических реставраций, изготовленных в лаборатории, и композитных реставраций (вкладок, накладок, виниров).

#### Преимущества

- Высокие показатели силы сцепления с эмалью и дентином.
- Высокая скорость работы.
- Оптимальная герметизация краёв.
- Обеспечивает равномерную толщину плёнки.
- Оптимальное проникновение в дентинные каналцы.



## АДГЕЗИВЫ И ПРОТРАВЛИВАНИЕ

### DenFil Etchant

Гель для травления на основе 37%-й ортофосфорной кислоты



Артикул

Наименование

ET105-R000

Гель для травления эмали DenFil Etchant на основе фосфорной кислоты 37%, 1 x 5 мл

#### Области применения

- Протравливание поверхностей дентина и эмали.

#### Преимущества

- Оптимальная консистенция (полугель).
- Быстро действует и легко удаляется с поверхности.
- Не содержит диоксид кремния.
- Контрастный синий цвет.



## ПРОФИЛАКТИКА

### Eco-S

Гель для запечатывания фиссур



Артикул

Наименование

ES105-R000

Eco-S - гель для запечатывания фиссур 1,2 мл

#### Области применения

- Запечатывание фиссур.
- Запечатывание небольших областей повреждённой поверхности эмали.
- Запечатывание кариозных повреждений с целью стабилизации процесса.
- Запечатывание временных реставраций.

#### Преимущества

- Материал обладает устойчивостью к скалыванию благодаря наноуполненному компоненту.
- Оптимальная вязкость для проникновения в труднодоступные места.
- Универсальный препарат, имеет широкий спектр применения.
- Имеет белый opakовый цвет, обеспечивающий контрастность с естественными тканями зуба.





# Эндодонтия

## Well Paste

Временное пломбирование каналов  
Паста с гидроокисью  
кальция и сульфатом бария



Артикул

Наименование

WS102-K000

Well-Paste™ - гидроксид кальция с сульфатом бария, 2 г

### Области применения

- Лечение инфицированных корневых каналов.
- Временное пломбирование канала.
- Пломбирование каналов молочных зубов.

### Преимущества

- Стабильная однородная консистенция.
- Высокая текучесть.
- Быстро достигает апекса.
- Обладает биосовместимостью с периапикальными тканями.
- Выраженные антибактериальные свойства.



## Эндодонтия

### Well-Pex

Временное пломбирование каналов  
Паста с гидроокисью  
кальция и йодоформом



Артикул

Наименование

WP102-K000

Well-Pex - гидроксид кальция с йодоформом, 2 г

#### Области применения

- Лечение деструктивных форм периодонтитов и пульпитов.
- Стимулирует регенераторную активность тканей периодонта.
- Изоляция канала при невозможности его лечения в одно посещение.

#### Преимущества

- Высокие показатели поражения микробных комплексов, до 70%.
- Рентгеноконтрастна.
- Не обладает токсичными и аллергическими действиями.
- Гидроокись кальция способствует образованию костных остеообластов на уровне апекса.



# Эндодонтия

## Well-Prep

Гель для расширения каналов



Артикул

Наименование

WE118-K000

Well-Prep 1 x 6 г - гель для расширения каналов

### Области применения

- Простое формирование и очистка корневого канала.
- Лёгкое и быстрое удаление продуктов распада пульпы.
- Упрощает работу инструментами в канале благодаря эффекту смазки.

### Преимущества

- Обладает антибактериальным эффектом.
- Содержит хелатную добавку, позволяющую более эффективно очистить и подготовить канал.
- Улучшает проникновение медикаментов и антисептиков.
- Способствует эффективному введению инструментов в корневой канал благодаря наличию смазочного агента.



## Компания, для которой истина очевидна

Улыбка является одним из эффективных средств общения в нашем мире, и мы, компания Vericom, стремимся стать ведущим производителем стоматологических материалов мирового класса, делающим эти улыбки яркими. Мы, команда Vericom, выбрали лозунг: «Дарим миру улыбку». Концерн Vericom, с момента своего создания в 1998 году, разработал инновационное управление системой контроля качества, в результате чего все продукты достигли самых высоких международных стандартов. Наш бренд был основан командой опытных исследователей-стоматологов, которые разработали продукцию из композитных полимерных материалов. В настоящее время исследовательский отдел Vericom постоянно фиксирует изменения потребностей стоматологического сообщества и разрабатывает

новые продукты, удовлетворяющие эти потребности. В 2000 году впервые в Корею Vericom успешно разработал гибридный композит, который получил название Denfil. На международном уровне Vericom приобрёл более 10 сертификатов стандарта качества и одобрений, таких как CE, FDA, JPAL, CMDCAS. Компания Vericom экспортирует высококачественные продукты - стоматологические реставрационные материалы, товары для эндодонтии и протезирования - более чем в 100 стран мира. Врачи во всём мире по достоинству оценили возможности южнокорейских материалов в своей практике. Постоянно растущий спрос на продукцию является доказательством того, что команда Vericom трудится, чтобы дарить миру улыбки.

