



...Звезда на небосклоне современных технологий

Встречайте мощный, интеллектуальный, современный инструмент имплантологов и хирургов - новый физиодиспенсер **Saeshin** (Корея) - **TRAUS SIP 10**

Saeshin Traus SIP 10 - эргономика уровня Hi-End:

физиодиспенсер Traus SIP 10 оснащён современной подсветкой LED, обеспечивающей наивысший уровень яркого рассеянного света при работе в полостях самой сложной морфологии.

Saeshin Traus SIP 10 - высокий интеллект:

физиодиспенсер Traus SIP 10 оснащён функцией записи 9-ти программ - Ваша работа стала более оперативной, точной и безопасной - с любым пациентом, с любой имплантационной системой - Traus SIP 10 - Ваша уверенность в точном соблюдении протокола имплантации.

Saeshin Traus SIP 10 - уникальная вариативность работы:

физиодиспенсер Traus SIP 10 позволяет выбирать передаточное отношение, с которым Вы будете работать. Варьируйте передачу от орто (1:5) до эндо (64:1), и, конечно, классика для имплантации и хирургии - передача 20:1.



...Звезда на небосклоне современных технологий

Saeshin Traus SIP 10

- Оптика нового поколения LED
- Бесщёточный микромотор - увеличение мощности и производительности
- Передачи: 1:5/1:4/1:1/16:1/20:1/27:1/32:1/64:1
- Мотор E-типа, 40 000 об/мин
- Функция записи 9-ти программных надстроек
- Автоматическая защита от перегрузки
- Индикация крутящего момента и скорости
- Функция авто-калибровки мотора
- Эргономичный дизайн педали ногового управления

Технические характеристики физиодиспенсера Saeshin Traus SIP 10

Напряжение	AC100-120V, 220-240V
Сила тока	2-5A
Частота	50-60Hz
Мощность	120W
Максимальная мощность насоса	108 мл\минута
Размер	23.3смx26.9смx12см
Вес	2.8 кг
Наконечник (стандартная комплектация)	CRB26LX (20:1)
Вес наконечника	82гр
Крутящий момент наконечника	70 Н

ФИЗИОДИСПЕНСЕР



1. Надёжность

- Функция самодиагностики
- Индикация ошибок



2. Понятный интерфейс

- Яркий большой дисплей
- Понятные командные кнопки
- Функция программирования



3. Мощность и точность

- Мощный двигатель
- Микро-контроль скорости вращения

- ✓ КОМПАКТНЫЙ
- ✓ УДОБНЫЙ
- ✓ МОЩНЫЙ



TRAUS SIP 10

- Бесколлекторный мотор, сконструированный по авторскому дизайну Saeshin
- Передаточные соотношения: 1:5,1:4,1:1,16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1
- Мотор соответствует стандарту ISO3964
- Память на 9 программируемых режимов работы
- Функция автоматической защиты от перегрузки
- Индикация текущей скорости вращения и крутящего момента
- Функция автокалибровки мотора
- LED-подсветка



Варианты наконечников



Технические характеристики

Питание	220-240 V
Предохранитель	2А
Частота	60Hz
Мощность	макс. 120W
Подача воды	макс. 90±20% мл/мин
Размеры (ШхГхВ)	233 x 269 x 120 мм
Вес	2,8 кг

Наконечники

Соотношение	20:1	20:1	32:1	32:1
Вес	82 г	84 г	82 г	84 г
Подсветка	LED	—	LED	—
Кр. момент	70 Н/см		80 Н/см	